



CADEIRA DE DUCHE/WC ASTON
Manual de instruções
DISPOSITIVO MÉDICO



**REF. 822165 – 822178 – 822253 –
822272**



SÍMBOLO QUE APARECE NA ETIQUETA OU NO MANUAL DE INSTRUÇÕES

	Endereço do fabricante:		Convite à consulta do manual do utilizador
	Data de produção		Siga as instruções de segurança
	Número de lote		Conformidade CE
	Referência do produto		Dispositivo médico
	Peso máximo do utilizador		

MANUAL DE INSTRUÇÕES PT

IMPORTANTE

Leia atentamente as instruções antes de utilizar este produto e guarde-as, se necessário.

Utilizador: Se não conseguir ler ou compreender quaisquer avisos, precauções ou instruções, contacte o seu profissional de saúde ou distribuidor antes de utilizar este produto ou podem resultar riscos e danos.

Consulte o seu médico ou profissional de saúde antes de utilizar qualquer dispositivo de assistência. Ele / ela irá aconselhá-lo e informá-lo sobre o uso mais adequado no seu caso.

Distribuidor: este manual de instruções deve ser fornecido aos utilizadores deste produto.

DESTINO DO PRODUTO

A cadeira de duche Aston é um dispositivo médico. Trata-se de um sanitário técnico para idosos, pessoas com mobilidade reduzida, deficientes, feridos ou que perdem o equilíbrio com facilidade.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA



O não cumprimento das precauções de segurança pode resultar em risco de ferimentos graves.

- Não exceda o peso máximo suportado de 160 kg para a 822165 de referência – 822253, 260 kg para a 822178 de referência e 300 kg para a 822272 de referência.
- Verifique se todos os componentes estão protegidos antes de usar
- Certifique-se de que o produto está em boas condições de funcionamento.
- Verifique visualmente o produto
- Antes de cada utilização do produto, os travões e as rodas devem ser verificados.
- Verifique a estabilidade da cadeira antes de usar.
- Utilizar apenas em terreno plano.
- Quando estiver parado, aplique os travões nas rodas.
- Certifique-se de que os travões estão libertados antes de a cadeira ser movida novamente.
- Certifique-se sempre de que o dispositivo está parado e que os travões são aplicados durante a transferência de e para o dispositivo.
- Não se incline para fora do dispositivo.

- Verifique os rolamentos das rodas e os travões
- Em caso de peças danificadas, partidas, gastas ou em falta, contacte o concessionário.

MONTAGEM & USO



1. Insira o encosto nos tubos do quadro
2. Bloquee o encosto no lugar com os botões na parte de trás do banco

3. Posicione os apoios para os pés no soquete do apoio para os pés na parte superior da estrutura da base. Vire os apoios para os pés na parte da frente da cadeira até que se fixem no lugar. Pode ajustar a altura e o ângulo destes apoios para os pés de acordo com as instruções abaixo.

4. Se as rodas não estiverem montadas no quadro, instale-as de acordo com as instruções de ajuste abaixo.

5. Você também pode instalar o assento fixando-o com os grampos no quadro e também posicionar a caçamba e a tampa.



➤ Operação e ajuste do apoio de pés :



Apoios para os pés oscilantes para dentro e para fora

Os apoios para os pés podem entrar e sair se o usuário precisar disso. Se necessário, primeiro vire as placas de apoio. Quando necessário, rode os apoios para os pés para a posição da frente até que se posicionem automaticamente. Se necessário, vire as placas de pé para baixo.

Instalação e remoção de apoio para os pés

Siga as instruções de montagem para obter detalhes sobre como instalar os apoios para os pés. Para remover os apoios para os pés, retire o apoio para os pés e levante para remover.

➤ Ajuste da placa de pé:

1. Para ajustar o peso da placa de apoio, afrouxe o parafuso no final do tubo branco do apoio de pernas, usando uma chave allen e girando o parafuso no sentido anti-horário. Deslize o apoio para os pés até à altura requerida e fixe-o apertando o parafuso. Aperte o parafuso rodando no sentido horário com uma chave allen.





2. Para ajustar o ângulo da placa de pé, afrouxe o parafuso perto da parte inferior do tubo interno (cromado). Ajuste a placa de apoio ao ângulo necessário e volte a fixar o parafuso.

➤ Operação de rícinio :



1. Os rodízios podem ser bloqueados de modo que a roda não se possa mover para frente ou para trás. Para bloquear o rodízio, pressione para baixo na aba de bloqueio com um pé (como mostrado).



2. Para soltar, pressione o outro lado da aba de bloqueio com um pé. A menos que a cadeira esteja equipada com rodas de 24", recomenda-se que os rodízios estejam sempre trancados quando a cadeira estiver parada.

➤ Ajuste de rícinio :



A altura da cadeira e do assento pode ser alterada ajustando a altura do eixo. Para ajustar a altura da rodízio, remova o clipe 'E' ou a porca e o parafuso (setado). Reposicione a haste da rodízio na posição pretendida e volte a colocar o clipe ou a porca e o parafuso «E». Repita os 3 rodízios garantindo que todos estejam colocados na mesma altura.

Nota: Se a cadeira estiver equipada com as rodas traseiras de 24", a altura do suporte do eixo também deve ser alterada de modo a que os rodízios traseiros estejam quase a tocar o solo quando as jantes de 24" estiverem montadas. Os modelos serão fornecidos com grampos 'E' ou uma porca e parafuso para fixar o rodízio. Os cliques 'E' não requerem quaisquer ferramentas para ajuste de altura, enquanto a solução de porca e parafuso requer uma chave inglesa e allen.

➤ Instalação e remoção de penico:



O penico é instalado e removido deslizando o penico para os dois trilhos montados na parte inferior do assento. Para instalar, deslize o penico por baixo do assento a partir da parte de trás da cadeira, garantindo que o penico fique em ambos os trilhos do assento. Certifique-se de que ninguém está sentado na cadeira ao instalar ou remover o penico para evitar qualquer risco de batida.

Cubra o penico com tampa para reduzir o risco de derrames e elimine cuidadosamente o conteúdo do penico numa eclusa ou sanita. Não elimine num ralo ou lavatório aberto, pois isso pode causar sérios riscos para a saúde.

O penico pode ser limpo e desinfetado manualmente ou numa máquina de descontaminação em autoclave/aquosa. Deve ser limpo após cada utilização.

➤ **Operação do assento em remoção :**




O assento é em forma de ferradura com tampa removível para a abertura. Quando usado como cadeira de banho, recomenda-se que a tampa da abertura seja removida para permitir um melhor acesso ao ocupante para limpeza. Certifique-se de que o peso não é aplicado diretamente na tampa da abertura, pois este pode cair através do assento. O assento prende dentro e fora do quadro. Para remover o assento para limpeza, primeiro remova o penico e a tampa da abertura. Levante a frente para o assento soltar e deslize o assento para longe para a cadeira. Para fixar o assento, primeiro localize o assento deslizando a parte de trás do assento para dentro do quadro e, em seguida, pressione para baixo todo o assento até ficar seguro.

➤ **Operação do braço:**



Os braços podem virar para cima para ajudar a transferência lateral. Basta levantar a frente dos braços para virar para cima e, em seguida, empurrar para baixo para baixo. Os travões devem ser sempre aplicados antes da transferência.

➤ **Kit de roda traseira 24" - Instalação :**



Coloque o apoio do eixo em dois dos orifícios à altura exigida, assegurando que o eixo aponta para baixo (como mostra a figura B). Os parênteses podem ser para a frente ou virado para trás, dependendo das necessidades dos utilizadores. Insira os dois parafusos nos orifícios do suporte e da estrutura. Fixe fixando as porcas indicadas na figura B.



➤ **Instalação de freios de roda traseira de 24":**



Figura C


Antes da instalação, solte os dois parafusos que prendem o grampo do freio (mostrado na Figura C.) Posicione o grampo do freio na barra horizontal superior do quadro. Escorregador

o conjunto do travão na posição aproximada indicada na figura C. Aperte os dois parafusos de fixação para fixar o travão. Verifique se o freio está correto posição através das seguintes verificações:

- i. Quando libertado, o travão não interfere com o pneu
- ii. Quando aplicado, o travão para a roda
- iii. O usuário pode facilmente aplicar o freio
- iv. Quando aplicado, o travão é mais baixo do que o banco.

Isso é importante para evitar lesões ao usuário durante a transferência lateral. Se a posição estiver incorreta, solte os dois parafusos no colarinho do freio, reposicione, aperte novamente os dois parafusos e verifique novamente.

➤ **Operação do freio:**



Puxe os freios para a frente para bloquear a roda. Puxe os travões para trás para libertar o travão. Certifique-se de que ambos os travões são aplicados quando a cadeira está parada e quando o utilizador está a transferir lateralmente.

➤ **Funcionamento – Rodas traseiras de 24":**

Quando as rodas traseiras de 24" são instaladas, a cadeira pode ser impulsionada pelo atendente ou pelo ocupante da cadeira. Se o atendente estiver impulsionando a cadeira, ele deve impulsionar a cadeira usando a alça de pressão na parte traseira e aplicar os freios de rodízio quando a cadeira estiver parada. Se o ocupante estiver a impulsionar a cadeira, deve utilizar as jantes montadas na lateral das rodas para ir, manobrar e parar e, em seguida, aplicar os travões (acima) quando a cadeira estiver parada.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO



A falta de cuidados e manutenção do seu produto pode resultar no risco de ferimentos graves.

- Limpe regularmente à mão o produto (todas as rodas, bancos e fixações) com um pano húmido e um detergente suave e desinfetante. Não utilize produtos abrasivos, detergentes ou produtos à base de solventes.
- Seque com um pano macio limpo e seco.
- A cadeira deve ser completamente revista todos os anos, com lubrificação obrigatória.
- Recomenda-se que o dispositivo seja reparado anualmente.
- Se o dispositivo estiver sujeito a uso intenso e/ou uso em um ambiente multiusuário, recomendamos que o dispositivo seja reparado com mais frequência.
 - Os pneus gastos, os rolamentos das rodas, as rodas, os travões, o mecanismo de bloqueio do descanso das pernas, as almofadas do banco e das costas, as almofadas dos apoios de braços, o pino de libertação rápida, a panela e a tampa, os grampos "E", devem ser reparados, substituídos, ajustados e/ou lubrificados, se necessário.
 - Em caso de avaria, não repare o produto sozinho. Consulte um revendedor autorizado.
 - Lista de verificação :

Para garantir uma vida útil ótima do produto, verifique antes de cada utilização e verifique o seguinte:

Tipo de Controlo	Método	FREQUÊNCIA
Controlo do assento e do encosto	Ajuste/Controlo Visual	Antes de cada utilização
Controlo de fixações	Ajustamento	Uma vez por mês
Controlo das rodas	Ajustamento	Uma vez por mês
Controlo dos travões	Ajustamento	Antes de cada utilização
Controlo dos apoios de braços e pernas	Ajustamento	Uma vez por mês

MUDANÇA DE PROPRIEDADE

O produto pode ser reutilizado. Em primeiro lugar, deve ser limpo e desinfetado de acordo com as instruções de higiene. Ao transferir o seu produto, lembre-se de entregar todos os documentos técnicos necessários ao novo utilizador. De antemão, o produto deve ser inspecionado por um especialista autorizado.

RECICLAGEM

Quando o produto se tornar inutilizável e tiver de o deitar fora: contacte o seu revendedor especializado. Se desejar realizar a reciclagem por conta própria, peça orientações sobre a eliminação à sua empresa local de gestão de resíduos.

ARMAZENAGEM



A não observância das condições de conservação pode conduzir à deterioração do produto e, por conseguinte, ao risco de lesões graves.

- Não guarde o seu produto durante um longo período de tempo perto de uma fonte de calor ou ao sol (por exemplo, atrás de uma janela ou perto de um radiador) ou perto de uma fonte fria.
- Manter afastado de todas as chamas e fontes de faíscas.
- Respeite as condições de armazenamento do seu produto:
- Em lugar seco e temperado
- Proteja o seu produto de poeira, corrosão (por exemplo, elementos abrasivos, areia, água do mar, ar salgado).
- Guarde todas as peças removidas juntas no mesmo local (ou localize-as, se necessário) para evitar misturá-las com outros produtos durante a remontagem.
- Todos os componentes devem ser armazenados sem qualquer carga (não coloque quaisquer objetos que sejam muito pesados sobre os elementos do produto, não emperre nada...).

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO

A expectativa de vida deste produto é de 5 anos em condições normais de uso, segurança e manutenção para um usuário. Para além deste período, o produto pode ser utilizado desde que ainda esteja em boas condições. Se o dispositivo for utilizado num ambiente multiutilizador (como um lar de idosos ou um hospital), a vida útil pode ser reduzida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cadeira de duche Aston - 822165	
Dimensões globais	Largura 56 cm x Profundidade 87 cm x Altura 99 / 104 cm
Dimensões do banco	Largura 46 cm x Profundidade 43 cm x Altura 51 / 54 cm
Altura do encosto	47 centímetros
Altura do banco	43 / 48 centímetros
Dimensões da abertura	27 x 17 cm
Peso	13,4 kg
Peso máximo suportado	160 quilogramas
Cadeira de duche Aston 24" - 822253	
Dimensões globais	Largura 74 cm x Profundidade 112 cm x Altura 99 cm
Dimensões do banco	Largura 46 cm x Profundidade 43 cm x Altura 50 cm
Altura do encosto	47 centímetros
Altura do banco	44,5/47/49,5 centímetros
Dimensões da abertura	27 x 17 cm
Peso	16 quilogramas
Peso máximo suportado	160 quilogramas
Cadeira de duche Aston XL - 822178	
Dimensões globais	Largura 66 cm x Profundidade 87 cm x Altura 99 / 104 cm
Dimensões do banco	Largura 55 cm x Profundidade 43 cm x Altura 51 / 56 cm
Altura do encosto	47 centímetros
Altura do banco	43 / 48 centímetros

Dimensões da abertura	27 x 17 cm
Peso	17 quilogramas
Peso máximo suportado	260 quilogramas
Cadeira de duche Aston XXL - 822272	
Dimensões globais	Largura 80 cm x Profundidade 87 cm x Altura 99 / 104 cm
Dimensões do banco	Largura 60 cm x Profundidade 43 cm x Altura 51 / 56 cm
Altura do encosto	62 centímetros
Altura do banco	43 / 48 centímetros
Dimensões da abertura	27 x 17 cm
Peso	19 quilogramas
Peso máximo suportado	300 quilogramas

GARANTIA

Este produto tem garantia de dois anos a partir da data de compra pelo utilizador. A IDENTITIES fornecerá peças de reposição para qualquer peça que tenha quebrado devido a deficiências de fabricação, projeto ou fabricação. Entre em contato com o distribuidor de quem você comprou o produto para o caso de precisar fazer uma reclamação. Falhas resultantes de danos acidentais, uso indevido, alteração ou desgaste não são cobertas por esta garantia. Entre em contato com o revendedor de quem você comprou o produto para aplicar a garantia.