



**KYARA®**

**SACO DE GELO**

---

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

**ÍNDICE**

|   |              |
|---|--------------|
| <b>1. CÓDIGO</b> .....                      | <b>PAG.3</b> |
| <b>2. INTRODUÇÃO</b> .....                  | <b>PAG.3</b> |
| <b>3. USO PRETENDIDO</b> .....              | <b>PAG.3</b> |
| <b>4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE</b> .....  | <b>PAG.3</b> |
| <b>5. Avisos gerais</b> .....               | <b>PAG.4</b> |
| <b>6. SÍMBOLOS</b> .....                    | <b>PAG.4</b> |
| <b>7. DESCRIÇÃO E COMPONENTES</b> .....     | <b>PAG.4</b> |
| <b>8. ANTES DE USAR</b> .....               | <b>PAG.5</b> |
| <b>9. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO</b> .....    | <b>PAG.5</b> |
| <b>10. COMO USAR</b> .....                  | <b>PAG.5</b> |
| <b>11. MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO</b> ..... | <b>PAG.5</b> |
| 11.1 Manutenção .....                       | pag. 5       |
| 11.2 Armazenamento .....                    | pag. 5       |
| <b>12. LIMPEZA E DESINFECÇÃO</b> .....      | <b>PAG.5</b> |
| 12.1 Limpeza .....                          | pag. 5       |
| 12.2 Desinfecção .....                      | pag. 5       |
| <b>13. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO</b> .....    | <b>PAG.6</b> |
| <b>14. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b> .....   | <b>PAG.6</b> |
| <b>15. GARANTIA</b> .....                   | <b>PAG.6</b> |
| 15.1 Cláusulas isentas .....                | pag. 6       |

 Dispositivo Médico classe I  
 REGULAMENTO (UE) 2017/745 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO  
 de 5 de abril de 2017 relativo a dispositivos médicos

## 1. CÓDIGO

ST191 Saco de gelo 28 CM

## 2. INTRODUÇÃO

Obrigado por comprar o saco de gelo Kyara por Moretti S.p.A. O manual deste utilizador fornece algumas sugestões sobre como utilizar corretamente o produto que escolheu e dá alguns conselhos valiosos para a sua segurança. Leia atentamente o manual antes de utilizar o produto. Caso tenha alguma dúvida, contacte o seu retalhista para obter aconselhamento e assistência.

Em caso de dúvidas, recomendamos que contacte o revendedor que o possa ajudar e aconselhar adequadamente.

**NOTA** Verifique todas as peças para verificar se há danos no transporte e teste antes de utilizar. Em caso de danos, não utilize o aparelho. Contacte o seu revendedor para obter mais instruções.

## 3. UTILIZAÇÃO PREVISTA

O saco de gelo Kyara destina-se a arrefecer partes do corpo humano.

### **CUIDADO, CUIDADO!**



- Não utilizar o produto para um fim não indicado neste Manual.
- A Moretti S.p.A declina todas as responsabilidades por consequências de uma utilização incorreta deste produto e de alteração não autorizada ao quadro fazer produto
- O fabricante reserva-se o direito de alterar como informações contidas neste documento sem aviso prévio.

## 4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Moretti S.p.A. declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que o produto fabricado e comercializado pela Moretti S.p.A.e pertencente ao grupo de PRODUTOS DE CUIDADOS PESSOAIS cumpre as disposições do regulamento 2017/745 sobre a DEVI-CES médica de 5 de abril de 2017.

Para o efeito, a Moretti S.p.A. garante e declara sob a sua única responsabilidade o que se segue:

1. Os dispositivos satisfazem os requisitos de segurança e desempenho gerais solicitados pelo anexo I do regulamento 2017/745, tal como previsto no anexo IV do referido regulamento.
2. Os aparelhos não são instrumentos de medição.
3. Os aparelhos não são feitos para testes clínicos.
4. Os aparelhos são embalados em CAIXA NÃO ESTÉRIL.
5. Os dispositivos pertencem à classe I, em conformidade com o disposto no anexo VIII do regulamento acima referido.

6. Moretti S.P.A. fornece Para o Competente Autoridades o técnico documentação Para provar o conformidade Para o 2017/745 regulação, para em pelo menos 10anos De o último muito produção.

**Nota:** Os códigos completos do produto, o código de registo do fabricante (SRN), o código UDI-DI e quaisquer referências aos regulamentos usados estão incluídos na declaração de conformidade da UE de que Moretti S.P.A. lança e disponibiliza através dos seus canais.

#### 5. AVISOS GERAIS

- Para uma utilização correta do dispositivo, consulte este manual
- Certifique-se de que o produto é entregue completo e mantenha-o embalado longe de fontes de calor
- A vida útil do dispositivo é determinada pelo desgaste das peças não pode ser reparada e/ou substituída
- Preste sempre atenção à presença de crianças.
- O utilizador e/ou o paciente terão de reportar qualquer acidente grave que tenha ocorrido relacionado com o fabricante e autoridade adequada do Estado a que o utilizador e/ou o paciente pertencem.

#### 6. SÍMBOLOS

-  Código do produto
-  Identificação de dispositivo único
- 
-  Fabricante
-  Leia o manual de instruções
-  Dispositivo Médico
-  Condições de eliminação

#### 7. DESCRIÇÃO E COMPONENTES



## 8. ANTES USO

Verifique sempre o estado de desgaste das peças de modo a garantir que é utilizado em segurança para pessoas e bens.

## 9. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Nunca use o saco de uma forma diferente da declarada
- O Spa Moretti não será responsável por qualquer outro propósito que não o indicado ou destinado a uma utilização diferente da reportada
- Utilize apenas na pele intacta e sem lesões ou lacerações, em qualquer caso utilize sempre um pano de proteção entre a pele e o saco.
- Use apenas com gelo ou água gelada
- No caso de utilização por crianças, mantenha sempre sob controlo o saco para evitar a abertura accidental

## 10. COMO USAR

Antes da utilização, verifique se a superfície do saco não apresenta ferimentos, lacerações ou desgaste suscetíveis de comprometer a resistência adesiva do líquido. Se puder lavar o saco. Encha o saco com gelo. Feche o saco com a tampa incluída, tendo o cuidado de drenar o excesso de ar por dentro. Verifique os derrames de controlo de fecho corretos. Coloque o saco na parte do corpo escolhida usando um pano macio entre a pele e o saco.

## 11. MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

### 11.1 Manutenção

Os sacos de gelo Kyara da MORETTI são verificados cuidadosamente e fornecidos com marca CE, uma vez lançados no mercado. Para a segurança do paciente e do médico, recomendamos que deixe verificar o aparelho pelo fabricante ou por laboratório autorizado de 2 em 2 anos. Em caso de reparação, utilize apenas peças sobressalentes originais e acessórios.

### 11.2 Armazenamento

Para uma maior armazenagem do produto, recomendamos que o saco seque completamente das fontes de luz e calor dentro de um pouco de pó de talco.

## 12. LIMPEZA E DESINFEÇÃO

### 12.1 Limpeza

Para a limpeza dentro e fora do saco é aconselhável utilizar água morna e um detergente neutro. Deixe secar naturalmente. Não exponha à luz solar direta ou a fontes de calor artificial.

### 12.2 Desinfecção

Se precisar de usar para desinfetar os produtos um limpador comum de desinfetante.

**NOTA** Nunca utilize ácidos, alcalinos ou solventes, tais como acetona ou diluente

### 13. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO



Ao eliminar o aparelho, nunca utilize os sistemas normais de fornecimento de resíduos sólidos urbanos. Recomenda-se a eliminação do dispositivo no centro de reciclagem local.

### 14. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: Dentro de PVC Fora de Nylon

Tamanho: 28 cm de diâmetro

### 15. GARANTIA

Os produtos Moretti são garantidos a partir de falhas de material ou de fabrico durante 2 anos a partir da data de compra, exceto possível exclusão ou restrição da seguinte forma. A garantia não será aplicada nos eventuais danos causados por uso indevido, abuso ou alteração, e para a garantia não será válida se as instruções para o uso não são estritamente cumpridos. A utilização correta está especificada neste manual.

A Moretti não se responsabiliza por danos, lesões pessoais ou o que for causado por ou em relação a uma instalação errada ou a uma utilização indevida.

A garantia Moretti não cobre os danos resultantes de: desastre natural, não manutenção ou reparações rized, falhas causadas por problemas no fornecimento de eletricidade (quando necessário), utilização de peças sobressalentes não cobertas por Moretti, uso impróprio, alteração não autorizados, danos de envio (diferentes do envio original de Moretti), ou em caso de manutenção suficiente como indicado no manual.

A garantia não cobre componentes sujeitos a desgaste durante a utilização correta do aparelho.

#### 15.1 Cláusulas isentas

A Moretti não oferece quaisquer outras declarações, garantias ou condições, explícitas ou implícitas, incluindo possíveis declarações, garantias ou condições de mercadotização, adequação para um específico propósito, não infração e não interferência, tudo menos o que expressamente especificado nesta garantia. Moretti não garante a utilização sem parar e sem falhas. A duração de eventuais garantias implícitas que podem ser impostas pela lei é limitada pelo período de garantia, nos limites da lei. Alguns estados ou países não permitem limitar a garantia implícita ou a exclusão ou a limitação de danos acidentais. Nesses países, algumas dessas exclusões ou limitações não podem ser aplicadas ao utilizador. A presente garantia pode ser modificada sem notificação prévia.

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

Produto \_\_\_\_\_

Comprado em (data) \_\_\_\_\_

Retalhista \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Endereço Cidade/cidade \_\_\_\_\_

Vendido para \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Endereço Cidade/cidade \_\_\_\_\_



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20122 Cavriaglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.e-mail.com](http://www.e-mail.com) morettispa: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)**MADE IN P.R.C.**



**MORETTI S. P.A.**  
Via Bruxelles, 3 -  
Meleto 52022  
Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96  
21 11  
Um fax. +39 055  
96 21 200

www.  
morettispa.com  
info@morettispa.c  
om