



SISSEL® SIT AIR

MANUAL

Informação sobre o
produto



CONFORTÁVEL ALMOFADA DE CUNHA QUE PROMOVE UMA POSTURA ANATOMICAMENTE CORRECTA E ACTIVA, COM A ADIÇÃO. A VANTAGEM ADICIONAL DE TRABALHAR OS MÚSCULOS DAS COSTAS E DO TRONCO

Função / Indicações

A utilização da almofada SISSEL® SIT AIR combina a posição vertical desejada de uma almofada em forma de cunha com

resposta dinâmica de uma almofada insuflável instável. É uma almofada de cunha dinâmica e versátil para utilização em

versátil, para utilização em reabilitação, em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar onde o utilizador deseje sentar-se confortavelmente e

o utilizador deseja sentar-se confortavelmente e anatomicamente correcto. O SISSEL® SIT AIR não só não só permite ao utilizador sentar-se direito, mas também ajuda a exercitar a musculatura do tronco e das costas numa quase

e músculos das costas quase despercebidos.

A almofada SISSEL® SIT AIR serve de complemento para muitas indicações médicas, tais como o tratamento, alívio e prevenção do desequilíbrio muscular postural e dores lombares,

alívio e prevenção do desequilíbrio muscular postural e dores lombares, bem como ajudar a trabalhar o equilíbrio.

trabalho de equilíbrio. A densidade da sua espuma especial combina perfeitamente apoio e conforto.

A superfície inclinada da almofada promove uma postura correcta, que alivia e corrige muitos problemas posturais, aliviando a pressão sobre a coluna vertebral e discos intervertebrais.

muitos problemas posturais, aliviando a pressão sobre a coluna vertebral e discos intervertebrais.

I O seu desenho especial com um orifício central permite que as pernas sejam ligeiramente separadas, que promove uma postura correcta e previne a acumulação de calor prejudicial.

I A parte central é ligeiramente instável, o que ajuda o utilizador a exercitar inconscientemente os músculos das costas e abdominais.

as costas e os músculos abdominais. O grau de instabilidade pode ser ajustado por meio da válvula integrada.

Contra-indicações

Pacientes com condições ou queixas médicas não diagnosticadas;

doentes com fracturas instáveis da coluna vertebral ou da pélvis, etc.

Como funciona a almofada de cunha

Sem almofada de cunha: é difícil sentar-se de pé e tem tendência para se desleixar.

Com uma almofada de cunha SISSEL®: o corpo move-se sem esforço para uma posição vertical, com a pélvis ligeiramente inclinada para a frente.

Com uma almofada de cunha SISSEL®: o corpo move-se sem esforço para uma posição vertical, com a pélvis ligeiramente inclinada para a frente.

Desequilíbrio: 1 graças à válvula, pode ajustar o grau de desequilíbrio ao seu desequilíbrio de acordo com as suas preferências.



Uso

Para uso diário como apoio de assento em superfícies firmes, tais como cadeiras, bancos ou bancos de bancos.

Não adequado para utilização em móveis macios, tais como poltronas ou sofás.

Como um assento dinâmico sob supervisão directa ou independentemente, após instruções do pessoal médico.

Seguir as instruções do pessoal médico.

Material / Manutenção

Este produto é feito de materiais de alta qualidade e tem um acabamento robusto.

A sua cobertura de malha facilita a circulação do ar.

Material: enchimento: espuma de poliuretano; cobertura: malha de poliéster a 100 %, com válvula ajustável.

Tamanho: aprox. 35,5 x 35 x 35 x 35 x 5,5 cm

Lavar apenas à mão: secar ao ar, não secar em radiadores ou à luz solar directa

(ou a cor irá desvanecer-se)

www.sissel.com

AL 07 VI



SISSEL® GmbH · Bruchstrasse 48 · D-67098 Bad Dürkheim · Germany

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Farb-, Material- und Konstruktionsänderungen möglich.
Typesetting and printing errors excepted. Changes in color, material and construction possible.

