



KYARA®

PORTUGUÊS

MA LTK770 01 A_ENL05-

AQUECEDOR DE PÉ ELÉTRICO 3 TEMPERATURAS

MANUAL DE INSTRUÇÕES



ÍNDICE

1. CÓDIGOS.....	pag.3
2. INTRODUÇÃO	pag.3
3. AVISOS DE SEGURANÇA	pag.3
4. SÍMBOLOS	pag.4
5. DESCRIÇÃO GERAL	pag.5
6. INSTRUÇÃO DE USO	pag.5
6.1 Função de desativação automática	pag.5
6.2 Desativação	pag.6
7. LIMPEZA E MANTEINANCE	pag.6
8. CONDIÇÕES GERAIS DE ELIMINAÇÃO	pag.6
9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	pag.7
10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	pag.7
11. GARANTIA	pag.8
11.1 Cláusulas isentas	pag.8

1. CÓDIGOS

LTK770 AQUECEDOR DE PÉS ELETRICO - 3 TEMPERATURAS

2. INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher o aquecedor de pés elétrico da linha Kyara por Moretti. Leia as instruções de utilização e os avisos de segurança em particular antes de utilizar o aparelho e siga-os sempre. Guarde este manual e guia ilustrativo com o aparelho para futuras consultas. Caso passe o dispositivo a outro utilizador, certifique-se de que também inclui esta documentação. Este manual inclui sugestões para uma utilização corretado aparelho e conselhos preciosos para a sua segurança. Em caso de dúvida, contacte o retalhista, que poderá ajudá-lo e aconselhá-lo corretamente.

NOTA Verifique se todas as partes do produto não foram danificadas durante a expedição. Em caso de danos, não utilize o produto e contacte o retalhista para obter mais instruções.

3. AVISOS DE SEGURANÇA

- Depois de ter retirado o aparelho da sua embalagem, verifique a sua integridade com base no desenho e verifique se há danos causados durante o transporte. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho e contacte o retalhista local. Não deixe que as crianças brinquem com a embalagem! Mantenha o invólucro de plástico fora do alcance das crianças; risco de asfíxia!
- Antes de ligar o aparelho, verifique se os dados de tensão da rede reportados na placa de identificação correspondem aos da rede elétrica disponível. A placa de identificação está fixada ao aparelho.
- Este aparelho destina-se exclusivamente a um aquecedor de pés para uso doméstico. Qualquer outra utilização é imprópria e potencialmente perigosa.
- Ao utilizar pela primeira vez, poderá notar um odor desagradável devido aos materiais sintéticos.
- A verificação do aquecedor de pés lá fora com as mãos não deve ser tida em conta, pois isto pode dar um resultado enganador do calor emitido.
- O aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência ou conhecimento, a não ser que seja supervisionada por uma pessoa responsável pela sua segurança, supervisão ou depois de ter recebido instruções sobre a sua utilização. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho. Não utilize o aparelho para doentes, para bebés ou para pessoas que sejam insensíveis ao calor. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças se os dispositivos de comando não tiverem sido previamente definidos por um progenitor ou tutor ou se a criança não tiver sido devidamente instruída sobre como utilizar o aparelho com segurança.



AVISO – NÃO adequado para crianças com idade inferior a 3 anos. Crianças com menos de 3 anos de idade não deve utilizar o aparelho, uma vez que não pode reagir em caso de sobreaquecimento.

- **NÃO** ative o controlo de temperatura com as mãos molhadas.
- **NÃO** puxe o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para retirar a ficha da tomada.
- **NÃO** mergulhe o cabo de alimentação e o telecomando.
- Desligue sempre o aparelho da rede antes de limpar ou efetuar a manutenção e quando o aparelho não estiver a ser utilizado.
- Em caso de avaria ou mau funcionamento do aparelho, desligue-o e não o adulterar. Se o aparelho tiver de ser reparado, contacte um centro de assistência técnica autorizado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído por um centro de assistência técnica autorizado, de modo a evitar todos os riscos.
- O aparelho deve ser utilizado exclusivamente com os tipos de comando indicados na etiqueta.

- NÃO coloque o telecomando (1) ou o cabo de alimentação por baixo ou em cima do aquecedor elétrico quando o aparelho estiver ligado.
-  NÃO utilize o aparelho dobrado.
 - Antes de o armazenar, deixe o aparelho arrefecer antes de o dobrar.
 - NÃO deixe a roupa dentro do aparelho se estiver dobrada.
- Inspeccione frequentemente o aparelho para verificar se há sinais de desgaste. Se tais sinais sejam encontrados ou se o aparelho tiver sido utilizado incorretamente, contacte um centro de assistência técnica autorizado antes de continuar a usá-lo.
- As pessoas com pacemakers não devem utilizar o aparelho.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por médicos dentro de hospitais.
- NÃO utilize o aparelho se estiver molhado ou em locais com um elevado nível de humidade (por exemplo, casa de banho).
- NÃO utilize o aparelho para manter os animais quentes.
- NÃO deixe o aparelho em funcionamento enquanto dorme.
- Se o aparelho for utilizado durante um período prolongado, o seletor deve ser colocado no nível 1-2 (calor mínimo).
- NÃO utilize o aparelho em partes inchadas ou dolorosas do corpo.
- Desligue imediatamente o aparelho se sentir dor durante a utilização.
- NÃO utilize o aparelho se estiverem no ar gases altamente inflamáveis.
- NUNCA utilize o aparelho perto de uma fonte de gás.
- NÃO coloque no aparelho materiais ou materiais inflamáveis que se deteriorem facilmente devido ao calor (por exemplo, caixa, plástico, papel, velas).
- NUNCA exponha o aparelho a outras fontes de calor (tais como queimadores ou fornos), temperaturas abaixo de zero, luz solar direta, humidade.
-  NÃO INSIRA ALFINETES OU AGULHAS.
 - A aplicação do aparelho durante muito tempo a alta temperatura pode queimar a pele.



ATENÇÃO!

Em caso de utilização indevida, existe o risco de possíveis ferimentos.

4. SÍMBOLOS

-  REF Código do produto
-  LOT Mês e ano de produção
-  Marca CE
-  Manual de instruções
-  Eliminação
-  Classe de isolamento II

5. DESCRIÇÃO GERAL



COMPONENTES PRINCIPAIS

1. Controlo remoto
2. Seletor de temperatura
3. Exibição
4. Conector
5. Base de conector

6. INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO

O aquecedor de pés elétrico permite a aplicação direcionada de calor aos pés do utilizador.



ATENÇÃO, ATENÇÃO!

O aquecedor de aquecedor pés só pode ser usado com o comando fornecido. O modelo relativo é especificado na etiqueta cosida Não PaineL.

- Insira o conector (4) na base do conector (5) para ligar o seletor de temperatura ao aquecedor do pé.
- Insira a ficha na tomada e selecione a temperatura máxima por um curto período de tempo, para aquecer o aquecedor do pé mais rapidamente, em seguida, selecione um nível de temperatura de 1 a 3. (Nível 1 = temperatura mínima; Nível 2 = temperatura média; Nível 3 = temperatura máxima)
- Coloque os pés dentro do aquecedor do pé.

6.1 Função de desativação automática

- O aquecedor de pés é fornecido com um sistema automático de desativação. Após 90 minutos de funcionamento, desliga-se automaticamente.
- Para ligar novamente o aparelho, coloque o seletor de temperatura na posição "0", aguarde alguns segundos e, em seguida, selecione novamente a temperatura desejada.

62 Desligar

- Desligue o aquecedor do pé colocando **O** seletor de temperatura na posição "0".
- Retire a ficha da tomada.

7. LIMPEZA E MANTEINANCE



Não utilize lixívia



Lavagem à mão a uma temperatura não superior a



30° Não lavável



Não limpe a seco



Não seque o aquecedor de pés no secador



Não passar ferro

- Antes de limpar certifique-se de que o aquecedor de pés não está ligado à rede elétrica e que está frio.
- Antes de limpar, certifique-se de que o cabo de ligação está desligado.
- O forro do aquecedor de pés pode ser lavado. Retire o forro do aquecedor do pé e lave-o à mão (NÃO USE MÁQUINA DE LAVAR) a uma temperatura não superior a 30°.
- Use um purificador neutro.
- NÃO utilize lixívia.
- NÃO seque no secador, deixe o pé mais quente seco ao ar. NÃO o coloque sobre radiadores ou outros sistemas de aquecimento.
- NÃO passar a ferro.
- Certifique-se de que o aquecedor de pés está completamente seco, antes de o voltar a utilizar.
- Durante a limpeza, não utilize produtos químicos ou abrasivos.



ATENÇÃO, ATENÇÃO!

A parte externa não deve entrar em contacto com água.

8. CONDIÇÕES GERAIS DE ELIMINAÇÃO



O produto é embalado em materiais recicláveis. Elimine-o em conformidade com as normas de proteção ambiental.



O produto deve ser eliminado de forma adequada, em conformidade com a norma europeia 2002/96/CE. Os materiais recicláveis contidos no aparelho devem ser recuperados de modo a evitar a poluição ambiental. Para mais informações, contacte o organismo local de eliminação ou o revendedor de aparelhos.

9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




 NO BLEACH

 NO IRONING

Model: **SS02201**

REF **LTK770**

 NO DRY CLEAN

 NO WASHER DRY

Voltage: **220-240 ~ 50Hz**

LOT

Rated power input: **100W**

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA MORETTI S.P.A. Cavriglia (AR) Italy. MADE IN P.R.C.
 IMPORTED AND DISTRIBUTED BY MORETTI S.P.A. Cavriglia (AR) Italy.

IT - USARE SOLO CON IL COMANDO SS02201. UN'APPLICAZIONE PROLUNGATA CON REGOLAZIONE ELEVATA PUÒ CAUSARE BRUCIATURE ALLA PELLE. NON UTILIZZARE CON INVALIDI, INFANTI E PERSONE INSENSIBILI AL CALORE. NON UTILIZZARE SE BAGNATO.

EN - USED ONLY WITH DETACHABLE CONTROLLER SS02201. A TOO LONG APPLICATION CAN RESULT IN SKIN BURNS. DO NOT DRY CLEAN. DO NOT USE WITH INFANTS, A HELPLESS PERSON OR A PERSON INSENSITIVE TO HEAT. HAND WASH ONLY. DO NOT USE IF WET.

FR - N'UTILISEZ LA COUVERTURE OU/AVEC L'INTERRUPTEUR TYPE SS02201. UNE APPLICATION PROLONGEE AVEC UNE HAUTE TEMPERATURE PEUT CAUSERDES BRULURES A LA PEAU. NE PAS UTILISER AVEC LES INVALIDES, LES PETITS ENFANTS ET LES PERSONNES INSENSIBLES A LA CHALEUR. NE PAS UTILISER S'IL EST HUMIDE.

ES - USE EL APARATO SOLO CON EL MANDO TIPO SS02201. UNA APLICACIÓN PROLONGADA CON REGULACIÓN ELEVADA PUEDE CAUSAR QUEMADURAS EN LA PIEL. NO UTILICE CON PERSONAS INVÁLIDAS, NIÑOS Y PERSONAS INSENSIBLES AL CALOR. NO UTILICE SI ESTÁ HÚMEDA.

PT - USAR SOMENTE COM O COMANDO TIPO SS02201. UMA APLICAÇÃO PROLONGADA COM REGULACÃO ELEVADA PODE CAUSAR QUEIMADURAS A PELE. NÃO UTILIZAR COM INVÁLIDOS, CRIANÇAS E PESSOAS INSENSÍVEIS AO CALOR. NÃO UTILIZAR SE HÚMIDO.

(Imagem apenas para fins ilustrativos)

- Medida 30x30x24 cm
- Potência 100W - Tensão 220-240V
- Material 100% poliéster

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



ATENÇÃO, ATENÇÃO!

Se o aparelho elétrico não funcionar corretamente e estiver defeituoso, não tente repará-lo sozinho.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
O dispositivo não trabalha.	O aparelho não recebe a fonte de alimentação.	Verifique se: <ol style="list-style-type: none"> a. o cabo de alimentação está ligado à tomada de ligação; b. a ficha é inserida na tomada; c. a tomada está defeituosa; d. o rastilho da ligação da rede foi ativado.
	Qualquer nível de temperatura foi selecionado. O seletor de temperatura está na posição 0.	Mova a temperatura seletor para a posição 1, 2 ou 3.
	Foi ativada a proteção contra o sobreaquecimento.	Verifique o aparelho pelo fabricante.

11. GARANTIA

Cada produto Moretti é garantido por 2 (dois) ANOS a partir da data de compra, exceto as restrições abaixo especificadas. A garantia não se aplica em caso de danos causados por uso impróprio, abuso, alterações do produto ou qualquer outra utilização que não cumpra o manual do utilizador.

A utilização correta do produto está indicada no manual do utilizador. Moretti S.p.A. Não se responsabiliza por quaisquer danos ou ferimentos pessoais devido a uma montagem incorreta / utilização incorreta do aparelho, não conforme com o manual do utilizador.

A Moretti não garante os seus produtos contra danos ou falhas nos seguintes casos: catástrofes naturais, manutenção ou reparação não autorizadas, danos causados por problemas de fornecimento elétrico (se fornecidos), utilização de peças ou componentes não fornecidos pela Moretti, falha no cumprimento das orientações e instruções de utilização, alterações não autorizadas, barragem idades devido ao transporte (diferente da entrega original de Moretti) ou falha na manutenção do dispositivo, conforme indicado no manual.

Os componentes sujeitos a desgaste não estão cobertos por esta garantia se os danos forem devidos à utilização normal do produto.

11.1 Cláusulas isentas

Exceto o que claramente especificado nesta garantia e de acordo com a lei, Moretti A S.p.A. não oferece aos seus clientes qualquer outra declaração, garantia ou condição, expressa ou implícita, incluindo qualquer declaração, garantia ou condição de comerciante, de não violação ou não interferência, de adequação a um objetivo específico. A Moretti S.p.A. não garante que a utilização de produtos Moretti seja contínua sem falhas. A duração de eventuais garantias implícitas que possam ser aplicadas de acordo com a lei está limitada ao período de garantia.

Alguns estados ou países não permitem limitações à duração de uma garantia implícita, ou à exoneração, ou às limitações de acidentes ou danos indiretos relacionados com produtos para os consumidores. Nesses estados ou países, algumas exonerações ou limitações desta garantia não podem ser aplicadas ao utilizador. Esta garantia está sujeita a modificações sem aviso prévio.

**CERTIFICADO DE GARANTIA****PORTUGUÊS****Produto** _____**Comprado em (data)** _____**Retalhista** __________ **Endereço Cidade/cidade** _____**Vendido a** __________ **Endereço Cidade/cidade** _____

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www. e-mail**de .com morettispa: info@.com morettispa****FEITO EM RELAÇÕES PÚBLICAS.C.**

MORETTI S. P.A.

Via Bruxelles, 3 -
Meleto 52022
Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96
21 11
Um fax. +39 055
96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com