



MOPEDIA®

ANDARILHO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ÍNDICE

1. CÓDIGOS	PAG.3
2. INTRODUÇÃO	PAG.3
3. USO PRETENDIDO	PAG.3
4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	PAG.3
5. AVISOS	PAG.4
5.1 Avisos gerais	pag. 4
5.2 Avisos de uso	pag. 4
5.3 Avisos de estabilidade	pag. 4
5.4 Montagem de avisos	pag. 5
6. SÍMBOLOS	PAG.5
7. DESCRIÇÃO GERAL	PAG.5
8. ANTES USAR	PAG.6
9. MONTAGEM DE INSTRUÇÕES	PAG.6
9.1 Antes de montar o produto	pag. 6
9.2 Abra o andarilho	pag. 6
9.3 Montam de pegas	pag. 6
9.4 Ajuste do apoio de braços	pag. 6
9.5 Dobrar o andarilho	pag. 6
9.6 Bandeja	pag. 6
9.7 Cesto	pag. 6
9.8 Saco	pag. 7
9.9 Assento	pag. 7
10. COMO USAR	PAG.7
11. TRAVÕES	PAG.7
11.1 Para travar	pag. 7
11.2 Bloqueie o travão	pag. 7
11.3 Para desbloquear as rodas	pag. 7
12. CUIDADO E MANTANANCE	PAG.7
13. LIMPEZA E DESINFEÇÃO	PAG.8
13.1 Limpeza	pag. 8
13.2 Desinfecção	pag. 8
14. CUIDADO DAS RODAS	PAG.8
15. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO	PAG.8
16. RECURSOS TÉCNICOS	PAG.8
17. GARANTIA	PAG.8
18. REEMPARELHAMENTO	PAG.9
18.1 Reparação de garantia	pag. 9
18.2 Reparar não cobrir a garantia	pag. 9
18.3 Dispositivo não defeituoso	pag. 9
19. PEÇAS SOBRESSALENTES	PAG.9
20. CLÁUSULAS ISENTAS	PAG.9

 Dispositivo Médico classe I

REGULAMENTO (UE) 2017/745 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 5 de abril de 2017 relativo a dispositivos médicos

1. CÓDIGOS

ANDARILHO de aço de 4 rodas RP691 com apoio de antebraço ERA

2. INTRODUÇÃO

Obrigado por ter adquirido o andarilho, MOPEDIA by MORETTI S.p.A., realizado para ajudar pessoas com dificuldades de movimento para dentro e para fora, durante viagens ou no dia-a-dia. A produção foi e feita de acordo com as mais elevadas normas de qualidade e segurança, de acordo com a Diretiva Europeia relativa aos Dispositivos Médicos (2017/745).

Este manual de instruções dá-lhe uma sugestão para uma utilização correta e para a sua segurança. Recomendamos que leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar. Em caso de dúvidas, contacte o seu revendedor.

Nota: Verifique todas as peças para verificar se não haverá danos no transporte. Em caso de danos no transporte, não utilize. Contacte o revendedor para obter mais instruções.

ATENÇÃO!



- Não utilizar o produto para um fim não indicado neste Manual.
- A Moretti Spa declina todas as responsabilidades por quaisquer consequências resultantes de uma utilização incorreta deste produto e de uma utilização diferente em comparação com o indicado neste manual.
- O fabricante pode modificar o dispositivo ou o Manual de instruções sem notificação prévia

3. UTILIZAÇÃO PREVISTA

Este Andarilho adapta-se a pessoas com problemas de movimento. Pode ser utilizado como assistência para facilitar a ambulação ou mesmo ambulatório assistido por servo. O Andarilho proporciona estabilidade, suporte e segurança durante a desambulação da THR. De qualquer forma, não pode ser usado por pessoas com evidentes avarias na mão ou no braço, mesmo por pessoas com problemas de equilíbrio. O rolo pode ser utilizado para dentro e para fora. Recomendamos a utilização em superfície plana onde as rodas possam chegar à terra. Não pode ser usado em solo rochoso ou em área inclinada, pois o rollator pode ser instável. O aparelho não se destina a transportar pessoas ou coisas.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Moretti S.p.A. declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que o produto fabricado e comercializado pela Moretti S.p.A. e pertencente ao grupo de ROLLATORS - MOPEDIA cumpre as disposições do regulamento 2017/745 em DISPOSITIVOS MÉDICOS de 5 de abril de 2017.

Para o efeito, Moretti S.p.A. garantias e declara sob a sua exclusiva responsabilidade o que se segue:

1. Os dispositivos satisfazem os requisitos de segurança e desempenho gerais solicitados pelo anexo I do regulamento 2017/745, tal como previsto no anexo IV do referido regulamento.
2. Os aparelhos não são instrumentos de medição.
3. Os aparelhos não são feitos para testes clínicos.
4. Os aparelhos são embalados em CAIXA NÃO ESTÉRIL.
5. Os dispositivos pertencem à classe I, em conformidade com o disposto no anexo VIII do regulamento acima referido.

6. A Moretti S.p.A. fornece às Autoridades Competentes a documentação técnica para comprovar a conformidade com o regulamento 2017/745, durante pelo menos 10 nos após a produção do último lote.

Nota: Os códigos completos do produto, o código de registo do fabricante (SRN), o código UDI-DI e quaisquer referências aos regulamentos usados estão incluídos na declaração de conformidade da UE que a Moretti S.p.A. lança e disponibiliza através dos seus canais.

5. Avisos

5.1 Avisos gerais

- NÃO instale nem utilize o aparelho antes de ler e compreender este manual; Se não conseguir compreender as advertências, precauções ou instruções, contacte um revendedor ou pessoal técnico de saúde antes de tentar instalar este equipamento Para evitar ferimentos ou danos;
- O rolo só deve ser utilizado por doentes com uma capacidade motora adequada que garanta a sua utilização sem riscos;
- Aconselhar com médico ou terapeuta a determinar o ajuste correto e a utilização correta;
- O médico ou o terapeuta devem contribuir para a regulação da altura para o suporte máximo, para uma ativação correta do travão e para uma assembleia geral;
- Os Andarilho não se destinam a ser utilizados como dispositivos autopropulsionados.
- O utilizador e/ou o paciente terão de reportar qualquer acidente grave que tenha ocorrido relacionado com o dispositivo ao fabricante e autoridade adequada do Estado que o utilizador e/ou paciente pertence a.

5.2 Avisos para utilização

1.
 - Certifique-se de que o cabo do travão está corretamente montado;
 - Verifique o correto funcionamento do travão após cada regulação de altura para evitar uma flexão livre do cabo;
 - Infringir estas regras simples pode causar danos pessoais;
 - O rolo só pode ser utilizado numa superfície dura e plana. Não use o andarilho para subir as escadas
 - Apoiar-se sempre em ambos os suportes do antebraço para manter o equilíbrio;
 - Preste especial atenção às superfícies húmidas, geladas ou nevadas;
 - Não sobrecarregue o rolo;
 - Não utilize o assento do rolo para transportar pessoas ou propriedades, a cadeira é para a sessão do utilizador com o travão de estacionamento acionado;
 - Todas as rodas devem estar em contacto com o chão a qualquer momento durante a utilização para garantir o equilíbrio adequado do rolo e a máxima segurança;
 - O travão deve ser acionado antes de utilizar a cadeira.

Nota Quando o rolo for utilizado em posição estável, o travão de mão deve ser bloqueado.









5.3 Avisos de estabilidade

- O andarilho pode prestar assistência ambulatoria a um indivíduo com peso até 136kg, incluindo o saco de carga;
- O cesto tem uma limitação de peso de 5 kg. Para evitar deslocações e risco de capotamento, não o sobrecarregue.

Advertências de montagem

- Uma vez aberto e montado o andarilho, verifique se o suporte do assento está bloqueado em ambos os lados e verifique se o sistema de segurança está preso na posição correta;
- Verifique se ambos os tubos de suporte do antebraço estão corretamente inseridos na armação e fixados com botões de bloqueio;
- Não pendure nada na moldura do andarilho para evitar distorções dos tubos quando o rolo estiver aberto e danificar a estabilidade. Os prejuízos podem igualmente ser causados por distorções;
- Tome cuidado com a detenção de dedos e/ou roupa durante a abertura e fecho.

6. SÍMBOLOS

-  Código do produto
-  Identificação de dispositivo único
-  Marca CE
-  Lote
-  Fabricante
-  Leia o manual de instruções
-  Dispositivo Médico
-  Condições de eliminação

7. GERAL DESCRIÇÃO



ANTES DE USAR

Antes de utilizar o dispositivo, verifique sempre:

- Que todas as partes do andarilho estão bloqueadas com segurança;
- Que todos os parafusos estão apertados;
- Que o assento está devidamente bloqueado;
- Que o bloqueio do assento está corretamente inserido;
- O funcionamento correto do travão e do travão regular.
- O estado de desgaste das peças mecânicas envolvidas de modo a garantir a utilização do dispositivo em total segurança para pessoas e coisas

8. INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

8.1 Antes de montar o produto

Desembale o produto e verifique se não ocorreram danos durante o transporte. No caso de o andarilho estar danificado, contacte o revendedor mais próximo.

8.2 Abra o andarilho

Abra o andarilho puxando a parte frontal da armação aproveitando as pernas traseiras.

8.3 Montagem de pegas de empurrar

Coloque os tubos de suporte do antebraço na armação. Rode os botões de bloqueio até estarem bloqueados.

8.4 Regulação dos suportes antebraço

Ajuste a altura dos suportes do antebraço utilizando os botões laterais. Desaparafuse o botão, coloque o suporte do antebraço à altura desejada, rode o botão no sentido dos ponteiros do relógio para apertar e aperte novamente. Repita para o outro suporte antebraço e certifique-se de que ambos os suportes antebraço estão posicionados na mesma altura.



ATENÇÃO!

Certifique-se de que os suportes do antebraço estão em conformidade com a direção de movimento do andarilho. Se a pega não se mantiver direita, há oscilações ou riscos para o paciente, especialmente se o empurrar com mais força.

8.5 Dobrar o andarilho

Faça alavanca nas barras laterais e traga de volta a parte da frente do rolo.

8.6 Bandeja

A bandeja só deve ser utilizada para suportar objetos pequenos.



ATENÇÃO!

Não coloque objetos quentes, afiados ou pesados na bandeja. Para fixar a bandeja na armação, insira o suporte que está na parte de trás da bandeja nas ranhuras correspondentes no assento.

8.7 Cesto

O compras cesto é pendurado Para o andarilho quadro.



ATENÇÃO! Capacidade máxima para o cesto 5 kg. Utilize o cesto apenas para artigos pequenos. Não sobrecarregue o cesto para evitar desequilíbrios e o risco de capotamento.

88 Saco

O saco é anexado Para o quadro de o andarilho através o clips.



ATENÇÃO! Capacidade máxima para saco 5 kg. Utilizar o saco apenas para artigos pequenos. Não sobrecarregue o saco para evitar desequilíbrios e o risco de capotamento.

89 Assento

Antes sentado, lugar o rollator em a plano e sólido Superfície e então bloqueio o travões. Fazer certeza de o travões são de forma segura bloqueado e Isso o rollator é em a estável



ATENÇÃO! Sente-se distribuindo o seu peso Não assento. Não se sente empurrando apenas de um lado.

posição.

9. COMO USAR

- Comece a empurrar quando estiver na posição vertical com as duas mãos na pega;
- Certifique-se de que as mãos estão secas antes de utilizar o rolo para evitar o risco de escorregar;
- Caminhando mantendo uma posição vertical com os olhos virados para a frente e não para baixo;
- Não empurre o andarilho muito para longe do corpo, isto pode causar quedas e cargas inadequadas; Não utilize o andarilho para ultrapassar passos superiores a 20mm;
- Ao utilizar o exterior, prefere as calçadas devidamente preparadas de acordo com os regulamentos de remover as barreiras arquitetónicas.

10. TRAVÕES

O correto funcionamento dos travões depende do desgaste e da imundície que permanece nas rodas. Verifique as condições dos travões e das rodas antes de cada utilização.

10.1 Para travar

Para travar o andarilho puxe a alavanca do travão com os dedos na sua direção até que o andarilho abrande ou pare. Para continuar a mover o rolo, desbloqueie as pegas do travão.

10.2 Bloqueie o travão

Pressione na direção oposta na alavanca do travão com a palma da mão, quando ouvir que as rodas "clique" estão bloqueadas.



ATENÇÃO! Quando o utilizador está parado, o travões deve ser bloqueados

10.3 Para desbloquear as rodas

Puxando ambas as alavancas do travão até ficarem desbloqueadas.

11. CUIDADOS E MANTANANCE

Os dispositivos MOPEDIA by Moretti SpA no mercado são cuidadosamente verificados e carregam a marca CE. Para a segurança do paciente e do médico é recomendado ser verificado pelo fabricante ou por um laboratório aprovado, pelo menos de 2 em 2 anos, a adequação para uso do seu andarilho. Se forem utilizadas reparações, apenas peças sobressalentes originais e acessórios. A vida útil do produto depende da utilização, manutenção, armazenamento e limpeza.

12. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

12.1 Limpeza

Para limpar o produto, utilize apenas um pano molhado e seque-o com um pano limpo e seco, ou com água morna e sabão neutro. A empresa de fabrico não pode ser responsabilizada pelos danos causados pela utilização de materiais que possam danificar a superfície do produto ou produtos químicos corrosivos durante a limpeza.

12.2 Desinfecção

Se for necessário desinfetar o produto, utilize um detergente neutro desinfetante comum.



ATENÇÃO! Não utilizar substâncias abrasivas, ácidos, álcoois, detergentes à base de Cloro, desinfecções e acetona, uma utilização destes produtos podem provocar um abrasão das partes plásticas e o coisa de 'água do' metal superfícies.

13. CUIDADOS COM AS RODAS











1. Limpe as rodas com água morna e detergente suave. Limpe-a com um pano limpo.
2. Lubrifique periodicamente as rodas.

15. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO

Ao eliminar o aparelho, nunca utilize os sistemas normais de devolução de resíduos sólidos urbanos. Recomenda-se, em vez disso, a eliminação através das ilhas ecológicas municipais conjuntas para as operações previstas de reciclagem dos materiais utilizados.

16. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas em cm*

ERA										
Código do produto	RP691									
Assento	38x16									
Quadro	Aço									
Dimensioni e pesi										
										
RP691	64	98-120	61	60	44	31	10 Rio Kg	20	20	136

17. GARANTIA

Os produtos Moretti são garantidos a partir de falhas de material ou de fabrico durante 2 anos a partir da data de compra, exceto possível exclusão ou restrição da seguinte forma. A garantia não será aplicada no caso de danos causados por uso indevido, abuso ou alteração, e para a garantia não será válido se as instruções para o uso não são estritamente cumpridos. A utilização correta está especificada neste manual. A Moretti não é responsável por danos, ferimentos pessoais ou o que for causado por ou em relação a uma instalação errada ou com uso impróprio do dispositivo. A Moretti não garante os danos causados pelas seguintes condições: desastre natural, manutenção ou reparações autorizadas, avarias causadas por problemas na eletricidade fornecimento (quando necessário), utilização de peças sobressalentes não cobertas pela Moretti, utilização indevida, alteração não autorizada, danos na expedição (diferentes dos envios originais da Moretti), ou em caso de manutenção insuficiente, como indicado em o manual. A garantia não cobre componentes sujeitos a desgaste durante a utilização correta do aparelho.

18. REPARAÇÃO

18.1 Reparação de garantia

Se um artigo da Moretti apresentar falhas de material ou de fabrico durante o período de garantia, a Moretti estimará com o cliente se a falha puder ser cobertura da garantia. Moretti, a seu critério inquestionável, poderia reparar ou substituir o artigo, por um revendedor Moretti ou por uma base própria. O custo da mão-de-obra pode ser responsável pela Moretti se a reparação for cobertura da garantia. Uma reparação ou uma substituição não prolongam a garantia.

18.2 Reparação não cobre a garantia

Um produto sem garantia pode ser devolvido após a autorização da Moretti. Os custos de mão-de-obra e de envio de um elevador de banho fora da garantia devem ser pagos pelo cliente ou pelo revendedor. As reparações são garantidas por 6 meses a partir do bem recebido.

18.3 Dispositivo não defeituoso

O cliente será informado se, após o retorno e exame do dispositivo, Moretti declarar que o dispositivo não está defeituoso. Neste caso, o bem será devolvido ao cliente, o custo de envio será pago pelo cliente.

19. PEÇAS SOBRESSALENTES

As peças sobressalentes Moretti originais estão garantidas por 6 meses a partir da data de receção.

20. CLÁUSULAS ISENTAS

A Moretti não oferece quaisquer outras declarações, garantias ou condições, explícitas ou implícitas, incluindo possíveis declarações, garantias ou condição de comerciante, aptidão para um propósito específico, não infração e não interferência, tudo menos expressamente especificado nesta garantia. Moretti não garante o uso sem parar e sem falhas. A duração de Eventuais garantias implícitas que podem ser impostas pela lei é limitada pelo período de garantia, nos limites da lei. Alguns estados ou países não permitem limitar a garantia implícita ou a exclusão ou a limitação de danos acidentais. Nesses países, algumas dessas exclusões ou limitações não podem ser aplicadas ao utilizador. A presente garantia pode ser modificada sem notificação prévia.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Produto _____

Data de compra _____

Revendedor autorizado _____

_____ Rua Place _____

Vendido para _____

_____ Rua Place _____



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20122 Cavriaglia (Arezzo) Tel. +39 055 96
21 11 www. morettispa. com e-mail de .com morettispa: info@.com morettispa

FEITO EM RELAÇÕES PÚBLICAS.C.

MORETTI S. P.A.
Via Bruxelles, 3 -
Meleto 52022
Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96
21 11
Um fax. +39 055
96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com