



www.emo.es +34 963 132 051



Ortec^{by EMO}

ortesis de miembro inferior

ortesis abducción cadera
hip abduction splints



ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.
Pol. Ind. La Pascualeta - Camino de La Pascualeta, 40
46200 Païporta (Valencia) España
www.emo.es +34 963 132 051



V.1 05/2021



USUÁRIO

Prezado cliente, agradecemos a confiança depositada em um EMO produto. Escolhendo uma linha cinta Ortec você comprou um produto de qualidade e de médico de alto nível médico. Leia atentamente estas instruções. Em caso de dúvida contacte o seu médico ou especialista.

REGRAS

O dispositivo médico está em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre dispositivos médicos e os respectivos regulamentos nacionais. Dispositivo médico de classe I, não estéril, sem função de medição.

DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

A cabeça do fêmur permanecem centrados dentro do acetábulo em 60° de abdução e 90° de flexão, promovendo assim o desenvolvimento normal do osso. A posição de flexão, abdução e rotação externa aumentou a cobertura do acetábulo na cabeça femoral, permite uma maior estabilidade e consistência. HIP100 Pavlik, cinturão de espuma de tecidos moles, cintas Ratier forrado com tecido de algodão laminado. Extra plano fivela de encaixe, botas de velcro ajustáveis. Duplo fralda HIP200: pano de algodão macio. Coloca e ajusta com velcro. Culotte raptó HIP300: Feito com tecido de algodão impermeável. Ele incorpora uma almofada rígida retangular entre as coxas impede a adução do quadril. Coloca e ajusta com velcro. HIP350 Becker: Elenco em plastozote. Fácil adaptação para as coxas e região glútea. Está definido e ajustado por tiras cruzadas que passam sobre os ombros do bebê. Fralda HIP400 de Frejka: Feito com um tecido de algodão. Composto de uma estrutura metálica facilmente ajustável e acolchoada. Incorpora um pad acolchoado retangular que está colocado entre as coxas. Com fivela. Von Rosen HIP450: estrutura em forma de "H" bloco de alumínio especial. Concebido para o rodear as extremidades inferiores das coxas, a área central em torno da cintura. Padded tiras sobre os ombros. HIP500 Cot Splint: feito de preenchimento termoplástico. Forrado com tecido felpudo macio. Ajusta e se adapta Cuiqui velcro na parte das pastilhas.

DIRECÇÕES

HIP100 Pavlik, fraldas HIP400 de Frejka: Displasia da anca, subluxação ou luxáveis quadrís instáveis ??nos primeiros meses de vida do bebê, luxação congênita do quadril, quando existe um grau de instabilidade muito importante, sempre tendo atingido um grau

redução adequada em conjunto com outros tratamentos ortopédicos ou cirúrgicos. Duplo fralda HIP200, abdução HIP300 jardineiras, displasia coxofemoral subluxação, ou luxáveis quadrís instáveis ??pelos dois primeiros meses de vida do bebê. HIP350 Becker, Von Rosen HIP450: luxação congênita ou luxação do quadril, complementando outros tratamentos ortopédicos ou cirúrgicos. HIP500 Cot Splint: luxação congênita do quadril, a redução não é aplicada na displasia da anca, luxáveis quadrís, ou instável durante os primeiros meses de vida do bebê, subluxações ou outros tratamentos cirúrgicos ortopédicos. Unforced redução displasia da anca substituir gesso e talas espiga com chicotes.

INSTRUÇÕES PARA USO E COLOCAÇÃO

O produto deve ser ajustada pelo protesista ou o médico individualmente para cada paciente. A escolha correta do tamanho é essencial para a eficácia máxima do tratamento e prolongar a vida útil da peça. HIP100 Pavlik, coloque a cinta na altura do peito e mantê-lo a essa altura com alças. Coloque os pés em botas e seguro. Coloque os filmes anteriores, mantendo o quadril flexionado e fixo. Coloque a fita depois, para manter as pernas abertas. Duplo HIP200 Fraldas: Fraldas usando o fechamento de velcro. O tecido deve abraçar a coxa eo abdômen do bebê. Culotte raptó HIP300: almofada central na frente das pernas do bebê, separando as coxas. Fixe o tecido com velcro. HIP350 Becker: foco a criança no elenco. Passe a fita sobre os ombros e prenda com fivelas. Um grau de mobilidade do quadril. Fralda HIP400 de Frejka: almofada central na frente das pernas do bebê, separando as coxas. Ajuste o comprimento da montagem de acordo com a distância entre bezerros de apertar os parafusos nas placas de dentro da área acolchoada expansível. Coloque os dois blocos lado abraçando ambas as coxas, ajustando as alças e prenda com fivelas. Passe duas tiras de fita sobre os ombros e, posteriormente, definir na frente. Von Rosen HIP450: Conforme o nível de tronco de saída e coxas arredondadas, abraçando o tronco na cintura e abraçando-lhe as coxas sem impedir a flexão dos joelhos. As fitas serão colocados cruzados sobre o peito para evitar o deslocamento com os movimentos do bebê. HIP500 Cot Splint: Coloque o bebê em supino, elevar os pés para deslizar a bandeja abaixo. Abraçando as coxas com almofadas e correção. Ajuste a área abdominal.

PRECAUÇÕES

Siga as instruções do fabricante para a colocação adequada da órtese. Siga as instruções ou recomendações do prescritor ou pessoal de saúde. Para uma adaptação personalizada, consulte um especialista. Se a dor persistir, é aconselhável entrar em contato com um profissional de saúde. Se uma reação alérgica deve ocorrer remover o produto e consultar o médico prescritor. Em caso de pequenos aborrecimentos causados pela transpiração excessiva, recomendamos o uso de um algodão tubular. Posicionadas de tal modo que a compressão não é excessiva. Não exponha a roupa para uma chama ou fonte de calor em temperaturas muito altas. Armazenar à temperatura ambiente, de preferência na embalagem original. Garantir, no âmbito das leis.

LAVAGEM E MANUTENÇÃO

lavar as mãos com água morna (máximo 30 graus) e sabão neutro. Durante a lavagem, se a peça possui velcro, eles devem ficar juntos ou mantê-los fechados. Seco à temperatura ambiente. Não armazene ou ferro a roupa. Contato com pomadas, cremes, álcool e solventes podem danificar a roupa.

CERTIFICADOS DE QUALIDADE

Todos os materiais utilizados foram testados, cumprem as normas europeias aplicáveis, são de alta qualidade e proporcionar a máxima segurança e conforto durante o uso. Certificado Oeko-TEX Standard 100: têxteis rótulo ecológico adjudicado após a conclusão de uma lista de critérios de análise que garante a ausência de substâncias nocivas à saúde. Certificar a ausência de substâncias nocivas em todos os materiais que é feito de uma peça de vestuário.

AVISO

Para descartar o produto, use o recipiente para resíduos sólidos. Para o descarte do recipiente, dependendo do material, utilize o recipiente de papel / papelão ou o recipiente de plástico. Em qualquer caso, você deve cumprir rigorosamente os regulamentos do país. Qualquer incidente grave relacionado com o produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e /ou o doente se encontram estabelecidos.