



EMO
especialistas
en ortopedia

EMO kids

ORTESIS INFANTILES · PEDIATRIC ORTHOSIS

KMQ401 Inmovilizadora de muñeca

KSP401 Soporte de antebrazo

KSH401 Inmovilizador de hombro

KCL401 Inmovilizador de clavícula

KRD401 Inmovilizador de rodilla

KRD461 Rodillera estabilizadora envolvente

KTB461 Tobillera estabilizadora

KPC401 Protector craneal

KCC401 Collarín cervical

 **EMO ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.**
Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) Spain
www.emo.es +34 963 132 051

V.1 11/2021




MADE IN SPAIN


OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
2006AN455 ATEX
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

EMO kids

KRD401



KRD461



Prezado cliente, agradeçamos a confiança depositada em um produto EMO. Ao escolher esta órtese, você adquiriu um produto de qualidade e um alto nível de saúde médica. Leia estas instruções cuidadosamente. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com seu médico ou seu estabelecimento especializado.

Normativo

O dispositivo médico está em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre dispositivos médicos e os respectivos regulamentos nacionais. Dispositivo médico de classe I, não estéril, sem função de medição.

Descrição e características

Imobilizador de pulso KM0401: Fecho de velcro. Incorpora uma tala de alumínio maleável amovível e formada. KSP401 Suporte de bolsa: Tecido extremamente respirável. Com alça para facilitar o resto do polegar e a posição do pulso. Protetor de ombro. KSH401 Imobilizador de ombro: Suporte do imobilizador da articulação gleno-umeral. Distribui o peso do braço tratado, evitando sobrecarga da área cervical. Correias cruzadas nas costas para melhorar o suporte. KCL401 Imobilizador de clavícula: tiras inelásticas em "oto" de guarnição. Regulação da tração por quatro pontos de ajuste independentes. Almofoadas grandes que se adaptam facilmente e evitam fricção e sobrepressão. KR0401 Imobilizador de joelho: fecho de material confortável e respirável. Incorpora três baleias conformáveis laterais e traseiras. Eles podem ser adaptados para atingir o grau de flexão desejado. Solte a rótula. Adaptação perfeita a todos os perímetros da perna, graças aos seus dois painéis laterais móveis. Fecho de velcro. KR0461 Joelheira envolvente: fabricada com material respirável e elástico. Caixa para a rótula, evitando pressão e facilitando a flexo-extensão. Hasies espirais laterais. Alças elásticas que regulam a compressão na coxa e panturrilha. Área poplitea aberta. Fácil colocação, controle e revisão da área. KTB461 Suporte para tornozelo estabilizador: tecido elástico e respirável. Abra na panturrilha para facilitar a colocação. Incorpora uma tira elástica que permite a realização de um curativo estabilizador. KPC401 Protetor craniano: Feito com material acolchoado e respirável. Protetor de queixo acolchoado. KCC401 Colar cervical: estofamento macio. Projetado para se adaptar facilmente à morfologia do paciente. Ajuste e colocação por velcro.

Efeitos

KM0401 Imobilizador de punho: Fixação. Estabilização da articulação do punho. Imobilização controlada KSP401 Suporte do sacro: suporta o peso do braço. Distribui o peso do braço sobre toda a órtese, incluindo o cotovelo. KSH401 Imobilizador de ombro: imobiliza a articulação do ombro em rotação interna. Controla a flexo-extensão, rotação, abdução e adução do ombro. Mantém o cotovelo em flexão de 90° e em pró-supinação intermediária. Imobilizador de clavícula KCL401. Facilita a formação do calo de fratura que se aproxima dos segmentos por retropulso dos ombros. Exerce uma grande tração na articulação acrómio-clavicular e coraco-clavicular. KR0401 Imobilizador de joelho: Imobilização e proteção da articulação do joelho. KR0461 Joelheira envolvente: Estabilização. Estimulação e melhoria da propriocepção. KTB461 Suporte estabilizador de tornozelo: fixação ajustável da articulação por cinta elástica. Compressão Melhororia da propriocepção. Calor terapêutico KPC401 Protetor craniano: Proteção craniana. KCC401 Colar cervical: lembrete para restringir os movimentos da cabeça e pescoço. Suporte e suporte. Reduz a pressão nos discos intervertebrais. Alívio da tensão muscular

Indicações

Imobilizador de punho KM0401: Trauma para-articular do punho sem fratura. Entorse do pulso recorrente. Sequela dolorosa ou inflamatória. KSP401 Suporte da bolsa: lesões no ombro e no braço. Subluxação Lesões nos tecidos moles (queimaduras, infecções). Sequelas inflamatórias ou dolorosas Pós-operatório KSH401 Imobilizador de ombro: Fraturas do úmero subcapital. Fratura de clavícula Subluxação da articulação glenoumeral. Luxação acrómio-clavicular. Tratamento de trauma no ombro e braço. Pós-cirurgia KCL401 Imobilizador de clavícula: Fratura de clavícula. Pós-operatório KR0401 Imobilizador de joelho: Trauma. Tratamento conservador de fraturas de rótula. Entorse de ligamentos. Imobilização pré-cirúrgica e pós-cirúrgica. KR0461 Cinta de joelho envolvente: entorse de joelho. Tendinite Entorse e pós-cirúrgica. KR0461 Cinta de joelho envolvente: entorse de prevenção de recaídas de entorse: KPC401 Protetor craniano: paalisia cerebral. Pacientes epilépticos KCC401 Colar cervical: Trauma. Cervicobrachialgia. Proteção pós-operatória

Instruções de uso e colocação

KM0401: Adapte a alça à morfologia do paciente. Coloque a órtese sobre a área na altura correta para uso. Use tiras de velcro para fechar e ajustar. KSP40: insira o antebraço completamente no suporte. O cotovelo deve atingir o ápice da bolsa e a articulação do punho deve estar dentro do suporte. Passe a correia por trás do pescoço e ajuste. O cinto também pode ser passado entre o braço e o tronco e depois sobre o ombro contra-lateral. Então ajuste. KSH401: insira o braço no suporte. Passe as tiras sobre os ombros, cruze-as nas costas e fixe-as na área frontal do suporte. A banda adicional é então ajustada fazendo-a na área que abraça o antebraço, passando-o pelo tronco e fixando sua outra extremidade na área da órtese que abraça o antebraço. KCL401: Coloque os dois suportes acolchoados auxiliares nas axilas. Passe uma cinta do final da almofada auxiliar sobre o ombro até a parte traseira da almofada dorsal e prenda com velcro. Passe a outra correia de extremidade da almofada auxiliar abaixo da axila para o pino da almofada dorsal e prenda com velcro. Repita o processo no outro braço. Tração de cada um dos quatro ajustes

simetricamente até os ombros serem retraídos. A órtese deve estar completamente centralizada entre as escápulas do paciente e deve ser puxada com a mesma força em ambos os ombros. KR0401: Adapte as barras de alumínio à morfologia do paciente. Retire os painéis laterais. Em seguida, coloque a perna do paciente no painel central na altura correta (alinhada a rótula no nível do orifício patelar da roupa. Posteriormente, fixe os painéis laterais de acordo com a medição do perímetro do paciente. Finalmente feche e ajuste usando as tiras de Velcro KR0461: O orifício patelar deve estar bem centralizado na rótula. Abraçoe a perna com as faixas de ajuste e fixe-as usando velcro. KTB461: Coloque o tornozelo com o tornozelo em uma posição neutra de 90° e fixe o velcro, pronto para bandagem em "oto" ou estabilizador. KPC401: insira a cabeça e verifique se a cabeça está bem orientada. Ajuste a correia do queixo para que o capote seja colocado de forma segura e estável. KCC401: coloque ao redor do pescoço verificando se o entalhe do queixo está bem centralizado.

Precauções

Siga as instruções do fabricante para a colocação adequada da órtese. Siga as instruções ou recomendações do prescritor ou pessoal de saúde. Para uma adaptação personalizada, consulte um especialista. Se a dor persistir, é aconselhável entrar em contato com um profissional de saúde. O material utilizado é hipoalergénico mas se qualquer reação alérgica ou irritação ocorrer remover o produto e consulte o médico que prescreve. Posicionadas de tal modo que a compressão não é excessiva. Em caso de dúvida na escolha do opt tamanho para o tamanho maior. Utilizar apenas durante os períodos de a atividade. Retirar durante o sono. A escolha correta do tamanho apropriado para cada paciente é essencial para se obter o mais alto grau de eficácia terapêutica e prolongar a vida da órtese. O ajuste da órtese deve ser individual. O uso deste órtese é condicionado aos sinais de prescritor por isso deve ser utilizado para os fins indicados por ele. Não exponha a roupa para uma chama ou fonte de calor em temperaturas muito altas.

Lavagem e manutenção

Lavar à mão com água morna (no máximo 30°) e sabão neutro. Durante a lavagem, se a peça tiver velcro, ela deverá ser colada ou manida fechada. Secar à temperatura ambiente. Não guarde ou passe a roupa a ferro. O contato com pomadas, cremes, álcoois e solventes pode danificar a roupa. Não use alvejante ou limpeza a seco. Para secar, espalhe a roupa e não a exponha diretamente a uma fonte de calor direta. Armazene a órtese em temperatura ambiente, de preferência no recipiente original.



Certificados de qual da de

Todos os materiais utilizados foram testados, cumprim os regulamentos europeus aplicáveis, são de alta qualidade e oferecem o máximo de segurança e conforto durante o uso. Certificado Öko-Tex Standard 100: etiqueta têxtil ecológica concedida após a criação de um catálogo de critérios de análise que garante a ausência de substâncias nocivas à saúde. Certifica a ausência de substâncias nocivas em todos os materiais com os quais uma peça de vestuário é feita.

Garantia

Especialidades Médico Ortopédicas S.L. garante todos os seus produtos, desde que não tenham sido adulterados ou alterados e sempre dentro da estrutura e prazos das disposições legais. Os produtos cujas características foram alteradas devido a uso indevido não estão incluídos nesta garantia.

Aviso

Para descartar o produto, use o recipiente para resíduos sólidos. Para o descarte do recipiente, dependendo do material, utilize o recipiente de papel / papelão ou o recipiente de plástico. Em qualquer caso, você deve cumprir rigorosamente os regulamentos do país. Qualquer incidente grave relacionado com o produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e / ou o doente se encontram estabelecidos.