



ANDARILHO PRIMO 4 RODAS

Manual de instruções
DISPOSITIVO MÉDICO

REF. 826236



SIMBOLO QUE FIGURA NO RÓTULO OU NO MANUAL DE INSTRUÇÕES

	Endereço do fabricante:		Convite à consulta do manual do utilizador
	Data de produção		Siga as instruções de segurança
	Número de lote		CE conformidade
	Referência do produto		Não tolera humidade
	Peso máximo do utilizador		Dispositivo médico

MANUAL DE INSTRUÇÕES PT

IMPORTANTE

Leia atentamente as instruções antes de utilizar este produto e guarde-as, se necessário.

Utilizador: Se não conseguir ler ou compreender quaisquer avisos, precauções ou instruções, contacte o seu profissional de saúde ou distribuidor antes de utilizar este produto ou podem resultar riscos e danos.

Consulte o seu médico ou profissional de saúde antes de utilizar qualquer dispositivo de assistência. Ele / ela irá aconselhá-lo e informá-lo sobre o uso mais adequado no seu caso.

Distribuidor: este manual de instruções deve ser fornecido aos utilizadores deste produto.

DESTINO DO PRODUTO

O ANDARILHO Primo 4 rodas é um auxiliar de marcha para pessoas com mobilidade reduzida. Este andarilho foi concebido para utilização interior e exterior e dobra-se para facilitar o armazenamento ou transporte.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA



O não cumprimento das precauções de segurança pode resultar no risco de ferimentos graves.

- Não exceder o limite máximo de peso de 130 Kg.
- Não exceda o limite máximo de carga no cesto (5kg). Apenas transporte cargas no cesto. Não pendure objetos pesados no rolante, pois isso pode afetar a sua estabilidade.
- Certifique-se de que todas as peças (rodas, cabos, pegas e maçanetas) estão seguras e em boas condições de funcionamento.
- Não utilize o rolator em escadas ou escadas rolantes.
- Utilize apenas acessórios e peças fornecidos pelo fabricante.
- O andarilho é um auxiliar de marcha. Não é uma cadeira de rodas. Não foi concebido para transportar uma pessoa sentada sobre ele. Esta utilização pode danificar as rodas e a estrutura do próprio andarilho. O andarilho pode ficar enfraquecido e deixar de atender às suas características mecânicas no uso futuro. Use apenas o andarilho como suporte de caminhada.
- Não utilize o andarilho para andar para trás.
- Não faça quaisquer ajustes no andarilho enquanto estiver a ser utilizado.
- Verifique se os travões funcionam corretamente antes de os utilizar.
- Todas as rodas devem estar sempre em contacto com o solo.
- Quando o andarilho estiver imobilizado, os travões devem ser bloqueados. Não tente mover o rolante se os travões estiverem bloqueados.
- Certifique-se de colocar as mãos em cada alça para que o rolator possa estar na posição de força paralela.
- Tenha cuidado ao subir em pavimentos ou andar em superfícies inclinadas, irregulares ou escorregadias. Se não o fizer, poderá haver um risco significativo de queda ou ferimentos.
- Não use o andador em uma encosta molhada, gelada ou nevada.
- Se alguma peça estiver danificada, partida ou gasta, contacte o concessionário.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



1 : Punho (x2)
2 : Punho do freio (x2)
3 : Placa (x1)
4 : Cabo de freio (x2)
5 : Cesta (x1)
6 : Botão de ajuste (x2)
7 : Roda traseira (x2)
8 : Rede de plástico com suporte de cana (x1)
9 : Roda dianteira (x2)

MONTAGEM & USO

DESDOBRAMENTO :

Coloque o andarilho sobre as rodas. Pode desdobrar a estrutura do chassis puxando um dos tubos da roda traseira (1). Empurre a cinta transversal para baixo (2) até que ela encaixe facilmente no lugar. Rodar a guarda dobrável móvel (3) até onde for (3) de modo a que fique vertical em relação à cinta transversal.



MONTAGEM DE ACESSÓRIOS :

Pendure o cesto nos pequenos ganchos da frente por baixo do assento e coloque a bandeja para baixo com os pés pequenos nos pequenos orifícios na secção do banco.




AJUSTE DA ALTURA DO PUNHO:

Insira alças de pressão pelo menos no tubo do quadro. Fixe-os na altura desejada rodando a alavanca de bloqueio no sentido horário. Ajuste ambas as alças para a mesma altura.

As alças de pressão devem ser ajustadas paralelamente à direção do movimento!

O ângulo máximo admissível entre a linha central longitudinal do punho e a direção do movimento é de 0°.



A posição do próprio botão de ajuste pode ser ajustada puxando-o e girando-o simultaneamente. Para alterar a configuração de altura das alças de pressão, gire o botão de ajuste no sentido anti-horário para liberar a fixação. Em seguida, bloqueie a alça na altura desejada, conforme descrito acima.

AJUSTE DO TRAVÃO:

Se a travagem for fraca ou demasiado dura, o travão pode ser ajustado na caixa do travão acima ou utilizando o parafuso de regulação no cabo Bowden abaixo para obter o efeito de travagem desejado.

O freio é ajustado corretamente quando as alavancas de freio, bem como os fios de freio estão livres de jogo e as rodas podem ser giradas sem ruídos de moagem quando o freio é liberado.



UTILIZAÇÃO DE PEGAS DE TRAVÃO:

Para travar ao andar com o rolante, puxe ambas as alças de quebra para cima com as mãos. Trave sempre devagar enquanto aplica a mesma pressão com ambas as mãos.

Para aplicar os travões/estacionar o rolante, pressione ambas as alças de travagem para baixo até clicarem audivelmente no lugar!

Para soltar o freio, puxe ambas as alças de freio para cima mais uma vez até que sejam liberadas (as alças de freio estão na posição intermediária). O efeito de travagem pode ser prejudicado pelo desgaste dos pneus. Por este motivo, verifique regularmente o efeito de travagem.



POSIÇÃO SENTADA :

Coloque o andarrilho sobre uma superfície uniforme e sólida. Em seguida, aplique os travões. O andarrilho deve ser estável e não pode escorregar. Apenas sente-se na posição vertical; Não se incline para trás!

CUIDADOS E MANUTENÇÃO



A falta de cuidados e monitorização do seu produto pode resultar no risco de ferimentos graves.

- Limpe o andarrilho regularmente com água morna e um pano macio. Não utilize produtos abrasivos, detergentes ou solventes.
- Seque com um pano macio limpo e seco.
- Certifique-se de que não há acumulação de sujidade ou detritos à volta do eixo, travões ou rodas.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham fenol ou cloro, pois estes podem danificar materiais de alumínio e poliamida.
- Lubrifique as rodas com um pouco de óleo se elas chiarem.
- Verifique periodicamente o desgaste e a resistência de todos os parafusos e parafusos. Substitua todas as peças quebradas, danificadas ou desgastadas imediatamente.
- Verifique se os travões estão a funcionar antes de cada utilização.
- Verifique os travões de estacionamento empurrando as pegas para a posição bloqueada e, em seguida, tentando empurrar o rolante.
- Se houver uma avaria, não repare o rolator sozinho. Consulte um revendedor autorizado.

- **Lista de verificação :**

Para manter o rolante em boas condições, verifique antes de cada utilização e verifique regularmente o seguinte:

Verifique o item	A qualquer momento	Semanalmente	Mensal	Anual
Clip e botão para ajuste de altura		X		
Solda estrutural sobre rodas		X		
Limpeza	X			
Parafusos e fixadores		X		
Estabilidade do quadro e encosto			X	
Estado do banco				X
Travões	X			

MUDANÇA DE PROPRIEDADE

O produto pode ser reutilizado. Em primeiro lugar, deve ser limpo e desinfetado de acordo com as instruções de higiene. Ao transferir o seu produto, lembre-se de entregar todos os documentos técnicos necessários ao novo utilizador. De antemão, o produto deve ser inspecionado por um especialista autorizado.

RECICLAGEM

Quando o produto se tornar inutilizável e tiver de o deitar fora: contacte o seu revendedor especializado. Se desejar realizar a reciclagem por conta própria, peça orientações sobre a eliminação à sua empresa local de gestão de resíduos.

ARMAZENAGEM



A não observância das condições de conservação pode conduzir à deterioração do produto e, por conseguinte, ao risco de lesões graves.

- Não guarde o seu produto durante um longo período de tempo perto de uma fonte de calor ou ao sol (por exemplo, atrás de uma janela ou perto de um radiador) ou perto de uma fonte fria.
- Manter afastado de todas as chamas e fontes de faíscas.
- Respeite as condições de armazenamento do seu produto:
- Em lugar seco e temperado
- Proteja o seu produto de poeira, corrosão (por exemplo, elementos abrasivos, areia, água do mar, ar salgado).
- Guarde todas as peças removidas juntas no mesmo local (ou localize-as, se necessário) para evitar misturá-las com outros produtos durante a remontagem.
- Todos os componentes devem ser armazenados sem qualquer carga (não coloque quaisquer objetos que sejam muito pesados sobre os elementos do produto, não emperre nada...).

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO

A expectativa de vida deste produto é de 5 anos em condições normais de uso, segurança e manutenção para um usuário. Para além deste período, o produto pode ser utilizado desde que ainda esteja em boas condições.

Se o dispositivo for utilizado num ambiente multiutilizador (como um lar de idosos ou um hospital), a vida útil pode ser reduzida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões globais	Largura 59 x Profundidade 72 x Altura 80 / 93 cm
Dimensões do assento	Largura 38 x Profundidade 17,5 x Altura 59 cm
Dimensões do cesto	Largura 40 x Profundidade 27 x Altura 16 cm
Dimensões da placa	Largura 39 x Profundidade 25,5 cm
Carga máxima do cesto	5 quilogramas
Carga máxima da placa	5 quilogramas
Peso	9 quilogramas
Peso máximo suportado	130 quilogramas

GARANTIA

Este produto tem garantia de dois anos a partir da data de compra pelo utilizador. A IDENTITIES fornecerá peças de reposição para qualquer peça que tenha quebrado devido a deficiências de fabricação, projeto ou fabricação. Entre em contato com o distribuidor de quem você comprou o produto para o caso de precisar fazer uma reclamação. Falhas resultantes de danos acidentais, uso indevido, alteração ou desgaste não são cobertas por esta garantia. Entre em contato com o revendedor de quem você comprou o produto para aplicar a garantia.



Identités – ZA Polo 49
Bd de la Chanterie
49124 São Bartolomeu d'Anjou



Poids máxima autorisé Peso
máximo autorizado Peso
máximo permitido
130 quilogramas

