



**ANDARILHO DE  
TRANSFERÊNCIA NEO  
GLOBAL**

*Manual de instruções*  
DISPOSITIVO MÉDICO

**REF.826266**



Símbolo que aparece no rótulo ou no manual de instruções

	Endereço do fabricante		Convite à consulta do manual do utilizador
	Data de produção		Siga as instruções de segurança
	Número do lote		Conformidade CE
	Referência do produto		Não tolera humidade
	Peso máximo do utilizador		Dispositivo médico

# MANUAL DE INSTRUÇÕES PT

## IMPORTANTE

Leia atentamente as instruções antes de utilizar este produto e guarde-as, se necessário.

**Utilizador:** Se não conseguir ler ou compreender quaisquer avisos, precauções ou instruções, contacte o seu profissional de saúde ou distribuidor antes de utilizar este produto ou podem resultar riscos e danos.

**Consulte o seu médico ou profissional de saúde antes de usar um andador.** Ele / ela irá aconselhá-lo e informá-lo sobre a técnica de caminhada mais adequada para você.

**Distribuidor:** este folheto informativo deve ser administrado aos utilizadores deste produto.

## PRODUTO UTILIZAÇÃO

O Andarilho de Transferência Global Neo é um auxiliar de marcha para pessoas com mobilidade reduzida. Estes andarilhos são projetados para uso interno e externo e dobram para fácil armazenamento ou transporte.

## DESCRIÇÃO



## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA


A não observância das precauções de utilização pode resultar no risco de lesões graves.

- Não exceder o limite máximo de peso de 136 Kg.
- Não exceda o limite máximo de carga no cesto (5kg). As cargas só devem ser transportadas no cesto. Não pendure objetos pesados do andarilho, uma vez que tal pode afetar a sua estabilidade.
- Certifique-se de que todas as peças (rodas, cabos e pegas) estão em boas condições de funcionamento e fixadas de forma segura.
- Certifique-se de que as rodas estão apertadas e à mesma altura.
- Não utilize o andarilho em escadas ou escadas rolantes.
- Utilize apenas acessórios e peças fornecidos pelo fabricante.
- Não utilize o andarilho para andar para trás.
- Não faça quaisquer ajustes no andarilho enquanto estiver a ser utilizado.
- Verifique se os travões funcionam corretamente antes de os utilizar.
- Durante a utilização, bloqueie os travões de estacionamento para todas as ações.
- Todas as rodas devem estar sempre em contacto com o solo.
- Quando o andarilho estiver imobilizado, os travões devem ser bloqueados. Não tente mover o rolante se os travões estiverem bloqueados.
- Certifique-se de colocar as mãos em cada alça para que o andarilho possa estar na posição de força paralela.
- Tenha cuidado ao subir em pavimentos ou andar em superfícies

inclinadas, irregulares ou escorregadias. Se não o fizerem, poderão existir um risco significativo de queda ou lesão.

- Não use o andador em uma encosta molhada, gelada ou nevada.
- Se alguma peça estiver danificada, partida ou gasta, contacte o concessionário.

## MONTAGEM



1. Coloque o Neo Global Transfer Rollator em uma superfície plana para montagem. Abra o andarilho como mostrado na figura, o assento deve estar totalmente aberto na posição horizontal.

2. Inserir os dois tubos do punho nas secções A, B, C e D do rolante. Certifique-se de que ambas as alças estão posicionadas à mesma altura.



3. Em seguida, insira as duas rodas traseiras nas secções B da imagem acima. Certifique-se de que estão devidamente protegidos.

4. Insira as duas rodas dianteiras nas secções C da imagem à direita. Fixe as rodas dianteiras com o botão em forma de triângulo.

5. Finalmente, instale os apoios de pés removíveis. Certifique-se de instalar os apoios para os pés à mesma altura em cada lado do rolante.

### Ajuste da pega

Nota: Não retire o tubo interior do tubo exterior quando ajustar a altura das pegas.

Para que o andarilho esteja na altura correta, fique atrás do andarilho com os braços ao lado. Em seguida, ajuste a altura das alças à altura dos pulsos do utilizador.

### Altura ajustável do punho

As alças são ajustáveis em altura de 84,5 a 97,5 cm do chão em 6 posições. Para garantir que o andarilho está na altura certa, fique atrás do andarilho com os braços ao lado.

Em seguida, ajuste a altura das alças à altura dos pulsos do utilizador. Em caso de dúvida, consulte o seu concessionário.

## UTILIZAÇÃO DO ROLLATOR

### Travagem

- Para travar, puxe as alças do travão para cima.
- Para acionar os travões de estacionamento, empurre ambas as pegas firmemente para baixo até bloquearem na posição. Atenção, para estar na função de estacionamento, ambas as alças deve ser bloqueado ao mesmo tempo.
- Levante ambas as alças para desbloquear os travões de estacionamento.
- Se os travões estiverem em funcionamento, mas as rodas rolantes ainda estiverem em movimento, interrompa a utilização imediatamente. Não utilize o rolante até travar os travões foram verificados e devidamente ajustados.

## CUIDADOS E MANUTENÇÃO



A falha no cuidado e manutenção do seu andarilho pode resultar no risco de ferimentos graves.

- Limpe o andarilho regularmente com água morna e um pano macio. Não utilize produtos abrasivos, detergentes ou solventes.
- Seque com um pano limpo, macio e seco.
- Certifique-se de que não há acumulação de sujidade ou detritos à volta do eixo ou das rodas.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham fenol ou cloro, pois estes podem danificar materiais de alumínio e poliamida.
- Lubrifique as rodas com um pouco de óleo se elas chiarem.
- Verifique periodicamente o desgaste e a resistência de todos os parafusos e parafusos.
- Verifique se os travões funcionam antes de cada utilização.
- Verifique os travões de estacionamento empurrando as pegas para a posição bloqueada e, em seguida, tentando empurrar o rolanete.
- Se houver uma avaria, não repare o andarilho sozinho. Consulte um revendedor autorizado.

## MUDANÇA DE PROPRIEDADE

O andarilho pode ser reutilizado. Deve, em primeiro lugar, ser limpo e desinfetado de acordo com as normas de higiene. Ao transferir o andarilho, lembre-se de entregar todos os documentos técnicos necessários ao novo usuário. O andarilho deve ser previamente inspecionado por um especialista autorizado.

## RECICLAGEM

Quando o produto se tornar inutilizável e tiver de o deitar fora: contacte o seu revendedor especializado. Se desejar realizar a reciclagem por conta própria, peça orientações sobre a eliminação à sua empresa local de gestão de resíduos.

## ARMAZENAGEM



O incumprimento das condições de conservação pode conduzir à deterioração do produto e, por conseguinte, ao risco de lesões graves.

- Não guarde o andarilho durante um longo período de tempo perto de uma fonte de calor ou ao sol (por exemplo, atrás de uma janela ou perto de um radiador) ou perto de uma fonte fria.
- Manter afastado de todas as chamas e fontes de faíscas.
- Observe as condições de armazenamento e arrumação dos seus andarilhos:
  - Em lugar seco e temperado
  - Proteja o seu rollator embalando-o de poeira, corrosão (por exemplo, elementos abrasivos, areia, água do mar, ar salgado).
  - Guarde todas as peças removidas juntas no mesmo local (ou localize-as, se necessário) para evitar misturá-las com outros produtos durante a remontagem.
  - Todos os componentes devem ser armazenados vazios (não coloque objetos pesados sobre os elementos andarilhos).

## TÉCNICO ESPECIFICAÇÕES

Dimensões globais	Largura 60,5 x Profundidade 74 cm (104 cm com apoio para os pés)
Altura ajustável	84,5 a 97,5 cm em 6 posições
Assento	Largura 41 cm x altura 55 cm x profundidade 31 cm
Largura entre os apoios de braços	46,5 centímetros
Carga máxima	136 quilogramas
Estrutura em alumínio	
Peso	9,5 kg (incluindo apoio para os pés)
Diâmetro da roda	20 centímetros

## TEMPO DE FUNCIONAMENTO

A expectativa de vida deste produto é de 5 anos em condições normais de uso, segurança e manutenção. Para além deste período, o produto pode ser utilizado desde que ainda esteja em boas condições.

## GARANTIA

Este produto tem garantia de dois anos a partir da data de compra pelo utilizador. A IDENTITIES fornecerá peças de reposição para qualquer peça que tenha quebrado devido a um defeito de fabricação, projeto ou material. Entre em contato com o distribuidor de quem você comprou o produto para o caso de precisar fazer uma reclamação. Falhas resultantes de danos acidentais, uso indevido, alteração ou desgaste não são cobertas por esta garantia. Entre em contato com o revendedor de quem você comprou o produto para aplicar a garantia.



Identités - ZA Pôle 49  
Bd de la Chanterie  
49124 São Bartolomeu d'Anjou



Poids máxima autorisé Peso  
máximo autorizado Peso  
máximo permitido  
136 quilogramas

