



MOPEDIA®

BENGALAS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ÍNDICE

1. CÓDIGOS	PAG.3
1.1 Códigos de bengala dobráveis	pag. 3
1.2 Bengalas de alumínio em altura códigos ajustáveis	pag. 32.
2. INTRODUÇÃO	PAG.3
3. USO PRETENDIDO.....	PAG.3
4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	PAG.3
5. Avisos gerais	PAG.4
6. SÍMBOLOS	PAG.4
7. DESCRIÇÃO GERAL	PAG.4
7.1 Ajuste de altura	pag. 4
8. ANTES DE USAR	PAG.4
9. AVISOS DE USO	PAG.5
10. COMO USAR	PAG.5
11. MANUTENÇÃO	PAG.5
12. LIMPEZA E DESINFEÇÃO	PAG.5
12.1 Limpeza	pag. 5
12.2 Desinfecção	pag. 5
13. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO	PAG.6
13.1 Condições gerais de eliminação	pag.6
14. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PAG.6
14.1 Bengala dobrável de alumínio	pag. 6
14.2 Altura de alumínio ajustável bengala ajustável	pag. 6
14.3 Peças sobressalentes	pag. 6
15. GARANTIA	PAG.7
15.1 Reparações	pag. 7
15.2 Peças sobressalentes	pag. 7
15.3 Cláusulas isentas	pag. 7



Dispositivo Médico classe I
REGULAMENTO (UE) 2017/745 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 5 de abril de 2017 relativo a dispositivos médicos

1. CÓDIGOS

1.1 Códigos de bengala dobráveis

RP145NC Dobragem de alumínio andar bengala com Cabo T - Preto Cor
Bengala dobrável de alumínio **RP145NL** com cabo T - Cor preta

1.2 Códigos ajustáveis de altura de bengalas de alumínio

RP146 Altura de alumínio ajustável bengala Cor preta
RP148 Altura de alumínio ajustável bengala T-handle - Cor preta
RP153D Altura de alumínio ajustável pé ajustável anatómica (direita)
RP153S Altura de alumínio ajustável bengala ajustável bengala (esquerda)

2. Introdução

Obrigado por ter comprado uma **bengala Mopediá** da Moretti S.p.A. O manual deste utilizador fornece algumas sugestões sobre como utilizar corretamente o produto que escolheu e dá alguns conselhos valiosos para a sua segurança. Leia atentamente o manual antes de utilizar o produto. Se tiver alguma dúvida, contacte o seu retalhista para obter aconselhamento e assistência.

3. UTILIZAÇÃO PREVISTA

As bengalas MOPEDIA de Moretti são ajudas manipuladas por um braço adaptado para apoiar e/ou ajudar a mobilidade de pessoas com problemas de mobilidade.

CUIDADO, CUIDADO!



- Não utilizar o produto para um propósito não indicado neste Manual
- A Moretti S.p.A. declina todas as responsabilidades por quaisquer consequências resultantes de uma utilização incorreta desta produto e de alteração não autorizada ao quadro fazer produto
- O fabricante reserva-se o direito de alterar como informações contidas neste documento sem aviso prévio.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Moretti S.p.A. declara sob a sua exclusiva responsabilidade que o produto fabricado e comercializado pela Mo-retti S.p.A.e pertencente ao grupo de BENGALAS está em conformidade com as disposições do regulamento 2017/745 sobre dispositivos médicos de 5 de abril de 2017.

Para este efeito, Moretti S.p.A. garantias e declara sob a sua exclusiva responsabilidade o que se segue:









1. Os dispositivos satisfazem os requisitos de segurança e desempenho gerais solicitados pelo anexo I do regulamento 2017/745, tal como previsto no anexo IV do referido regulamento.
2. Os aparelhos não são instrumentos de medição.
3. Os aparelhos não são feitos para testes clínicos.
4. Os aparelhos são embalados em caixa não estéril.
5. Os dispositivos pertencem à classe I, em conformidade com o disposto no anexo VIII do regulamento acima referido
6. Moretti S.p.A. fornece às Autoridades Competentes a documentação técnica para comprovar a conformidade com o regulamento 2017/745, durante pelo menos 10 anos a partir da última produção de lotes.

Nota: Completo produto códigos, o fabricante registo código (SRN), o UDI-DI código e qualquer referências Para usado regulamentos são incluído em o UE declaração de conformidade Isso Moret-ti S.P.A. liberta e faz disponível através sua bengala..

5. AVISOS GERAIS

- Leia atentamente todo o manual antes de utilizar o aparelho.
- Aconselhe com o médico ou terapeuta a determinar o ajuste correto e o uso correto das bengalas ambulantes.
- Certifique-se de que o produto é entregue completo e mantenha-o afastado das fontes de calor.
- Duração útil - o limite de utilização do dispositivo é definido pelo desgaste das peças.
- Não permita que as crianças brinquem ou operem o aparelho.
- O utilizador e/ou o paciente terão de reportar qualquer acidente grave que tenha ocorrido relacionado com o fabricante e autoridade adequada do Estado a que o utilizador e/ou o paciente pertencem.

6. SÍMBOLOS

	Código do produto
	Identificação de dispositivo único
	Marca CE
	Fabricante
	Lote de produto
	Leia o manual de instruções
	Dispositivo Médico
	Condições de eliminação

7. DESCRIÇÃO GERAL

As bengalas MOPEDIA são feitas de alumínio anodizado leve, pega de madeira, plástico ou esponja e ponta de borracha antiderrapante. Altura ajustável a cada 2,5 cm.

Estes dispositivos são úteis para garantir a segurança do suporte e da confiança. As bengalas também facilitam a permanência e a caminhada. Facilitar a descarga dos segmentos inferiores do corpo, estabilizar a pessoa nos problemas de equilíbrio e suporte quando há problemas de força.

⚙ Ajuste de altura

Pressione o botão, deslize a bengala e leve-a a corresponder aos orifícios na altura exigida e à manobrabilidade do paciente. Substitua a rolha no orifício para bloquear a bengala e certifique-se de que o botão está completamente penetrado no orifício. Peso máximo do paciente 100kg para bengalas dobráveis, 110 kg para todos os outros.

8. ANTES DA UTILIZAÇÃO

- Verifique se a moldura está danificada para garantir uma utilização segura para pessoas e coisas
- Verifique a montagem correta do dispositivo

9. Avisos para utilização

- Tenha muito cuidado em superfícies molhadas e escorregadias.



ATENÇÃO!

NÃO utilizar com um paciente que exceda o peso indicado na etiqueta e no capítulo das características técnicas presentes no Manual.

- Evitar deixar o dispositivo em contato com Água para Longo períodos.
- Verifique periodicamente a sua robustez, a estabilidade e as pontas de borracha estão em boas condições. Substitua-os uma vez desgastados.
- Em caso de dúvidas sobre a utilização, ajuste ou manutenção, contacte o seu revendedor.
- Mantenha-o afastado das crianças para evitar eventuais riscos.

10. COMO USAR

Nota: Consulte as instruções de segurança neste manual

O uso das bengalas de passeio varia de caso para caso. Para isso, necessita de um mínimo de formação por pessoal qualificado, com referência a informações sobre o tipo de passo ou tipo de suporte. O operador durante os cuidados do paciente está sempre posicionado no lado do corpo mais fraco e doente.

11. MANUTENÇÃO

Os dispositivos Mopedia da MORETTI são verificados cuidadosamente e fornecidos com marca CE, uma vez inserido no mercado. Para a segurança do paciente e do médico, recomendamos que deixe verificar o aparelho pelo fabricante ou por laboratório autorizado de 2 em 2 anos.

Para inspeção periódica, significa um exame das seguintes partes:

- A moldura da bengala
- Verifique o desgaste da ponta de borracha.

Em caso de reparação devem ser utilizadas apenas peças e acessórios aprovados

12. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

12.1 Limpeza

Use apenas um pano húmido para remover o pó, use um pano húmido com um sabão suave para remover mais difícil terra. Seque bem antes de utilizar. Nunca utilize água com temperatura superior a 30°C. Nunca use jato Água ou vapor lavagem máquina.



ATENÇÃO!

Não utilizar substâncias abrasivas, ácidos, álcool, produtos de produtos de limpeza à base de cloro, desinfetantes ou acetona durante um limpeza, porque estas substâncias causam um danos das superfícies plásticas e o enferrujamento das superfícies metálicas

12.2 Desinfecção

Se precisar de desinfetar o dispositivo, utilize um limpador de desinfetante comum.

Nota: Nunca utilize ácidos, alcalinos ou solventes, tais como acetona

13. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO

131 Condições gerais de eliminação

Em caso de eliminação, não utilize o recipiente de inserção para resíduos urbanos. Recomendamos que deite a cadeira de banho nas áreas de eliminação apropriadas para reciclagem.

14. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

141 Bengala dobrável de alumínio

Códigos	Peso máximo	Altura ajustável	Cabo	Quadro
RP145NC	100 kg	De 77,5 a 87,5 cm	T-madeira	Em alumínio anodizado
RP145NL	100 kg	De 84,5 a 94,5 cm	T-madeira	Em alumínio anodizado

142 Bengala ajustável de altura de alumínio

Códigos	Peso máximo	Altura ajustável	Cabo	Quadro
RP146	110 kg	Da 79 a 102 cm	T-madeira	Em alumínio anodizado
RP148	110 kg	Da 79 a 102 cm	T-madeira	Em alumínio anodizado
RP153D	110 kg	Da 79 a 102 cm	Direito anatômico	Em alumínio anodizado
RP153S	110 kg	Da 79 a 102 cm	Esquerda anatômica	Em alumínio anodizado

143 Peças sobressalentes

RV7029 (2pz)



Ponta de borracha marrom
Ø 18 mm

RV7028 (2pz)



Ponta de borracha preta
Ø 18 mm

15. GARANTIA

Os produtos Moretti são garantidos a partir de falhas de material ou de fabrico por um período de (dois) 2 anos a contar da data de compra, sob reserva de quaisquer limitações e exclusões abaixo especificadas. A garantia não se aplica em caso de danos causados por uso indevido, abuso ou modificação do produto, e a garantia não será válida se as instruções de utilização não forem rigorosamente cumpridas.

O Corrigir pretendido usar de o dispositivo é especificado em este Manual. Moretti é não responsável para danos resultante De pessoal Lesão ou caso contrário causado por ou em relação Para errado instalação ou impróprio usar.

A Moretti não garante os produtos contra danos ou defeitos nas seguintes condições: desastre natural, manutenção ou reparação não autorizadas, danos devidos a problemas de alimentação (quando fornecidos) utilização de peças sobressalentes não fornecidas pela Moretti, utilização indevida, alteração não autorizada, danos no transporte (com além da expedição original da Moretti), ou em caso de manutenção insuficiente, conforme indicado no manual. A garantia não cobre componentes sujeitos a desgaste durante a correta utilização do aparelho.

15.1 Reparações

Reparações de garantia: No caso de um produto Moretti estar defeituoso em defeitos de material ou de fabrico durante o período de garantia, a Moretti confirmará com o cliente se a falha puder ser coberta pela garantia. A Moretti, a seu exclusivo critério, pode reparar ou substituir o artigo sob garantia num revendedor Moretti ou na localização Moretti. O custo de mão de obra para a reparação pode ser cobrado à Moretti se a reparação estiver coberta pela garantia. A reparação ou substituição não renova nem prolonga a garantia

Reparação não coberta pela garantia Um produto não coberto pela garantia só pode ser devolvido para reparação depois de ter recebido autorização prévia do serviço de apoio ao cliente da Moretti. Os custos de mão de obra e de envio de uma reparação não coberta pela garantia serão totalmente suportados pelo cliente ou revendedor. As reparações de produtos não abrangidos pela garantia são justificadas por seis (6) meses a contar da data em que recebe o produto reparado.

Dispositivo não defeituoso O cliente será informado se, depois de ter examinado e testado o produto devolvido, a Moretti alegar que o produto não está defeituoso. Neste caso, o bem será devolvido ao cliente, todos os custos de envio serão pagos pelo cliente.

15.2 Peças sobressalentes

As peças sobressalentes Moretti originais estão garantidas por 6 (seis) meses a partir da data de receção.

15.3 Cláusulas isentas

Exceto conforme expressamente especificado nesta garantia e dentro dos limites da lei, a Moretti não oferece qualquer representação, garantia ou condição, expressa ou implícita, incluindo quaisquer representações, garantias ou condições de mercadoinsidade, adequação para um determinado fim, não-infracção e interferência. Moretti não garante que a utilização do produto Moretti seja ininterrupta ou livre de erros. A duração de quaisquer garantias implícitas que possam ser impostas por lei está limitada ao período de garantia, dentro dos limites da lei. Alguns estados não permitem limitações quanto à duração de uma garantia implícita ou à exclusão ou limitação de danos accidentais ou consequentes relacionados com produtos para os consumidores. Nesses estados ou países, determinadas isenções de responsabilidade e limitações desta garantia podem não se aplicar a si. Esta garantia está sujeita a alterações sem aviso prévio.

**CERTIFICADO DE GARANTIA****Produto** _____**Comprado em (data)** _____**Retalhista** _____**Endereço** _____**Cidade/cidade** _____**Vendido para** _____**Endereço** _____ **Cidade/cidade** _____**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www. e-mail de .com morettispa:](http://www.morettispa.com)info@morettispa.com MADE IN P.R.C

NOTAS

