

SCOOTER TRAVELER

Manual de Instruções – DISPOSITIVO MÉDICO

REFERÊNCIA: 824052.BLUE



SYMBOL QUE FIGURA NO RÓTULO OU NO MANUAL DE INSTRUÇÕES

	Endereço do fabricante:		Convite à consulta do manual
	Data de produção		Siga as instruções de segurança
	Número de lote		Conformidad CE
	Referência do produto		Não tolera humidade
	Peso máximo do utilizador		Dispositivo médico

MANUAL DE INSTRUÇÕES PT

IMPORTANTE

Leia atentamente as instruções antes de utilizar este produto e guarde-as, se necessário.

Utilizador: Se não conseguir ler ou compreender quaisquer avisos, precauções ou instruções, contacte o seu profissional de saúde ou distribuidor antes de utilizar este produto ou podem resultar riscos e danos.

Consulte o seu médico ou profissional de saúde antes de usar um andador. Ele / ela irá aconselhá-lo e informá-lo sobre a técnica de caminhada mais adequada para você.

Distribuidor: este folheto informativo deve ser administrado aos utilizadores deste produto.

DESTINO DO PRODUTO

O Traveler é um dispositivo médico. É uma scooter de 4 rodas que pode ser desmontada sem ferramentas em 3 partes (incluindo uma bateria de liberação rápida) para fácil acesso em um porta-malas de carro. Assento confortável com apoios de braço rebatíveis e ajustáveis em altura. A “scooter” não tem manipululos, mas tem um guiador oval direcional.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA



O não cumprimento das precauções de segurança pode resultar no risco de ferimentos graves.

- Não exceder o limite máximo de peso de 120 kg.
- Se alguma peça estiver danificada, partida ou gasta, contacte o seu concessionário.
- Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de usar a scooter.
- Para sua própria segurança e a dos outros, observe as regras de trânsito locais ao usar este produto.
- Não tente modificar a scooter, pois isso pode danificá-la. Qualquer modificação ao produto invalidará a garantia em caso de problema.
- Verifique os seguintes pontos de segurança antes de utilizar a scooter:
 - o Verifique se há danos ou desgaste excessivo nos pneus.
 - o Verifique todas as conexões elétricas e como elas estão conectadas.
 - o Verifique os travões para garantir que funcionam corretamente.
 - o Verifique o nível da bateria para evitar ficar sem energia durante a utilização.
- Antes de utilizar a scooter, o concessionário deve realizar um teste à capacidade de condução do utilizador.
- Ao utilizar a scooter, não exceda a carga máxima. O assento só pode suportar uma pessoa de cada vez. O não cumprimento desta instrução pode causar ferimentos às pessoas e ao veículo.
- Ao utilizar o nosso produto, não tente ultrapassar grandes obstáculos. Mantenha-se na posição vertical ao atravessar obstáculos.
- Ao utilizar a scooter em terreno irregular ou molhado, não se esqueça de reduzir a velocidade. A scooter não consegue flutuar e é sensível à água. Se o nível da água subir tanto quanto a bateria, isso pode causar um curto-circuito e danificar as partes elétricas da sua scooter.
- Por favor, reduza a velocidade ao virar ou dirigir em declives. Tenha cuidado para não se inclinar demasiado para a frente ou para trás ao utilizar a scooter, de modo a manter uma velocidade de condução constante.

INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM

1. Componentes



2. Montagem do guidador

- Enquanto segura o guidador, desbloqueie rodando o botão no sentido anti-horário e remonte o guidador, em seguida, bloqueie o botão girando-o na direção oposta.
- Bloqueie firmemente o botão



Montagem dianteira e traseira:

Alinhamento do chassis: aproxime a secção dianteira da secção traseira até que o gancho da secção dianteira entre em contacto com a longarina na secção traseira e o bloqueio seja engatado automaticamente.



Montagem do tubo do assento:

Coloque o tubo na caixa e bloqueie-o no lugar usando o pino.



Montagem da bateria:

Apresente a bateria como mostrado abaixo. A bateria e a fonte de alimentação ligam-se automaticamente.



Montagem do assento :


- a. Coloque o assento no tubo do assento e gire-o para fixar a sua posição.
- b. Para encaixar os apoios de braços, insira-os no tubo sob o assento e bloqueie-os no lugar usando os pinos de cavilha e, em seguida, fixe-os usando os botões de aperto.



3. Desmontagem

Pressione o botão de bloqueio na parte inferior do guidador e gire-o para a direita. Veja foto ao lado: isso bloqueará o guidador.

- Para remover o assento da scooter, basta erguê-lo.
- Para remover as baterias da scooter, basta levantá-las pela pega.




AJUSTE E UTILIZAÇÃO

ELEMENTOS FUNCIONAIS

A. Painel de instrumentos

O painel de instrumentos contém todos os controlos necessários para conduzir a scooter: o interruptor de chave, os botões de viagem, a buzina, o botão de velocidade e o indicador de bateria. Veja abaixo.



ATENÇÃO! O painel de instrumentos não deve ser exposto a condições húmidas. Se a scooter estiver guardada num ambiente húmido ou à chuva, não a utilize até que o painel de instrumentos esteja completamente seco.

1. Buzina

Pressione este botão para iniciar a buzina. A utilizar em caso de perigo.

2. Interruptor de chave

Coloque a chave no interruptor e rode no sentido dos ponteiros do relógio para ligar a scooter. Rode a chave no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para desligar a scooter.

CUIDADO: Se você virar a chave para a posição "off" enquanto a scooter está funcionando, o freio eletrónico irá engatar e a scooter irá parar automaticamente.

3. Medidor de nível de bateria

Depois de ligar a scooter, o medidor de estado da bateria exibe a energia da bateria.

4. Definir a velocidade

Pode utilizar o seletor de controlo de velocidade para seleccionar a velocidade mínima ou máxima da scooter.

5. Botões de viagem


Pode usar estes botões para controlar a direção de frente e de trás da scooter. Coloque as mãos esquerda e direita na pega esquerda e direita, respetivamente.

Pressione o botão direito com o polegar direito e a scooter avança. Pressione o botão esquerdo com o polegar esquerdo e a scooter irá mover-se para trás. Quando soltar as duas mãos destes botões, a scooter deixará de avançar.

6. Luz

Pode usar este botão para controlar o sistema de iluminação da scooter. Pressione o botão para a frente e a luz acenderá. Pressione o botão para trás e a luz se apagará.

B. Componentes mecânicos traseiros



1. A alavanca de posição Roda livre

Pode usar esta alavanca para mudar a scooter para o modo de roda livre. Empurre esta alavanca para a frente para parar o sistema de travagem. A scooter entrará então no modo de roda livre. Agora pode mover a scooter com o motor parado. Puxe a alavanca para trás para reativar os sistemas de condução e travagem. A scooter deixará de estar em modo de roda livre.

CUIDADO Antes de colocar a scooter no modo de roda livre, certifique-se de remover a chave da ignição. Não se sente na scooter ao usar esta alavanca. Não coloque a scooter em declives quando estiver em modo de roda livre.

Depois de utilizar o modo de roda livre, lembre-se de devolver a scooter à posição inicial (alavanca puxada para trás) para travar o travão.

2. Eletromotor

O eletromotor é um dispositivo que converte a energia da bateria em energia mecânica para acionar as rodas da scooter.


3. Sistema anti-rotação

Este sistema impede que as rodas traseiras girem.


ATENÇÃO! ESTE SISTEMA NÃO DEVE, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA, SER REMOVIDO/DESMONTADO.

C. Bateria

Há uma alça na parte superior da bateria, facilitando a remoção da bateria da scooter. O bloco contém duas baterias recarregáveis, a entrada de energia do carregador, o disjuntor de sobrecarga (botão de reset) e o fusível da bateria. Veja foto:



Para recarregar a bateria, ligue o carregador à scooter (utilizando esta entrada de alimentação) e ligue-o a uma tomada durante 8 a 14 horas:



Quando a bateria da scooter fica fraca, o disjuntor principal pode disparar para proteger o motor e os eletrões de danos. Se o disjuntor disparar, todo o sistema elétrico será desligado e o botão de Reset aparecerá onde mostrado na foto.


Depois o acionamento, deixe os componentes arrefecerem durante 1-2 minutos e, em seguida, prima o botão de reposição para reiniciar o disjuntor principal. Se o disjuntor disparar com frequência, recarregue a bateria com frequência e entre em contato com o serviço pós-venda se houver um problema com a bateria.

Nota: Existe também um fusível no painel de instrumentos para proteger os seus componentes eletrónicos. Se uma ou mais partes do painel não estiverem respondendo, verifique o fusível.

D. Transporte da scooter

Ao transportar a scooter num veículo, certifique-se de que está devidamente fixada/fixada. A foto abaixo mostra em pontos pretos as peças que devem ser fixadas/fixadas/ligadas para que a scooter não se mova quando o veículo de transporte está em movimento.

ATENÇÃO: Não transporte a scooter até que esteja firmemente presa no veículo, pois isso pode danificá-la.




CONFIGURAÇÕES DE CONFORTO

1. Ajustar a altura e a inclinação do guidador

Para ajustar o guidador da sua scooter, primeiro retire o assento (puxando-o para cima) e a tampa do banco. Em seguida, ajuste como mostrado na foto:

Atenção! Certifique-se de que retira a chave do interruptor antes de ajustar a inclinação. Se a sua scooter estiver em funcionamento, não faça nenhum ajuste.



2. Ajuste da orientação do banco


Puxe a barra rotativa para a frente para libertar o banco.

- a. Vire o assento para a posição desejada.
- b. Reponha a barra rotativa do banco à sua posição inicial.

(1) Botão de ajuste do apoio de braço

(2) Knobs

(3) Barra rotativa do banco




3. Ajuste do apoio de braço

Os apoios de braços podem ser ajustados para dentro ou para fora.

- a. Abaixes os apoios de braços para aceder o botão de ajuste (ponto (1) na foto acima) e remova os botões (ponto (2) na foto acima).
- b. Posicione os apoios de braços para dentro ou para fora, conforme necessário.
- c. Substitua os botões (ponto (2) na foto acima) e levante os apoios de braços (ponto (1) na foto acima).

4. Ajuste da altura do banco



(1) Vareta do assento

(2) Nível mais baixo da altura do banco

(3) Pino de posição

- a. Retire a bateria da scooter e, em seguida, o pino de bloqueio (ponto (3)).
- b. Levante ou abaixe o assento até a altura necessária.
- c. Substitua o pino e a bateria.

UTILIZAÇÃO DA BATERIA


1. Descrição

A scooter de viagem está equipada com duas baterias de longa duração 12V 12 Ah. Para garantir um carregamento seguro e eficiente, utilize apenas o sistema de carregamento fornecido com a scooter. Por favor, não carregue as duas baterias separadamente. A scooter deve ser carregada entre 8 e 14 horas antes de ser usada pela primeira vez. Para garantir uma utilização estável e constante: as baterias do scooter devem estar totalmente carregadas.

Atenção! Não use um cabo de extensão para conectar o carregador de bateria, use a tomada de energia padrão diretamente. Crianças autônomas não devem brincar perto da scooter quando a bateria estiver sendo carregada.

Não carregue a bateria enquanto a scooter estiver a funcionar. Mantenha a scooter longe de fontes de calor. Verifique se o carregador, a cablagem e os conectores da bateria não estão danificados antes de utilizar a scooter. Se alguma peça estiver danificada, contacte o serviço pós-venda. A temperatura do invólucro do carregador de bateria pode aumentar durante o carregamento. Para evitar queimaduras, não tente abri-lo. Por favor, não exponha a bateria a condições climáticas adversas ou extremas. Se for inadvertidamente exposto a condições adversas, reserve-o antes de usar.

O nível de carga das baterias está indicado no painel de instrumentos da scooter (da esquerda para a direita): uma luz verde indica uma carga completa, uma luz amarela indica uma carga baixa e uma luz vermelha significa que as baterias estão vazias.



2. Perguntas frequentes

a. Como funciona o meu carregador?

Quando a carga da scooter é baixa, o carregador trabalha mais, transmitindo mais corrente elétrica para aumentar a quantidade de carga. Quando a bateria está prestes a ser totalmente carregada, o carregador irá reduzir gradualmente a quantidade de corrente que transmite. A corrente do carregador é próxima de 0 amperes quando a bateria está carregada. O carregador mantém a carga na bateria em vez de sobrecarregar a bateria quando ligado.

b. Pode ser utilizado outro carregador?

Fornecemos um carregador que corresponde exatamente ao tipo, capacidade e propriedades da bateria. Por isso, recomendamos que utilize apenas o carregador original fornecido com a scooter. Lembramos também que não é aconselhável carregar as duas baterias separadamente.

c. O que devo fazer se a scooter não carregar?

Verifique se o fusível da bateria está funcionando corretamente. Verifique se a ficha está corretamente ligada à fonte de alimentação da scooter.

d. Quanto tempo as baterias devem carregar?

Existem dois fatores principais a considerar ao carregar as baterias.

- Uso diário ao longo do dia
- Utilização ocasional

Dependendo de como eles são usados, você precisará de mais ou menos tempo para recarregar as baterias. O carregador de bateria que fornecemos é projetado para não sobrecarregar. Para garantir que a scooter funciona corretamente, siga as instruções abaixo:

- Se usa a scooter todos os dias, carregue as baterias após cada utilização. As baterias devem ser carregadas por 8 a 14 horas.

- Se utilizar a scooter ocasionalmente (uma vez por semana ou uma vez por mês, por exemplo), as baterias devem ser carregadas pelo menos uma vez por semana durante 24 horas.

Atenção! Tenha o cuidado de manter as baterias totalmente carregadas e evite sobrecargas. Consulte as instruções fornecidas com o carregador.

Se a scooter for usada menos de uma vez por mês, recomendamos que a carregue durante pelo menos 48 horas para melhorar o desempenho e garantir que as baterias duram o máximo de tempo possível.

e. Como pode ser prolongada a autonomia da bateria?

O carregamento das baterias em toda a sua capacidade mantém a capacidade fiável e prolonga a sua vida útil. Mantenha as baterias totalmente carregadas sempre que possível. Mantenha a scooter num ambiente seco à temperatura ambiente. Para prolongar a vida útil das baterias, certifique-se de que retira a chave do interruptor quando a scooter não estiver a ser utilizada.

f. Como posso aumentar o número de quilómetros por carga da bateria?

É difícil alcançar as condições ideais de condução: uma estrada lisa, dura, reta, plana em vez de uma inclinação, pavimentos com rachaduras, etc. Cada condição afetará a quilometragem máxima por carga da bateria. Cada condição afetará a quilometragem máxima por carga da bateria. Carregue totalmente a bateria antes de cada utilização. Planeie o seu percurso com antecedência, se possível, para evitar obstáculos no seu caminho.

- Não sobrecarregue a scooter, leve apenas o essencial.

- Tente manter uma velocidade constante.

- Evite paragens bruscas e condução abrupta.

- Verifique se todos os cabos estão conectados corretamente.

g. Que tipos de baterias são utilizadas e quais as suas capacidades?

Usamos baterias de dois ciclos. Recomendamos baterias seladas e isentas de manutenção, como AGM ou baterias coloidais. Não utilize pilhas com tampas amovíveis.

Atenção! As baterias contêm produtos químicos corrosivos. Por favor, use AGM ou baterias coloidais para reduzir o risco de vazamento ou explosão.

h. Porque é que uma bateria nova dá um mau desempenho?

A tecnologia química das baterias é diferente da das baterias de automóveis ou das células de níquel-cádmio. As baterias de ciclo profundo são especificamente concebidas para fornecer energia rápida. (8 a 14 horas). As baterias novas estão cheias quando entregues, pelo que podem sofrer alterações de temperatura durante o transporte. Esta situação pode demorar alguns dias a estabilizar.

i. Os passos seguintes garantirão a máxima eficiência e uma vida útil prolongada da bateria?

1. Por favor, carregue totalmente as baterias antes de usá-las pela primeira vez.

2. Use a scooter em um lugar familiar e seguro. Dirija devagar e não vá muito longe na primeira vez.

3. Repita os passos 1 e 2 durante 4 ou 5 ciclos para obter a máxima eficiência e prolongar a vida útil da bateria.

j. Utilizar os transportes públicos?

Antes de utilizar a scooter nos transportes públicos, verifique se está autorizada.

Atenção! As baterias contêm chumbo e produtos químicos. Use óculos e luvas se tiver algum problema com as baterias. Por favor, lave as mãos após o manuseamento.

Atenção! O tipo, as propriedades químicas e a capacidade de ampere-hora (Ah) das duas baterias devem ser exatamente os mesmos. Consulte as especificações do produto.

Mantenha as ferramentas e outros objetos metálicos afastados das baterias. Isto pode

causar choque elétrico. Para substituir as baterias, utilize uma chave inglesa.

Atenção! Não tente levantar pesos fora do seu alcance físico. Por favor, peça ajuda ao configurar a sua scooter. Aconselhamo-lo também a pedir ajuda ao seu concessionário para o manuseamento.

k. Como faço para trocar as baterias?

1. Retire a bateria da scooter e coloque-a cuidadosamente de lado.
2. Retire os oito parafusos da bateria.
3. Coloque a bateria positiva e retire a tampa.
4. Desligue os elétrodos pretos (-) e vermelhos (+) das baterias.
5. Retire as pilhas antigas.
6. Coloque as baterias novas na bateria.
7. Ligue o fio vermelho ao terminal positivo de cada bateria (+).
8. Ligue o fio preto ao terminal negativo de cada bateria (-).
9. Substitua a tampa e certifique-se de que todos os cabos estão bem dentro da bateria sem ficarem presos.
10. Vire cuidadosamente a bateria.
11. Reinstale e aperte todos os parafusos.

COMO FUNCIONA

1. Antes de subir na scooter

- Verifique se as baterias estão carregadas corretamente. *Consulte Utilização da bateria*
- Verifique se o modo "Freewheel" não está ativado. *Cf. Componentes mecânicos traseiros*
- Certifique-se de que o guidador está na posição desbloqueada: para que possa dirigir a scooter.

2. Subindo na scooter

- Certifique-se de que a chave não está no comutador. Isto evitará que a sua scooter se mova acidentalmente.
- Certifique-se de que o assento está bem fixado antes de se sentar.
- Certifique-se de que os seus pés estão a tocar na base.

3. Ajuste e verificação pré-acionamento

- O assento está na altura certa?
- O assento está devidamente fixado?
- A chave está corretamente inserida na ignição? Está virado para a posição "on"?
- O chifre funciona corretamente?
- Há pedões, animais ou obstáculos no caminho?
- O seu percurso inclui declives ou terrenos instáveis?

4. Condução

Cuidado! Ao utilizar a scooter, os seguintes comportamentos podem afetar a sua condução.

- Mantenha os animais de estimação em uma pista
- Transporte de passageiros ou animais na scooter
- Rebocar outro veículo

Atenção! Ao usar a scooter, mantenha sempre as duas mãos no guidão e os dois pés na base. Isto permitir-lhe-á conduzir a sua scooter no seu melhor e parar em caso de problemas.

- Ajuste a velocidade ideal usando o velocímetro e a alavanca - Freio de estacionamento
- Para virar a scooter para a esquerda, puxe a alça para a esquerda.
- Para virar a scooter para a direita, puxe a alça para a direita. Se precisar de parar, solte o acelerador lentamente. Quando a scooter para, os travões engatam-se automaticamente.

5. Descer da scooter

- Certifique-se de que a scooter parou completamente antes de desmontar.
- Retire a chave da ignição.

6. Função de paragem automática

A fim de conservar a bateria da scooter o maior tempo possível, equipamos as nossas scooters com uma função de paragem automática. Se deixar a chave na ignição na posição "ligada", mas a scooter não estiver a funcionar, esta desliga-se automaticamente após 20 minutos.

Se a paragem automática estiver ativada, pode cancelá-la seguindo estes passos:

- Retire a chave da ignição
- Reinsira a chave para reiniciar a scooter

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A maioria das scooters requer verificações regulares. Em geral, a maioria dos problemas pode ser resolvida facilmente. Muitos problemas são causados por uma bateria fraca ou danos às baterias.

1. O sinal de alarme

O sinal de alarme da scooter ajuda-o a detetar e corrigir rapidamente uma falha. O alarme soará nas seguintes circunstâncias. O tipo de alarme varia de modelo para modelo

- Se o sinal de alarme faz uma série de ruídos rápidos e lentos, isso corresponde a um sinal falso. O alarme soa apenas uma vez. Para parar o sinal de alarme, retire a chave da ignição, volte a inseri-la e ligue-a para o botão "on".
- O sinal de alarme pode identificar um problema e soá-lo novamente após uma breve pausa. O alarme continuará a soar até desligar e ligar novamente a scooter.

Nota: A scooter não arrancará até que a falha tenha sido corrigida.

Abaixo está uma tabela de erros comuns que você pode encontrar:

Sinal de alarme	Problema	Solução
1. ■	Baterias muito fracas, a scooter não arranca	Recarregar o mais rapidamente possível
2. ■ ■	Baterias muito fracas	Recarregar
3. ■ ■ ■	Tensão demasiado alta, a scooter não pode ser operada / A scooter ainda está ligada a uma tomada de corrente	Desligue o carregador e volte a ligar a scooter. Certifique-se de que reduz a velocidade nas descidas
4. ■ ■ ■ ■	Proteção activada	Desligue a scooter e volte a ligá-la após alguns minutos.
5. ■ ■ ■ ■ ■	A scooter está no modo de roda livre	Desligar a scooter , retirar a roda livre e reiniciar a scooter
6. ■ ■ ■ ■ ■ ■	A alavanca do acelerador não está no meio quando se liga a scooter	Verificar se a bateria está totalmente carregada. Em caso afirmativo, coloque a alavanca no meio e volte a ligar a scooter.
7. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Erro de velocidade	Contacte o seu distribuidor autorizado
8. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Erro de velocidade	Contacte o seu distribuidor autorizado
9. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Erro de velocidade	Contacte o seu distribuidor autorizado

2. O que devo fazer se a scooter não se mover quando pressiono a alavanca do acelerador?

Se o modo de roda livre estiver ativado para mover a scooter manualmente: basta soltar o freio. Para se mover NA scooter, certifique-se de que o modo de roda livre está desativado. Em seguida, tente iniciar e acelerar novamente.

3. O que devo fazer se todos os sistemas da scooter deixarem de responder?

- Certifique-se de que a chave está na ignição e na posição "ligada".
- Verifique se as baterias estão carregadas.
- Pressione o botão de reset no disjuntor principal.
- Verifique se as baterias estão corretamente instaladas e se todas as ligações estão seguras.
- Verifique o fusível do painel de instrumentos sob as baterias.


4. Verificação do fusível

Fusível correto / Fusível soprado

- Remova o fusível da ranhura
- Verifique se o fusível está queimado (ver foto ao lado)

- Se o fusível for queimado, encaixe um novo fusível

- **Atenção! Ao substituir o fusível, certifique-se de substituí-lo por um fusível da mesma classificação, caso contrário, ele pode danificar a scooter.**



5. O que devo fazer se as baterias da scooter não carregarem?

Se o LED do carregador não acender, verifique o fusível da bateria.

Substitua o fusível, se necessário.

- Certifique-se de que ambas as extremidades do carregador estão corretamente ligadas.

- Se o fusível soprar regularmente, contacte o seu concessionário.

6. O que acontece se o indicador de energia da bateria não responder quando ligo o motor ou pressiono a alavanca de velocidades?

Carregue as baterias completamente

- Realize um teste de carga testando as suas baterias

Se a scooter não estiver a funcionar corretamente e não conseguir repará-la, contacte o seu fornecedor.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO



A falta de cuidados e monitorização do seu produto pode resultar no risco de ferimentos graves.

A sua scooter requer muito pouca manutenção. As peças a seguir requerem inspeção e manutenção regulares.

1. Pneus

Verifique regularmente os pneus quanto a danos ou desgaste.

Atenção! As rodas das scooters devem ser substituídas por um técnico qualificado.

Atenção! Certifique-se de que a chave está desligada e que a scooter não está no modo de roda livre antes de executar os seguintes passos.

2. Mudar a roda

A scooter está equipada com rodas sólidas. Se um pneu estiver danificado, substitua-o por um novo.

3. Reparação rápida de pneus

- Verifique se a chave da scooter não está na ignição.


- Levante o lado a ser substituído. Coloque um pedaço de madeira sob a armação para levantar a scooter.

- Retire o parafuso e a máquina de lavar do eixo.

- Ajuste a nova roda

- Certifique-se de que a chave está na posição correta para evitar ferimentos ou danos à scooter.

- Reinstale o parafuso e a máquina de lavar. Aperte-os com segurança



- ① Boulon - Screw Parafuso
- ② Rondelle - Disc Disco
- ③ Roue - Wheel Roda
- ④ Clavette - Key Chave
- ⑤ Rainure - Groove Ranhura

4. Limpeza e desinfecção

Use um pano húmido com um produto não abrasivo e não corrosivo para limpar peças de plástico e metal. Não utilize produtos de limpeza que possam riscar a scooter.

Atenção! Por favor, observe as precauções de uso do seu produto de limpeza para evitar qualquer risco para a sua pele ou pintura da scooter.

5. Conexões

Certifique-se de que as conexões estão sempre bem conectadas e que não há corrosão.

6. Plástico ABS

O para-choque da scooter é feito de plástico muito resistente. Você pode poli-lo com cera de carro para mantê-lo brilhante.

7. Rolamentos de esferas e motor elétrico

Estas peças são pré-lubrificadas e seladas, pelo que não necessitam de manutenção.

8. Consola, carregador e eletrónica traseira

Estas peças devem ser protegidas da humidade. Se estas peças forem acidentalmente expostas a objetos molhados, não utilize a scooter até que estejam completamente secas.

9. Substituição da porca de bloqueio de nylon

A porca de bloqueio de nylon antiga deve ser substituída por uma nova durante a manutenção, instalação e desinstalação. As porcas de nylon não são reutilizáveis, pois são suscetíveis a danos, o que reduz a segurança.

- Lista de verificação:

Para manter o produto em boas condições, verifique antes de cada uso e verifique regularmente o seguinte:

Verifique o produto	A qualquer momento	Semanalmente	Mensal
Verificar o funcionamento da roda livre	X		
Verificar a velocidade da sua scooter	X		
Limpeza de scooters			X
Verifique o estado da bateria			X
Verifique o estado das bainhas dos cabos dos pneus			X
Verifique se o banco está na posição correta para utilização	X		
Verifique os travões	X		
Verifique o estado dos pneus		X	

MUDANÇA DE PROPRIEDADE

O produto pode ser reutilizado. Em primeiro lugar, deve ser limpo e desinfetado de acordo com as instruções de higiene. Ao transferir o produto, lembre-se de entregar todos os documentos técnicos necessários ao novo usuário. De antemão, o produto deve ser inspecionado por um especialista autorizado.

RECICLAGEM

Quando o produto se tornar inutilizável e tiver de o deitar fora: contacte o seu revendedor especializado. Se desejar realizar a reciclagem por conta própria, peça orientações sobre a eliminação à sua empresa local de gestão de resíduos.

ARMAZENAGEM



A inobservância das condições de conservação pode conduzir à deterioração do produto e, por conseguinte, ao risco de prejuízo grave.

Não guarde o seu produto por períodos prolongados perto de uma fonte de calor ou sob luz solar direta (por exemplo, atrás de uma janela ou perto de um radiador) ou perto de uma fonte de frio.

Manter afastado de chamas abertas e fontes de faíscas. Observe as seguintes condições ao armazenar da sua scooter:

- Em um lugar seco e temperado
- Protegido por embalagens, contra poeiras e corrosão (por exemplo, elementos abrasivos, areia, água do mar, ar salgado).
- Armazene todas as peças removidas juntas, no mesmo local (ou marque-as, se necessário) para evitar misturá-las com outros produtos ao remontar.
- Todos os componentes devem ser armazenados sem qualquer carga (não coloque objetos pesados nas peças do produto, não obstrua nada...).

Se não vai usar a scooter durante algum tempo, recomendamos o seguinte:

- Carregue totalmente a bateria
- Remova a bateria
- Guarde a scooter num local seco, longe de temperaturas extremas.
- Se a bateria estiver armazenada com uma carga baixa, se não carregar a bateria com frequência, ou se guardar a scooter em temperaturas extremas, a bateria pode estar seriamente danificada.

Atenção! Não carregue a bateria se esta tiver sido armazenada a uma temperatura inferior a 0°C. Isto pode causar danos graves à bateria.

Ao guardar a scooter por um longo período, é aconselhável proteger o chão com uma manta ou papelão. Isto reduzirá o desgaste dos pneus.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dimensões globais	Comprimento 101 cm x Largura 48 cm x Altura 90 cm
Motor de 180W 2 x baterias 12V 12 Ah Alcance 16km. Velocidade máxima 8km/h	
Peso	48 Kg
Carga máxima	120 Kg

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO


A expectativa de vida deste produto é de 5 anos em condições normais de uso, segurança e manutenção. Para além deste período, o produto pode ser utilizado desde que ainda esteja em boas condições.

GARANTIA

Este produto tem garantia de dois anos a partir da data de compra pelo utilizador. A IDENTITIES fornecerá peças de reposição para qualquer peça que tenha quebrado devido a um defeito de fabricação, projeto ou material. Entre em contato com o distribuidor de quem você comprou o produto para o caso de precisar fazer uma reclamação. Falhas resultantes de danos acidentais, uso indevido, alteração ou desgaste não são cobertas por esta garantia. Entre em contato com o revendedor de quem você comprou o produto para aplicar a garantia.



Identités – ZA Polo 49
Bd de la Chanterie
49124 São Bartolomeu d'ANJOU



Peso máximo autorizado

120 quilogramas

