



**MOPEDIA®**

## **MESAS LEITO**

---

### **MANUAL DE INSTRUÇÕES**

## ÍNDICE

|   |        |
|---|--------|
| 1. CÓDIGOS.....                               | PAG.3  |
| 2. INTRODUÇÃO .....                           | PAG.3  |
| 3. USO PRETENDIDO .....                       | PAG.3  |
| 4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE .....           | PAG.3  |
| 4.1 Normas e orientações de referencia .....  | pag. 4 |
| 5. Avisos gerais .....                        | PAG.4  |
| 6. SÍMBOLOS .....                             | PAG.4  |
| 7. GENERAL DESCRIPTION .....                  | PAG.5  |
| 7.1 Visualização e Lista de Componentes ..... | pag. 5 |
| 8. ANTES USAR .....                           | PAG.5  |
| 9. PRECAUÇÕES DE USO .....                    | PAG.5  |
| 10. COMO UTILIZAR .....                       | PAG.5  |
| 11. MANUTENÇÃO .....                          | PAG.5  |
| 12. LIMPEZA E DESINFECÇÃO .....               | PAG.6  |
| 12.1 Limpeza .....                            | pag. 6 |
| 12.2 Desinfecção .....                        | pag. 6 |
| 13. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO .....             | pag. 6 |
| 14. PEÇAS SOBRESSALENTES .....                | PAG.6  |
| 15. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....            | PAG.6  |
| 15.1 Dimensão .....                           | pag. 6 |
| 15.2 Especificações técnicas do SP.....       | pag. 6 |
| 16. GARANTIA .....                            | PAG.7  |
| 17. REPARAÇÃO.....                            | PAG.7  |
| 18. PEÇAS SOBRESSALENTES .....                | PAG.7  |
| 19. CLÁUSULAS ISENTAS .....                   | PAG.7  |

## CE I Classe Médico Dispositivo

REGULAMENTO (UE) 2017/745 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO  
de 5 de abril de 2017 relativo a dispositivos médicos

### 1. CÓDIGOS

**RS988X** - Mesa sobrecama com pernas dobráveis

**RS990X** - Mesa sobrecama com pernas dobráveis, reclinada em 3 posições

### 2. INTRODUÇÃO

Obrigada para escolher uma mesa sobrecama da gama MOPEDIA, fabricante por MORETTI S.p.A. O seu design e qualidade são uma garantia de conforto, segurança e fiabilidade. Mesas de sobrecama by MORETTI S.p.A. são projetadas e construídos para atender a todas as suas exigências para um practical, uso correto. Este manual do utilizador fornece algumas sugestões para utilizar corretamente a mesa que escolheu e oferece muitos conselhos valiosos para a sua segurança. Leia atentamente o manual antes de utilizar a mesa sobrecama. Se tiver alguma dúvida, contacte o seu retalhista para obter aconselhamento e assistência.

### 3. UTILIZAÇÃO PREVISTA

Os tabuleiros de cama MOPEDIA destinam-se principalmente a pessoas com problemas de mobilidade, principalmente acamadas onde se espera o consumo de refeições na cama ou na cadeira. No entanto, são adaptáveis tanto em hospitais como em casa.

#### NOTA:

Verifique se o produto não foi danificado durante o envio. Em caso de danos, não o utilize e contacte o seu revendedor para obter mais instruções.



- Não utilizar o produto para um fim não indicado neste Manual.
- Moretti S.p.A. declina todas as responsabilidades por eventuais consequências resultantes de uma utilização incorreta desta produto e de uma alteração não autorizada ao quadro do produto.
- O fabricante reserva-se o direito de alterar as informações contidas neste documento sem aviso prévio.

### 4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Moretti S.p.A. declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que o produto fabricado e comercializado pela Moretti S.p.A. e pertencente aos grupos de MESA DE CAMA cumpre as disposições do regulamento 2017/745 em DISPOSITIVOS MÉDICOS de 5 de abril de 2017.

Para o efeito, Moretti S.p.A. garante e declara sob a sua exclusiva responsabilidade o que se segue:

1. Os dispositivos satisfazem os requisitos de segurança e desempenho gerais solicitados pelo anexo I do regulamento 2017/745, tal como previsto no anexo IV do referido regulamento.
2. Os aparelhos não são instrumentos de medição.
3. Os aparelhos não são feitos para testes clínicos.
4. Os aparelhos são embalados em CAIXA NÃO ESTÉRIL.
5. Os dispositivos pertencem à classe I, em conformidade com o disposto no anexo VIII do regulamento acima referido.

6. Moretti S.p.A. fornece às autoridades competentes a documentação técnica para comprovar a conformidade para o 2017/745 regulação, para pelo menos 10 anos desde a última produção.

**Nota:** Os códigos completos do produto, o código de registo do fabricante (SRN), o código UDI-DI e quaisquer referências aos regulamentos usados estão incluídos na declaração de conformidade da UE que Moretti S.p.A. lança e disponibiliza através dos seus canais.

#### 4.1 Referência de normas e orientações

Testes de segurança exigidos pela UNI EN 12182

### 5. AVISOS GERAIS

- Preste sempre muita atenção à presença de peças móveis que possam causar atenção e ferimentos nos membros.
- Para uma utilização correta do aparelho, consulte este manual.
- Para uma utilização adequada do aparelho, consulte o seu médico ou terapeuta.
- Mantenha o produto embalado afastado de qualquer fonte de calor porque a embalagem é feita de cartão.
- O prazo de validade do acessório é determinado pelo desgaste das peças que não podem ser reparadas e/ou substituídas.
- Tenha cuidado quando as crianças estiverem por perto.
- Não exceda a carga máxima.

### 6. SÍMBOLOS



Código do produto



Identificação de dispositivo único



Marca CE



Fabricante



LOTE



Leia o manual de instruções



Dispositivo Médico



Condições de eliminação

## 7. GERAL DESCRIÇÃO

 Ver e Lista de Componentes

RS988X - Mesa sobre-cama com pernas dobráveis



RS990X - Mesa sobre-cama com pernas dobráveis, reclinada em 3 posições



## 8. ANTES DE USAR

- Verifique sempre o estado das peças mecânicas para garantir a sua utilização em total segurança.
- Verifique se o aparelho está devidamente montado. Preste especial atenção ao bloqueio dos botões.

## 9. PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Não exceda a capacidade máxima de carga.
- Certifique-se de que a superfície do chão que suporta a mesa sobre-cama está nivelada.
- Faça as operações de regulação sem carga.
- Verifique se todos os componentes estão bem fixos.
- Sempre assista o paciente durante a operação de elevação

## 10. COMO UTILIZAR

O assistente deve colocar e ajustar a mesa sobre-cama com o máximo cuidado para evitar movimentos bruscos ou oscilações perigosas. Um assistente tem que verificar qualquer movimento do paciente.

### RS988X e RS990X

A mesa sobre-cama está montada, apenas abra as pernas.

## 11. MANUTENÇÃO

Verifique periodicamente a estrutura: o posicionamento correto dos tubos, as ligações, os ganchos e o aperto completo dos parafusos e/ou terminais.

## 12. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

### 121 Limpeza

Utilize um pano húmido ou uma solução de água morna e sabão neutro.



Não utilize substâncias abrasivas, ácidos, alcalinos, álcool, produtos à base de cloro, desinfetantes e acetona durante a limpeza, porque estas substâncias provocam a abrasão das superfícies plásticas e o enferrujamento das superfícies metálicas.

A empresa de fabrico não se responsabiliza por quaisquer danos causados pela utilização de materiais que possam danificar a superfície do produto ou produtos químicos corrosivos durante a limpeza.

### 122 Desinfecção

Se precisar de desinfetar o produto, utilize um detergente neutro desinfetante delicado comum.

## 13. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO

Ao eliminar o aparelho, nunca utilize os sistemas normais de recolha de resíduos sólidos municipais. Recomenda-se, em vez disso, a eliminação através das áreas de reciclagem municipais conjuntas para as operações previstas de reciclagem dos materiais utilizados.

## 14. PEÇAS SOBRESSALENTES

Para peças sobressalentes e acessórios, consulte sempre o catálogo principal da MORETTI. UTILIZE APENAS ACESSÓRIOS MORETTI ORIGINAIS. MORETTI S.P.A. A EMPRESA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER INCIDENTE CAUSADO POR USO IMPRÓPRIO.

## 15. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### 151 Dimensão

#### RS988X

Altura 24cm  
Largura 60,5cm  
Profundidade 39cm  
Peso cerca de 2,5 kg  
Carga 5Kg

#### RS990X

Altura 24cm  
Largura 60,5cm  
Profundidade 39cm  
Peso cerca de 3,5kg  
Pagar carga 5Kg

### 152 Especificações técnicas

#### RS988X - RS990X

- Quadro de aço pintado
- Mesa resistente ao risco laminado
- Borda de contenção feita em polipropileno
- Antichoque e borda resistente ao corte feita em polietileno
- Mesa reclinável em três posições (\*apenas para RS990X)
- Disponível em cor natural ou castanha

## 16. GARANTIA

Cada produto Moretti é garantido por 2 (dois) ANOS a partir da data de compra, exceto as restrições abaixo especificadas. A garantia não se aplica em caso de danos causados por uso impróprio, abuso, alterações do produto ou qualquer outra utilização que não cumpra o manual do utilizador. A utilização correta do produto está indicada no manual do utilizador. A Moretti S.p.A. não se responsabiliza por quaisquer danos ou ferimentos pessoais devido a uma montagem incorreta/utilização incorreta do aparelho, não em conformidade com o manual do utilizador. A Moretti não garante as suas pró-condutas contra danos ou falhas nos seguintes casos: catástrofes naturais, manutenção ou reparação não autorizadas, danos causados por problemas de alimentação elétrica (se fornecidos), utilização de peças ou componentes não fornecidos pela Moretti, falha no cumprimento das orientações e instruções de utilização, não autorizadas alterações, danos devidos ao transporte (diferentes da morada original de entrega da Moretti) ou falha na manutenção do dispositivo, conforme indicado no manual. Os componentes sujeitos a desgaste não estão cobertos por esta garantia se os danos forem devidos à utilização normal do produto.

## 17. REPARAÇÃO

### Reparação de garantia

Se um produto Moretti mostrar danos materiais ou de fabrico durante o período de garantia, a Moretti S.p.A., juntamente com o cliente, analisará se a falha do produto está coberta pela garantia. A Moretti S.p.A., a seu critério inquestionável, poderá substituir ou reparar o artigo sob garantia num ponto de revendedor Moretti ou nos seus próprios escritórios qualificados. Os custos de mão-de-obra para a reparação do produto podem ser à custa da Moretti se for determinado que a reparação está sob garantia. Uma reparação ou substituição não renova nem prolonga a garantia.

### Reparação não coberta pela garantia

Um produto, não coberto pela garantia, só pode ser devolvido para reparação depois de ter recebido autorização prévia do serviço de apoio ao cliente da Moretti. Os custos de trabalho e de entrega de uma reparação fora de garantia serão integralmente às custas do cliente ou do revendedor. As reparações de produtos fora de garantia são garantidas por 6 (seis) meses, a partir do dia em que o cliente recebe o produto reparado.

### Dispositivo não defeituoso

O cliente é informado se, após examinar e testar um produto de retorno, a Moretti deci-des o produto não estiver defeituoso. O produto será devolvido ao cliente e todos os custos de entrega de devolução serão às suas custas.

## 18. PEÇAS SOBRESSALENTES

As peças sobressalentes Moretti originais estão garantidas por 6 (seis) meses a partir do dia em que as receber.

## 19. CLÁUSULAS ISENTAS

Exceto o que claramente especificado nesta garantia e de acordo com a lei, Moretti S.p.A. não oferece aos seus clientes qualquer outra declaração, garantia ou condição, expressa ou implícita, incluindo qualquer declaração, garantia ou condição de comerciante, de não violação ou não interferência, de adequação para um objetivo específico. Moretti S.p.A. não garante que a utilização de produtos Moretti seja contínua e sem falhas. A duração de eventuais garantias implícitas que possam ser aplicadas de acordo com a lei está limitada ao período de garantia. Alguns estados ou países não permitem limitações à duração de uma garantia implícita, ou à exoneração, ou às limitações de danos acidentais ou indiretos relacionados com produtos para os consumidores. Nesses estados ou países, algumas razões exoneração ou limitação desta garantia não podem ser aplicadas ao utilizador. Esta garantia está sujeita a modificações sem aviso prévio.







## CERTIFICADO DE GARANTIA

PORTUGUÊS

Producto \_\_\_\_\_

Comprado em (data) \_\_\_\_\_

Retalhista \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Endereço Cidade/cidade \_\_\_\_\_

Vendido a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Endereço Cidade/cidade \_\_\_\_\_

**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20122 Cavriaga (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www. <http://www.morettispa.com/>e-mail: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)**MADE IN P.R.C.**

**MORETTI S. P.A.**  
Via Bruxelles, 3 -  
Meleto 52022  
Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96  
21 11  
Um fax. +39 055  
96 21 200

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)  
[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)