



www.emo.es +34 963 132 051

 EMO ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.
Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) Spain
www.emo.es +34 963 132 051

V.1 10/2021



Ortec^{by EMO}

Ortesis de miembro superior

ortesis inmovilizadora de muñeca
immobilizing wrist brace

 EMO ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.
Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) Spain
www.emo.es +34 963 132 051

V.1 10/2021



Caro cliente, obrigado pela confiança depositada no produto EMO. Escolhendo uma órtese da linha Corses hiperextensão que você tenha adquirido um produto de qualidade e nível médico elevado para a saúde. Leia atentamente estas instruções. Se você tiver dúvidas contacte o seu médico ou o seu revendedor.

REGULAMENTOS

O dispositivo médico está em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre dispositivos médicos e os respectivos regulamentos nacionais. Dispositivo médico de classe I, não estéril, sem função de medição.

DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Paralisante Ortec pulso MQ401: bracelete com fecho de velcro. Estabiliza o pulso, dor nas articulações inibindo durante períodos de descanso programados. Incorpora um prato feito de alumínio e removível. Paralisante Ortec MQ403 pulso pulso ajustável elástica com fecho de velcro. Estabiliza o pulso, dor nas articulações inibindo durante períodos de descanso programados. Incorpora um prato feito de alumínio e removível. Tem uma tira de largura ajustável que melhora a imobilização da articulação. Ortec MQ410 Paralisante punho bilateral: punho elástico bilateral com fecho de velcro. Estabilização do pulso, dor nas articulações inibindo durante períodos de descanso programados. Incorpora um prato feito de alumínio e removível. Tem uma tira de largura ajustável que melhora a imobilização da articulação. Ortec MQ405 Wrist abdução do polegar: punho elástico com fecho de velcro. Estabiliza a articulação em abdução dor, inibindo trapezometacarpal durante períodos de descanso programados. Apresenta uma chapa de alumínio conformados sobre o trapezometacarpal conjunta e removível. Ortec MQ415 para abdução do polegar tira palmar de punho: punho elástico com fecho de velcro. Estabiliza a articulação e articulação do punho em abdução dor, inibindo trapezometacarpal durante períodos de descanso programados. Incorpora um prato

feito de alumínio e articulação do pulso removível e outro sobre trapezometacarpal. Ortec ART100 Órtese para mão artrítica: fitas de correção Inorpara para controlar o desvio ulnar dos dedos. Melhora trofismo e da função dos dedos. Analgésico fornece calor terapêutico. Fecho de velcro e ajuste.

INDICAÇÕES

Paralisante Ortec pulso MQ401, MQ403 pulso ajustável Ortec Paralisante Ortec MQ410 pulso Paralisante bilateral: Lesões no pulso comum, sem imobilização de fratura controlada da sinovite, comum no pós-operatório, artrose, pulso entorses de repetição. Ortec MQ405 pulso Osteoartrite para abdução do polegar trapezometacarpal de 1 dedo, aguda e inflamação crônica da articulação. MQ415 raptio pulso Ortec palmar do polegar bracelete: Lesões pulso para articular, sem fratura, imobilização controlada conjunta, sinovite pós-operatório, osteoartrite degenerativa, osteoartrite torce pulso recorrente trapezometacarpal de 1 dedo, inflamação aguda e articular crônica. Órteses ORTEC ART100 de mão artrítica: controla o desvio ulnar dedos artríticos, a estabilização das articulações metacarpofalangeanas e rádio-ulnar, impedindo a progressão da deformidade.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO

O produto deve ser ajustado pelo protésico ou o médico individualmente para cada paciente. A escolha correcta do tamanho é essencial para a eficácia máxima do tratamento e prolongar a vida útil da peça de vestuário. As graças de pulso cinta para sua concepção, são fáceis de instalar. O paciente pode ser removido e substituído sem mexer o pulso apenas a ponta, proporcionando exercícios de reabilitação e de higiene pessoal. Adaptar os aços para a morfologia. Coloque a cinta sobre a área para a altura correcta para o uso. Ajuda de tiras de velcro para fechar e ajustar a roupa.

PRECAUÇÕES

Siga as instruções do fabricante para a colocação adequada da órtese. Siga as instruções ou

recomendações do prescritor ou pessoal de saúde. Para uma adaptação personalizada, consulte um especialista. Se a dor persistir, é aconselhável entrar em contato com um profissional de saúde. O material utilizado é hipoalergénico mas se qualquer reacção alérgica ou irritação ocorrer remover o produto e consulta do médico que prescreve. Posicionadas de tal modo que a compressão não é excessiva. Em caso de dúvida na escolha do opt tamanho para o tamanho maior. Utilizar apenas durante os períodos de actividade. Retirar durante o sono. A escolha correcta do tamanho apropriado para cada paciente é essencial para se obter o mais alto grau de eficácia terapêutica e prolongar a vida da órtese. O ajuste da órtese deve ser individual. O uso deste órtese é condicionado aos sinais de prescritor por isso deve ser utilizado para os fins indicados por ele. Não exponha a roupa para uma chama ou fonte de calor em temperaturas muito altas.

LAVAGEM E MANUTENÇÃO

Têxteis: Mão lava-se com água quente (30 ° máximo) e sabão neutro. Seca-se à temperatura ambiente. Nenhuma loja ou ferro a roupa. O contacto com as pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário. As peças de plástico e de metal lava-se com um pano embebido com água, o uso de solventes ou outros produtos químicos. Em seguida, as áreas secas contendo principalmente peças metálicas.



CERTIFICADOS DE QUALIDADE

Todos os materiais utilizados foram testados, em conformidade com as normas europeias aplicáveis são de alta qualidade e oferecer o máximo de segurança e conforto durante o uso. Certificado Öko-Tex Standard 100: Têxtil rótulo ecológico concedido após a conclusão de um catálogo de análise de crité-

rios que garante a ausência de substâncias nocivas para a saúde. Certificar a ausência de substâncias nocivas, em todos os materiais com os quais é feito um compromisso.

GARANTIA

Ortopédica Especialidades Médicas S.L. garante a todos os seus produtos, desde que eles não tenham sido adulterados ou alterados e sempre no âmbito e termos de leis. Produtos cujas características foram alteradas devido ao mau uso não estão incluídos dentro desta garantia.

AVISO

Para descartar o produto, use o recipiente para resíduos sólidos. Para o descarte do recipiente, dependendo do material, utilize o recipiente de papel / papelão ou o recipiente de plástico. Em qualquer caso, você deve cumprir rigorosamente os regulamentos do país. Qualquer incidente grave relacionado com o produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e / ou o doente se encontram estabelecidos.