



MOPEDIA®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

DE MULETAS DO OMBRO

ÍNDICE

1. CÓDIGOS	PAG.3
2. INTRODUÇÃO.....	PAG.3
3. USO PRETENDIDO	PAG.3
4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	PAG.3
5. Avisos gerais	PAG.3
6. SÍMBOLOS	PAG.4
7. DESCRIÇÃO GERAL	PAG.4
7.1 Muletas de ombro	pag. 4
7.2 Para ajustar a altura da crosta de braço	pag. 4
8. ANTES DE USAR	PAG.4
9. AVISOS DE USO	PAG.4
10. COMO USAR	PAG.5
11. MANUTENÇÃO	PAG.5
12. LIMPEZA E DESINFEÇÃO	PAG.5
12.1 Limpeza	pag. 5
12.2 Desinfecção	pag. 5
13. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO	PAG.5
14. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PAG.5
14.1 Peças sobressalentes	pag. 5
15. GARANTIA	PAG.6
16. REPARAÇÕES	PAG.6
16.1 Reparações de garantia	pag. 6
16.2 Reparação não coberta pela garantia	pag. 6
16.3 Dispositivo com defeito	pag. 6
17. PEÇAS SOBRESSALENTES	PAG.6
18. CLÁUSULAS ISENTAS	PAG.6

1. CÓDIGOS

RP710 Muletas Ombro - Tamanho Adulto M

RP711 Muletas do ombro - Tamanho adulto L

2. Introdução

Obrigado por ter comprado uma muleta **MOPEDIA** pela Moretti S.p.A. Este manual do utilizador fornece algumas sugestões sobre como utilizar corretamente o produto que escolheu e dá alguns conselhos valiosos para a sua segurança. Leia atentamente o manual antes de utilizar o produto. Se tiver alguma dúvida, contacte o seu retalhista para obter aconselhamento e assistência.

3. UTILIZAÇÃO PREVISTA

O **CICLOMODIA** por Moretti muletas são SIDA manipulado por Um braço adaptado Para apoio e / ou Ajuda o mobilidade de pessoas com mobilidade problemas.

CUIDADO!



- Não utilizar o produto para um propósito não indicado neste Manual
- A Moretti S.p.A. declina todas as responsabilidades por quaisquer consequências resultantes de uma utilização incorreta desta produto e de alteração não autorizada ao quadro fazer produto
- O fabricante reserva-se o direito de alterar como informações contidas neste documento sem aviso prévio.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Moretti S.p.A. declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que o produto fabricado e comercializado pela Moretti S.p.A.e pertencente ao grupo da CRUTCHES cumpre as disposições do regulamento 2017/745 sobre dispositivos médicos de 5 de abril de 2017. Para este efeito, Moretti S.p.A. garantias e declara sob a sua exclusiva responsabilidade o que se segue:

1. Os dispositivos satisfazem os requisitos de segurança e desempenho gerais solicitados pelo anexo I do regulamento 2017/745, tal como previsto no anexo IV do referido regulamento.
2. Os aparelhos não são instrumentos de medição.
3. Os aparelhos não são feitos para testes clínicos.
4. Os aparelhos são embalados em caixa não estéril.
5. Os dispositivos pertencem à classe I, em conformidade com o disposto no anexo VIII do regulamento acima referido
6. A Moretti S.p.A. fornece às Autoridades Competentes a documentação técnica para comprovar a conformidade com o regulamento 2017/745, durante pelo menos 10 anos a partir da última produção de lotes.

Nota: Os códigos completos do produto, o código de registo do fabricante (SRN), o código UDI-DI e quaisquer referências aos regulamentos usados estão incluídos na declaração de conformidade da UE que Moretti S.p.A. lança e disponibiliza através dos seus canais.

5. AVISOS GERAIS

- LEIA atentamente todo o manual antes de utilizar o aparelho.
- Certifique-se de que o produto é entregue completo e mantenha-o embalado longe de fontes de calor
- SERVIÇO LIFE - o limite de utilização do dispositivo é definido pelo desgaste das peças

- NÃO permita que as crianças brinquem ou operem o dispositivo
- O utilizador e/ou o paciente terão de reportar qualquer acidente grave que tenha ocorrido relacionado com o fabricante e autoridade adequada do Estado a que o utilizador e/ou o paciente pertencem.

6. SÍMBOLOS

	Código do produto
	Identificação de dispositivo único
	Marca CE
	Lote de
	Fabricante
	Leia o manual de instruções
	Dispositivo Médico
	Condições de eliminação

7. DESCRIÇÃO GERAL

7.1 Muletas do ombro

Feito de alumínio anodizado leve. O axilar e a pega têm uma pega antiderrapante em forma anatômica e são construídos de material durável para oferecer conforto e segurança. Equipado com pontas de borracha antiderrapantes, altura ajustável a cada 2,5 cm.

RP710 De 112,5 a 140cm

RP711 De 134 a 154 cm

7.2 Para ajustar a altura da crosta de braço

Tens de ajustar as muletas de acordo com a tua altura.

Posição de pé com as palmas das mãos apoiadas nas pegas. Uma vez encontrada a altura correta, a muleta deve chegar entre 1 e 2 cm abaixo das axilas. As pegas devem estar em consonância com a parte superior das ancas. Para ajustar a altura da pega, desaparafusar e retire o parafuso. Insira o parafuso no orifício desejado e aperte bem.

8. ANTES DA UTILIZAÇÃO

- Verifique se a moldura está danificada para garantir uma utilização segura para pessoas e coisas
- Verifique se o dispositivo está montado corretamente

9. Avisos para utilização

- Tenha cuidado extra em superfícies molhadas e escorregadias
- NÃO utilizar com doentes que excedam o peso indicado no rótulo do produto e no capítulo das características técnicas do presente manual
- Evite deixar o aparelho em contacto com a água por longos períodos de tempo
- Verifique periodicamente a sua robustez, a estabilidade e as pontas de borracha estão em boas condições. Substitua-os uma vez desgastados
- Em caso de dúvidas sobre a utilização, ajuste ou manutenção, contacte o seu revendedor
- Mantenha-o longe das crianças para evitar eventuais riscos

10. COMO USAR

Segure-se nas muletas, leve-as para fora e mova o membro ferido deslocando o peso nas pernas das muletas, balançando o corpo para a frente e mantendo o pé bem empilhado e, finalmente, traga para a frente o pé saudável. As muletas nunca devem estar por trás do paciente.

SUBINDO ESCADAS

- Coloque a boa perna no degrau
- Coloque as muletas e, finalmente, a perna afetada deite-se nas escadas
- Coloque as muletas no degrau abaixo
- Sai da perna ferida.
- Finalmente, para apoiar a perna saudável

11. MANUTENÇÃO

Os dispositivos **MOPEDIA** da MORETTI são verificados cuidadosamente e fornecidos com marca CE, uma vez lançado no mercado. Para a segurança do paciente e do médico, recomendamos que deixe verificar o aparelho pelo fabricante ou por laboratório autorizado de 2 em 2 anos. Em caso de reparação, utilize apenas peças sobressalentes originais e acessórios.

12. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

121 Limpeza

Utilize apenas um pano húmido para remover o pó, use um pano húmido com um sabão suave para remover sujidade mais difícil. Seque bem antes de utilizar. Nunca utilize água com temperatura superior a 30°C. Nunca utilize água a jato ou máquina de lavar a vapor.

122 Desinfecção

se precisar de desinfetar o dispositivo, utilize um limpador de desinfetante comum.



ATENÇÃO!

Nunca utilizar ácidos, alcalinos ou solventes como acetona

13. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO

Em caso de eliminação, não utilize o recipiente de inserção para resíduos urbanos. Recomendamos a eliminação do aparelho nas áreas de eliminação adequadas para reciclagem.

14. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Códigos	Material	Ajuste de altura	Peso máximo
RP710	Alumínio anodizado	112,5 - 140 cm*	130 kg
RP711	Alumínio anodizado	134 - 154 cm*	130 kg

*altura do chão ao ombro

141 Peças sobressalentes

RV7020 Dicas de borracha para muletas do ombro - 2 pcs

RV7050 Repouso no ombro de esponja - 2 pcs

Alça de esponja RV7040 - 2 pcs

15. GARANTIA

Os produtos Moretti são garantidos a partir de falhas de material ou de fabrico por um período de (dois) 2 anos a contar da data de compra, sob reserva de quaisquer limitações e exclusões abaixo especificadas. A garantia não se aplica em caso de danos causados por uso indevido, abuso ou modificação do produto, e a garantia não será válida se as instruções de utilização não forem rigorosamente cumpridas. A utilização correta do aparelho está especificada neste manual. A Moretti não se responsabiliza por danos pessoais ou causados por ou em relação a uma instalação errada ou a uma utilização indevida. A Moretti não garante os produtos contra danos ou defeitos nas seguintes condições: desastre natural, manutenção ou reparação não autorizadas, danos devidos a problemas de alimentação (quando fornecidos) utilização de peças sobressalentes não fornecidas pela Moretti, utilização indevida, alteração não autorizada, danos no transporte (com além da expedição original da Moretti), ou em caso de manutenção insuficiente, conforme indicado no manual. A garantia não cobre componentes sujeitos a desgaste durante a correta utilização do aparelho.

16. REPARAÇÕES

16.1 Reparções de garantia

No caso de um produto Moretti estar defeituoso em material de falhas de fabrico durante o período de garantia, a Moretti confirmará com o cliente se a falha pode ser coberta pela garantia. A Moretti, a seu exclusivo critério, pode reparar ou substituir o artigo sob garantia num revendedor Moretti ou na localização Moretti. O custo de mão de obra para a reparação pode ser cobrado à Moretti se a reparação estiver coberta pela garantia. A reparação ou substituição não renova nem prolonga a garantia

16.2 Reparação não coberta pela garantia

Um produto não coberto pela garantia só pode ser devolvido para reparação depois de ter recebido autorização prévia do serviço de apoio ao cliente da Moretti. Os custos de mão de obra e de envio de uma reparação não coberta pela garantia serão totalmente cobertos pelo cliente ou revendedor. Os produtos não abrangidos pela garantia são garantidos por seis (6) meses a contar da data em que recebe o produto reparado.

16.3 Dispositivo não defeituoso

O cliente será informado se, depois de ter examinado e testado o produto devolvido, a Moretti alegar que o produto não está defeituoso. Neste caso, o bem será devolvido ao cliente, todos os custos de envio serão pagos pelo cliente.

17. PEÇAS SOBRESSALENTES

As peças sobressalentes Moretti originais estão garantidas por 6 (seis) meses a partir da data de receção.

18. CLÁUSULAS ISENTAS

Exceto conforme expressamente especificado nesta garantia e nos limites da lei, a Moretti não oferece qualquer representação, garantia ou condição, expressa ou implícita, incluindo quaisquer representações, garantias ou condições de mercado insidiosa, adequação para um determinado fim, não-infracção e interferência. Moretti não garante que a utilização do produto Moretti será ininterrupta ou livre de erros. A duração de quaisquer garantias implícitas que possam ser impostas por lei está limitada ao período de garantia, nos limites da lei. Alguns estados permitem limitações quanto à duração de uma garantia implícita ou à exclusão ou limitação de danos acidentais ou consequenciais relacionados com produtos para os consumidores. Nesses estados ou países, determinadas isenções de responsabilidade e limitações desta garantia não se aplicam a si. Esta garantia está sujeita a alterações sem aviso prévio.

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

Português

Produto _____

Comprado em (data) _____

Retalhista _____

Endereço _____

Cidade/cidade _____

Vendido a _____

Endereço _____

Cidade/cidade _____



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21
11

www. e-mail .com morettispa:
info@morettispa.com MADE IN P.R.C.

MORETTI S. P.A.

Via Bruxelles, 3 -
Meleto 52022 Cavriglia
(Arezzo)

Tel. +39 055 96
21 11

Um fax. +39 055 96 21
200

www.morettispa.com
info@morettispa.com