

MÁSCARAS DE ROSTO DE REANIMAÇÃO DE SILÍCIO AUTOCLAVÁVEL

Dispositivo médico da classe IIa
de acordo com a Diretiva 93/42/CEE e novas alterações

Códigos

TAMANHO RA430	0	RA433	TAMANHO 3
TAMANHO RA431	1	RA434	TAMANHO 4
TAMANHO RA432	2	RA435	TAMANHO 5

Utilização pretendida

A máscara livre de látex de silicone foi concebida para caber sobre a boca e o nariz para administrar oxigénio, é um dispositivo reutilizável e requer limpeza e esterilização antes da reutilização.

Avisos gerais

- Certifique-se de que há fluxo de ar da máscara, teste para fugas, ligação solta antes da utilização. Monitorar a resposta do paciente ao tratamento & fazer justment anúncio, se necessário
- Armazenar em condições secas e limpas, manter longe de calor e luz
- Recomendamos que elimine o kit nas áreas de eliminação adequadas para reciclagem

Como usar



ATENÇÃO, ATENÇÃO! Este produto destina-se a ser utilizado apenas por pessoal profissional e qualificado nos serviços

- Ligue a máscara ao circuito de respiração ou ao dispositivo de reanimação e use a máscara sobre o nariz e a boca.
- Certifique-se de que todas as ligações são compatíveis e encaixam firmemente.

Limpeza e desinfeção

- Lave a máscara em água morna com um detergente suave que seja compatível com material de silicone
- Enxaguar a máscara em água destilada limpa

Processo de esterilização

- A máscara pode ser descontaminada pelo método de autoclavagem padrão, ou seja, a temperatura a ser de 121° C, 10 minutos
- Seque a máscara após o processo de esterilização
- Monte a máscara no circuito respiratório ou no dispositivo de reanimação e realize um teste funcional. Se a máscara avariar, deite imediatamente fora e substitua uma nova peça.

Garantia

Os produtos Moretti são garantidos a partir de falhas de material ou de fabrico durante 2 anos a partir da data de compra, exceto possível exclusão ou restrição.

CE REP

Obelis S.A.

Boulevard Général
Wahis 53 1030
Bruxelas, Bélgica



Headstar Medical Products Co., Ltd.
9F, nº 288, Sec. 2, New Taipei Blvd., Xinzhuang
Dist.,
New Taipei City, Taiwan, R.O.C. -
www.headstarmedical.com



Distrib. Moretti S.P.A. Cavriglia
(AR) - Itália
www.morettispa.com