



MOPEDIA®

ANDARILHO DE AÇO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ÍNDICE

1. CÓDIGOS.....	pag.10
2. INTRODUÇÃO	pag.10
3. USO PRETENDIDO	pag.10
4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EC	pag.10
5. AVISOS	pag.10
4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EC	pag.10
4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EC	pag.10
4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EC	pag.11
5.1 Avisos gerais	pag.11
5.2 Avisos para uso	pag.11
5.3 Avisos de estabilidade	pag.11
5.4 Avisos de montagem e dobragem	pag.11
6. ANTES DE USAR	pag.11
7. MONTAGEM DE INSTRUÇÕES	pag.12
7.1 Antes de montar o produto	pag.12
7.2 Montagem modelo RP682	pag.12
7.2.1 Dobrar o rolo	pag.12
7.2.2 Ajustar as pegas	pag.12
7.2.3 Assento	pag.12
8. COMO USAR	pag.12
9. CUIDADO E MANTANANCE	pag.13
10. LIMPEZA	pag.13
11. CUIDADO DAS RODAS	pag.13
12. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	pag.13
13. PEÇAS SOBRESSALENTES / ACESSÓRIOS	pag.13
14. GARANTIA	pag.13
14.1 Reparação	pag.14
14.2 Peças sobressalentes	pag.14
14.3 Cláusulas isentas	pag.14

CE Dispositivo Médico classe I de acordo com a diretiva 93/42/CEE e alterações subsequentes

1. CÓDIGOS

Andarilho dobrável de aço de RP682 com assento NETTUNO

2. INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher um Andarilho de gama MOPEDIA da Moretti S.p.A. Os andarilhos de gama MOPEDIA fabricados pela Moretti S.p.A. foram concebidos para satisfazer todos os seus requisitos para uma utilização prática, correta e segura. Este manual fornece algumas sugestões úteis para utilizar corretamente o dispositivo que selecionou e oferece conselhos valiosos para a sua segurança. Recomendamos que leia cuidadosamente todo o manual antes de utilizar o rolo que adquiriu. Se tiver alguma dúvida, contacte o seu retalhista para obter aconselhamento ou assistência adequados.

3. UTILIZAÇÃO PREVISTA

Este rollator serve para pessoas com problemas de movimento. Pode ser utilizado como assistência para facilitar a ambulacão ou mesmo ambulatório assistido por servo. De qualquer forma, não pode ser usado por pessoas com evidentes avarias na mão ou no braço, mesmo por pessoas com problemas de equilíbrio. O andarilho pode ser utilizado para dentro e para fora. Recomendamos a utilização em superfície plana onde as rodas possam chegar à terra. Não pode ser usado em solo rochoso ou em área inclinada, pois o andarilho pode ser instável. O aparelho não se destina a transportar pessoas ou coisas.

ATENÇÃO!



- Não utilizar o produto para um propósito não indicado neste Manual
- A Moretti S.p.A. declina todas as responsabilidades por quais consequências resultantes de uma utilização incorreta desta produto e de alteração não autorizada ao quadro fazer produto
- O fabricante reserva-se o direito de alterar como informações contidas neste documento sem aviso prévio

4. Declaração de conformidade CE

A Moretti S.p.A. declara sob a responsabilidade exclusiva que o produto fabricado e comercializado pela Moretti S.p.A. e pertencentes à gama de rolos estão em conformidade com a diretiva europeia relativa aos dispositivos médicos (93/42/CEE). Moretti S.p.A. garantias e declaradas sob a responsabilidade exclusiva do que se segue:

1. Os dispositivos em discussão satisfazem os requisitos essenciais solicitados pela Diretiva 93/42/CEE, conforme estabelecido pelo VIIº do recinto da referida diretiva.
2. Os dispositivos em discussão não são instrumentos de medição.
3. Os dispositivos em discussão não são feitos para sondas clínicas.
4. Os dispositivos em discussão são negociados com CAIXA NÃO ESTÉRIL.
5. Os dispositivos em discussão pertencem à classe I'.
6. Não é permitido utilizar e instalar dispositivos, exceto para a utilização fornecida pela Moretti S.p.A.
Moretti S.p.A. Coloca documentação técnica nas autoridades competentes a fim de provar a conformidade do dispositivo 92/42/CEE.
7. A Moretti S.p.A mantém e fornece às autoridades, a documentação técnica que comprove o acordo com a Diretiva Europeia relativa aos dispositivos médicos (93/42/CEE).

5. Avisos

5.1 Avisos gerais

- NÃO instale ou utilize o aparelho antes de ler e compreender este manual;
Se não conseguir compreender as advertências, precauções ou instruções, contacte um revendedor ou pessoal técnico de saúde antes de tentar instalar este equipamento
Para evitar ferimentos ou danos;
- O andarilho rolo só deve ser utilizado por doentes com uma capacidade motora adequada que garanta a sua utilização sem riscos;
- Aconselhar com médico ou terapeuta a determinar o ajuste correto e a utilização correta;
- O médico ou o terapeuta devem contribuir para a regulação da altura para o suporte máximo, para uma ativação correta do travão e para uma assembleia geral;
- Os andarilhos não se destinam a ser utilizados como dispositivos autopropulsionados.

5.2 Avisos para utilização

- Certifique-se de que o cabo do travão está corretamente montado;
- Verifique o correto funcionamento do travão após cada regulação de altura para evitar uma flexão livre do cabo;
- Infringir estas regras simples pode causar danos pessoais;
- O andarilho só pode ser utilizado numa superfície dura e plana. Não use o andarilho para subir as escadas
- Inclinando-se sempre em ambos os halteres para manter o equilíbrio;
- Preste especial atenção aos molhados, gelados ou nevados;
- Não sobrecarregue o andarilho;
- Não utilize a cadeira do andarilho (quando presente) para transportar pessoas ou bens, a cadeira é para a sessão do utilizador com o travão de estacionamento acionado;
- Todas as rodas devem estar em contacto com o chão a qualquer momento durante a utilização para garantir o equilíbrio adequado do rolo e a máxima segurança;
- O travão deve ser acionado antes de utilizar a cadeira.

Nota Quando o andarilho é utilizado em posição estável, o travão de mão deve ser bloqueado

5.3 Avisos de estabilidade

- O andarilho pode prestar assistência ambulatoria a um indivíduo com peso até 136kg.

5.4 Avisos de montagem e dobragem

- Verifique se ambos os tubos de suporte da pega estão corretamente inseridos na armação e fixados com botões de bloqueio presos no suporte com as suas porcas e botões principais sem movimento;
- Ambos os tubos de pega estão bem bloqueados na parte de suporte principal com porcas e botões sem movimentos;
- Não pendure nada na moldura do andarilho para evitar distorções dos tubos quando o andarilho estiver aberto e danificar a estabilidade. Os prejuízos pode igualmente ser causados por distorções;
- Tome cuidado com a detenção de dedos e/ou roupa durante a abertura e fecho.

6. ANTES DE USAR

Antes de utilizar o dispositivo, verifique sempre:

1. Que todas as partes do andarilho estão trancadas de forma segura.
2. Verifique se todos os parafusos estão apertados.
3. Certifique-se de que o assento está bem bloqueado
(se isso «não pressionar mais com a estrutura inferior do assento de potência).
4. Verifique se o bloqueio da cadeira está corretamente inserido.
5. Verifique o funcionamento correto do travão e do travão regular.

7. INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

71 Antes de montar o produto

Desembale o produto e verifique se não ocorreram danos durante o transporte. No caso de o andarilho estar danificado, contacte o revendedor mais próximo.

72 Montagem modelo RP682

- Abra o andarilho puxando a parte dianteira aproveitando as pernas.
- Coloque os tubos de pega na armação.
- Rode os botões de bloqueio até estarem bloqueados.
- O buraco hexagonal é necessário para acomodar a cabeça do parafuso

721 Dobrar o andarilho

Faça alavanca nas barras laterais e traga de volta a parte da frente do rolo.

722 Regulação das pegas

Ajuste a altura das pegas utilizando os botões laterais. Desaparafuse o botão, puxe as pegas para fora da altura desejada, rode o botão no sentido dos ponteiros do relógio para apertar e aperte novamente. Repita para a outra pega e certifique-se de que ambas as pegas estão posicionadas à mesma altura.



ATENÇÃO!

Certifique-se de que a pega está em conformidade com a direção de movimento do rolo. Se a pega não se mantiver direita, existe o risco de o rollator balançar ou cair, especialmente se o empurrar com mais força.

723 Assento

Antes de se sentar, coloque o rolo sobre uma superfície plana e sólida.



ATENÇÃO! Perguntas para se sentar com o seu peso Não Conjunto fazer assento. Não se sente empurrando apenas de um lado.

8. COMO USAR

- Comece a empurrar quando estiver na posição vertical com as duas mãos na pega;
- Certifique-se de que as mãos estão secas antes de utilizar o rolo para evitar o risco de escorregar;
- Caminhando mantendo uma posição vertical com os olhos virados para a frente e não para baixo;
- Não empurre o rolo muito para longe do corpo, isto pode causar quedas e cargas inadequadas;
- Não utilize o rolo para ultrapassar passos superiores a 20 mm;
- Quando utilizar o exterior, prefere as calçadas devidamente preparadas de acordo com os regulamentos de eliminação das barreiras arquitetónicas.



ATENÇÃO! Quando o utilizador está parado, os travões devem ser bloqueados

9. CUIDADOS E MANTANANCE

Os dispositivos **MOPEDIA** by Moretti SpA no mercado são cuidadosamente verificados e carregam a marca CE. Para a segurança do paciente e do médico é recomendado ser verificado pelo fabricante ou por um laboratório aprovado, pelo menos de 2 em 2 anos, a adequação para uso do seu andarilho. Se forem utilizadas reparações, apenas peças sobressalentes originais e acessórios.

A vida útil do produto depende da utilização, manutenção, armazenamento e limpeza.

10. LIMPEZA

Para limpar peças, utilize apenas um pano húmido com detergente neutro, não utilize produtos de limpeza que contenham solventes e escovas metálicas ou objetos abrasivos ou afiados, pode danificar o produto.

11. CUIDADOS COM AS RODAS

1. Limpe as rodas com água morna e detergente suave. Limpe-a com um pano limpo.
2. Lubrifique periodicamente as rodas.

12. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Série NETTUNO										
Códigos de produtos	RP682									
Assento	41x20 cm									
Quadro	Alumínio									
Dimensões e peso										
										
RP682	59	73,5 94	52	51	47	13*	8,9	11,5	-	136

*alças removidas

As dimensões são em cm e podem ser alteradas $\pm 0,5$ cm

13. PEÇAS SOBRESSALENTES / ACESSÓRIOS

Para peças sobressalentes e acessórios consulte a Moretti S.p.A. catálogo principal

14. GARANTIA

Os produtos Moretti são garantidos a partir de falhas de material ou de fabrico durante 2 anos a partir da data de compra, exceto possível exclusão ou restrição da seguinte forma. A garantia não será aplicada no caso de danos causados por uso impróprio, abuso ou alteração, e para a garantia não será válido se as instruções de utilização não forem estritamente cumpridas. A utilização correta está especificada neste manual.

A Moretti não é responsável por danos, ferimentos pessoais ou o que for causado por ou em relação a uma instalação errada ou com uso impróprio do dispositivo.

A Moretti não garante os danos causados pelas seguintes condições: desastre natural, não manutenção autorizada ou reparações, avarias causadas por problemas no fornecimento de electricidade (quando necessário), utilização de peças sobressalentes não cobertas pela Moretti, imprópria utilização, alteração não autorizada, danos na expedição (diferentes dos envios originais da Moretti) ou em caso de manutenção insuficiente, conforme indicado no manual.

A garantia não cobre componentes sujeitos a desgaste durante a utilização correta do aparelho.

14.1 Reparação

Reparação da garantia: Se um artigo da Moretti apresentar material ou falhas de fabrico durante o período de garantia, a Moretti estimará com o cliente se o fault puder ser coberto pela garantia. Moretti, a seu critério inquestionável, poderia reparar ou substituir o artigo, por um revendedor Moretti ou por uma base própria. O custo da mão-de-obra pode ser responsável pela Moretti se a reparação for cobertura da garantia. Uma reparação ou uma substituição não prolongam a garantia.

Reparação não cobre a garantia: Um produto sem garantia pode ser devolvido após a autorização da Moretti. Os custos de mão-de-obra e de envio de um elevador de banho fora da garantia devem ser pagos pelo cliente ou pelo revendedor. As reparações são garantidas por 6 meses a partir do bem recebido.

Dispositivo não defeituoso: O cliente será informado se, após a devolução e exame do dispositivo, Moretti declarar que o dispositivo não está defeituoso. Neste case o bem será devolvido ao cliente, o custo de envio será pago pelo cliente.

14.2 Peças sobressalentes

As peças sobressalentes Moretti originais estão garantidas por 6 meses a partir da data de receção.

14.3 Cláusulas isentas

A Moretti não oferece quaisquer outras declarações, garantias ou condições, explícitas ou implícitas, incluindo possíveis declarações, garantias ou condição de comerciante, aptidão para um propósito específico, não infração e não interferência, tudo menos o que expressamente especificado nesta garantia. Moretti não garante o uso sem parar e sem falhas. A duração de eventuais garantias implícitas que podem ser fixadas de acordo com a lei é limitada pelo período de garantia, nos limites da lei. Alguns estados ou países não permitem limitar a garantia implícita ou a exclusão ou a limitação de danos acidentais. Nesses países, algumas dessas exclusões ou limitações não podem ser aplicadas ao utilizador.

A presente garantia pode ser modificada sem notificação prévia.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Produto _____

Data de compra _____

Revendedor autorizado _____

_____ Rua Place _____

Vendido para _____

_____ Rua Place _____



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055
96 21 11 www. e-mail de .com morettispa: info@.com
morettispa

FEITO EM RELAÇÕES PÚBLICAS.C.

MORETTI S. P.A.
Via Bruxelles, 3 -
Meleto 52022
Caviglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96
21 11
Um fax. +39 055
96 21 200

www.
morettispa.com
info@morettispa.c
om