

## CADEIRA DE TRANSFERÊNCIA / ANDARILHO VICTOR Ref 826228

Obrigado por teres este Victor Transfer Rollator.  
Para melhor uso, leia este folheto.



### As precauções.

1. Antes de usá-lo, certifique-se de que o Andarilho está devidamente desdobrado, o assento baixado, e que a barra de dobrada sob o lado estão na posição aberta e bloqueada.
2. Verifique se o Andarilho está em perfeitas condições e adequado para a utilização que pretende fazer dele.
3. Certifique-se de que as pegas estão corretamente ajustadas à mesma altura e que os parafusos de bloqueio estão bem apertados.
4. Teste o bom funcionamento das rodas e dos travões antes de cada utilização. As rodas traseiras não devem rolar quando os rins estão bloqueados.
5. Sente-se sempre no banco quando o Andarilho estiver parado e os travões estiverem bloqueados.
6. Substitua as peças defeituosas. Não utilize o Andarilho com peças defeituosas ou partidas.
7. Não utilize álcool, drogas ou outras substâncias que possam alterar o comportamento sob a influência da influência.
8. Este andarilho pode ser usado como cadeira de transferência. No entanto, não foi concebido para uma utilização intensiva do transporte de passageiros. Não o utilize como tal, incluindo não rolando quando alguém estiver sentado nele.

AVISO: O uso impróprio e/ou má manutenção do seu Andarilho Victor pode causar complicações muito graves para o seu utilizador. Esteja sempre plenamente ciente da sua capacidade física quando a utilizar durante a caminhada ou a sessão. Não ande a uma velocidade excessiva e esteja atento a possíveis obstáculos como degraus, buracos, pedras, ranhuras, calçadas...

Não utilize o andarilho Victor se não conseguir andar sozinho e mudar de sentar-se para ficar de pé sem assistência. Procure o conselho do seu médico. Tenha muito cuidado ao levantar-se do assento e, por favor, nunca se sente ou se levante sem que os travões estejam perfeitamente bloqueados. Verifique regularmente os pontos de fixação. NUNCA utilize o andarilho Victor se faltar ou partir uma peça.

### Instruções de montagem.

1. Retire o andarilho e todos os seus componentes da embalagem
2. Abra o Andarilho e empurre o assento para baixo, certifique-se de que as dobradiças laterais estão na posição aberta e bloqueada
3. Instale a barra de encaixe da pasta inserindo cada extremidade nas ranhuras previstas. O "click" informa sobre a edição correta.
4. Ajuste a altura das pegas. As alturas devem ser as mesmas à direita e à esquerda. Encaixote os tubos apertando os parafusos de cada lado. Certifique-se de que os cabos permanecem bem fora da estrutura e que as condutas não estão esmagadas ou dobradas.
5. A altura certa das pegas é onde ficas direito, com as mãos nas pegas sem arquear os pulsos.

### Usando o Andarilho Victor

1. Para abrandar, aperte ligeiramente as alavancas das pegas com os dedos. O aperto deve ser feito simultaneamente à direita e à esquerda.
2. Para travar os travões, por exemplo, para imobilizar o Rollator, empurre firmemente as alavancas de 2 manípulos para baixo até se trancarem.
3. Para desbloquear os travões, puxe as 2 alavancas das pegas.
4. Para utilizar no transporte de passageiros, instale a barra de captura da pasta na outra direção e baixar a paleta de apoio para os pés

Dimensões gerais: larg. 61 x prof. 60 x alto. 78/89 cm. Peso 8,8 kg.  
Dimensões do assento: larva. 45 x prof 32 x alto. 52 cm.

Resistência 115 kg

IDENTIDADES

Rue de la Forgerie - ZA Pôle 49 - 49480 SAINT SYLVAIN D'ANJOU - Tel 02 41 96 18 48 - www.identites.eu