


MOPEDIA®

PEDALEIRA PARA REABILITAÇÃO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1. CÓDIGOS	p. 3
2. INTRODUÇÃO.....	p. 3
3. USO PRETENDIDO	p. 3
4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE	p. 3
5. AVISOS.....	p. 4
5.1 Avisos gerais	p. 4
5.2 Avisos de utilização	p. 4
6. SIMBOLOGIA UTILIZADA	p.4
7. DESCRIÇÃO GERAL	p.5
7.1 Visualização e descrição das peças RP922 - CROSSY FIX	p.5
7.2 Visualização e descrição das peças RP924 - CROSSY HOLDY.....	p. 5
7.3 Vista e descrição das peças RP926 - CROSSY TOP	p. 5
8. ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO	p. 6
9. MONTAGEM.....	p. 6
10. MÉTODOS DE USO	p. 7
10.1 Uso com membros inferiores	p. 8
10.2 Uso com membros superiores	p. 8
11. MANUTENÇÃO	p. 8
12. LIMPEZA E DESINFEÇÃO	p. 8
12.1 Limpeza.....	p. 8
12.2 Desinfecção	p. 9
13. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO	p. 9
14. PEÇAS SOBRESSALENTESE ACESSÓRIOS	p. 9
15. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	p. 9
15.1 Dimensões e peso RP922 - CROSSY FIX.....	p. 9
15.2 Dimensões e peso RP924 - CROSSY HOLDY	p. 10
15.3 Dimensões e peso RP926 - CROSSY TOP	p. 10
16. GARANTIA	p. 10
17. REPARAÇÕES	p. 10
18. PEÇAS SOBRESSALENTES	p. 11
19. CLAUSULAS DE ISENÇÃO	p. 11

 Dispositivo Médico de Classe I Lgs 24/02/97 n.46
implementação da Diretiva 93/42 da CEE e sucessivas alterações

1. Códigos

- RP922** Pedal de reabilitação Crossy FIX em aço pintado
RP924 Pedal de reabilitação Crossy Foldy dobrável em aço pintado
RP926 Pedal de reabilitação Crossy Top dobrável em aço pintado com visor

2. Introdução

Obrigado por escolher um pedal de reabilitação da linha MOPEDIA da Moretti S.p.A. As pedaleiras Moretti foram projetadas e construídas para atender a todas as suas necessidades para uma utilização prática, correta e segura. Este manual contém pequenas sugestões para o uso correto do dispositivo à sua escolha e dicas valiosas para a sua segurança. É aconselhável ler atentamente a totalidade deste manual antes de utilizar a placa de pedais. Em caso de dúvida, contacte o revendedor, que poderá ajudá-lo e aconselhá-lo corretamente.

N.B. Verifique se todas as peças do produto não foram danificadas durante o transporte. Em caso de danos, não utilize o produto e contacte o revendedor para obter mais instruções.

Atenção!



- A uso do seguinte dispositivo é proibido para outros fins além dos definidos no seguinte manual.
- Moretti S.P.A. declina qualquer responsabilidade por danos resultantes do uso indevido do dispositivo
- O fabricante reserva-se o direito de efetuar alterações no dispositivo e no seguinte manual sem aviso prévio, a fim de melhorar as suas características.

3. Utilização Prevista

A pedaleira é um dispositivo médico destinado a pessoas com dificuldades de mobilidade e é indicada para restaurar a coordenação e massa muscular dos membros superiores e inferiores.

4. Declaração de conformidade da CE

Moretti S.p.A. declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que o produto fabricado e colocado no mercado pela Moretti S.p.A. e parte da família Pedaleira para reabilitação cumpre as disposições aplicáveis da Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos e às alterações subsequentes. Para o efeito, Moretti S.p.A. Garantias e declara sob a sua exclusiva responsabilidade o seguinte:

1. Estes dispositivos satisfazem os requisitos essenciais do anexo I da Diretiva 93/42/CEE e as alterações subsequentes previstas no anexo VII da referida diretiva. A lista completa dos dispositivos em questão é dada no anexo A da declaração;
2. Os dispositivos em questão não são instrumentos de medição;
3. Os dispositivos em questão não se destinam a investigação clínica;
4. Os dispositivos em questão são comercializados em embalagens não estéreis;
5. Os dispositivos em questão devem ser considerados pertencentes à classe I;

6. **NÃO É PERMITIDO** usar e/ou instalar dispositivos em questão fora da utilização pretendida pela MORETTI S.P.A.;
7. Moretti S.p.A. mantém e disponibiliza às autoridades competentes a documentação técnica que comprove o cumprimento da Diretiva 93/42/CEE e as alterações subsequentes.

5. Avisos

5.1 Avisos Geral



Atenção!

Preste sempre muita atenção à presença de peças móveis que possam causar armadilhas nos membros e ferimentos pessoais.

- Para uma utilização correta do aparelho, consulte sempre o seu médico ou terapeuta.
- Mantenha o produto embalado afastado de qualquer fonte de calor, uma vez que a embalagem é feita de cartão.
- A vida útil do aparelho é determinada pelo desgaste de peças não reparáveis e/ou substituíveis.
- Preste sempre atenção à presença de crianças.

5.2 Avisos para utilização

- Todas as pernas devem estar em contacto com a parte superior a qualquer momento durante a utilização para garantir o equilíbrio correto do pedal e a máxima segurança.
- Não endireite e utilize uma pedaleira deformada. **Perigo de acidente!**
- Alterações não autorizadas da pedaleira ou peças sobressalentes não originais podem alterar a estrutura do produto e criar condições perigosas, que podem causar danos graves e anular a garantia.
- O produto está sujeito a esforços especiais que dependem da qualidade de utilização e do peso da pessoa. Por esta razão, recomendamos que verifique a sua integridade com uma verificação periódica a cada 3 ou 4 meses, especialmente se for submetida a impactos ou tensões não naturais devido a sua utilização.

6. SIMBOLOGIA UTILIZADA



Código do produto



Marca CE



Fabricante



Mês e ano de produção



Leia o manual de instruções



Condições de eliminação




Eliminação

7. Descrição Geral

Cada pedal CROSSY na linha Mopedia by Moretti está equipado com quatro pontas antiderrapantes, pedais com alças ajustáveis, botão de regulação de intensidade, ecrã (apenas modelo RP926).


7.1 Visualização e Descrição De Peças RP922 - CROSSY FIX



Lista de peças

- A - Pedais com banda B - Apoiar pernas e dicas Anti deslizante
- C - Botão de regulação do travão (intensidade de esforço)


7.2 Visualização e Descrição De Peças RP924 - CROSSY DOBRÁVEL



Lista de partidos

- A - Pedais com banda b - Apoiar pernas e apoio Antiderrapante
- C - Botão de ajuste do travão (intensidade de esforço)

7.3 Vista e descrição das peças RP926 - CROSSY TOP



Lista de partidos

- A - Pedais com banda b - Apoiar pernas e dicas Anti escorregar
- C - Botão de regulação do travão (intensidade de esforço)
- D - Exibição

Imagens ilustrativas

8. Antes de cada utilização

- Verifique sempre o estado de desgaste das peças mecânicas em jogo, de modo a garantir que o aparelho é utilizado em total segurança para pessoas e coisas.
- Verifique a montagem correta do aparelho com especial atenção ao bloqueio dos pedais e à inserção dos pés de borracha nas pernas de apoio.
- Verifique sempre o funcionamento correto do travão para a regulação da intensidade de esforço.



Atenção!

Consulte sempre o seu médico ou terapeuta antes para realizar qualquer terapia de reabilitação.

9. Montagem

O conjunto de pedais é entregue totalmente montado ou montado parcialmente e não necessita de parafusos ou chaves para montagem. Antes de utilizar a pedaleira pela primeira vez, verifique se não existem peças danificadas: em caso afirmativo, substitua imediatamente quaisquer peças partidas.



Fig.1 - RP922

Imagens ilustrativas



Fig.2 - RP924, RP926



Fig.3

Imagens ilustrativas




Fig.4

1. Abra a caixa e retire o conteúdo;
2. Insira o botão do travão na sua carcaça (Fig.1);
3. Abra a pedaleira puxando as pernas para fora até que o botão de pressão seja clicado (apenas para RP924 e RP926) (Fig.2);
4. Para ligar o visor pela primeira vez (apenas para RP926) puxe a guia para a esquerda do próprio ecrã, depois comece a pedalar e o visor liga-se automaticamente (Fig.3);
5. O visor mostra o número de pedaladas e o tempo de funcionamento. Para reiniciá-lo, basta premir o botão vermelho abaixo do ecrã durante alguns segundos. O visor desliga-se por si só após um curto período de utilização não utilizada (apenas RP926) (Fig.3);
6. Para fechar a pedaleira, puxe o botão de pressão para fora (Fig.4) e feche as pernas para dentro (apenas para RP924 e RP926) (Fig.2).

10. Métodos de Uso

Atenção!



A pedaleira deve receber manutenção regular e deve ser verificada diariamente para funcionar corretamente. É aconselhável substituir imediatamente as peças gastas ou partidas, pois podem causar danos ao paciente. É aconselhável que um especialista mostre como usar a pedaleira, convidando o paciente a repetir as operações necessárias várias vezes sob a sua supervisão. Para uma reabilitação adequada é necessário manter uma postura adequada. Antes de iniciar as atividades, consulte o seu médico/terapeuta.

- Certifique-se de que todos os parafusos estão completamente apertados antes da utilização;
- Coloque o produto permanentemente e sobre uma superfície plana;
- O posicionamento da pedaleira no que diz respeito à altura do assento deve ser de modo a permitir o relaxamento total do membro inferior sem ter de inclinar a pélvis para a direita e para a esquerda;
- Inicie a atividade apenas quando estiver na posição do tronco quase ereto;
- Para realizar a reabilitação gradualmente, a pedaleira está equipada com um travão para ajustar a intensidade do esforço;
- Não retire os pés dos pedais enquanto a placa de pedal estiver em movimento;
- No final da utilização, rode o botão de regulação do travão no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar a tensão e evitar que os pedais rodem livremente, causando ferimentos.



Atenção!

O incumprimento das indicações acima referidas pode causar ferimentos ou problemas de saúde graves.

10.1 Uso com membros inferiores

1. Coloque a pedaleira sobre uma superfície plana que não seja escorregadia e desprovida de qualquer objeto.
2. Sente-se à frente do dispositivo a uma distância tal que possa facilmente colocar os pés nos pedais. Coloque sempre o pé direito no pedal marcado com a letra "R" e o seu pé esquerdo no pedal marcado na letra "L"
3. Ajuste a braçadeira às suas necessidades
4. Ajuste a dureza do travão de acordo com as indicações do seu médico ou terapeuta

N.B. Aumentar a intensidade do esforço rode o botão do travão no sentido dos ponteiros do relógio, para diminuir a intensidade que gira no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio

5. Opere o dispositivo fazendo um movimento rotativo

10.2 Uso com membros superiores

1. Coloque a pedaleira sobre uma mesa com uma superfície plana e não escorregadia
2. Sente-se à frente do dispositivo a uma distância tal que possa agir facilmente com as mãos nos pedais. Coloque sempre a mão direita no pedal marcado com a letra "R" e a mão esquerda no pedal marcado na letra "L"
3. Ajuste a dureza do travão de acordo com as indicações do seu médico ou terapeuta

N.B. Para aumentar a intensidade do esforço, rode o botão do travão no sentido dos ponteiros do relógio, para diminuir a intensidade que gira no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio

4. Agarre firmemente os pedais com as mãos e opere o dispositivo fazendo um movimento rotativo

11. Manutenção

Os dispositivos da linha MOPEDIA da Moretti S.p.A. no momento da colocação no mercado são cuidadosamente verificados e controlados e tem a marca CE. Para a segurança do paciente e do médico, recomenda-se que o fabricante ou um laboratório autorizado verifique, pelo menos uma vez por ano, a adequação à utilização do seu produto.

Inspeção periódica: um exame das seguintes partes:

- A estrutura de suporte da pedaleira e as peças de ligação;
- Controlar a montagem de pedais, pés de borracha e operação do travão para regulação do stress;
- Verifique se todos os parafusos estão apertados;
- Verifique todos os pontos de soldadura;
- Lubrificação: a pedaleira foi concebida para uma manutenção mínima; no entanto, uma verificação de seis em seis meses e lubrificação deve garantir uma excelente durabilidade. A pedaleira deve girar livremente.

Em caso de reparação só devem ser utilizadas peças sobressalentes e acessórios originais.

12. Limpeza e Desinfecção

12.1 Limpeza

- Utilize apenas um pano húmido e sabão neutro. Em seguida, seque bem antes

de usar. Não utilize jatos de água diretos.

- Utilize água a uma temperatura não superior a 30 °C.
- Não utilize máquinas de fundição de água e/ou vapor.

122 Desinfecção

- Se necessário, efetuar uma desinfecção do produto utilizando um detergente desinfetante comum.
- Uma desinfecção total do sistema deve ser efetuada a intervalos regulares ou à troca de utilizadores. A perda de cor de alguns materiais pode ser causada por tipos particulares de suor, raios UV, desgaste, calor, humidade, e é considerado um processo natural não coberto pela garantia.

N.B. Evite absolutamente a utilização de produtos ácidos, alcalinos ou solventes, tais como acetona ou diluente.

13. Condições de Eliminação



Advertências para a correta eliminação do produto nos termos da Diretiva europeia 2002/96/CE:

No final da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos urbanos. Pode ser entregue nos centros de recolha separados apropriados criados pelas administrações municipais, ou aos retalhistas que prestam este serviço. A eliminação do produto evita separadamente possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde resultantes da sua eliminação inadequada e permite recuperar os materiais de que é composto, a fim de obter uma poupança significativa de energia e recursos. Para realçar a obrigação de eliminar separadamente os equipamentos electromédicos, o produto é marcado com o recipiente de lixo móvel barrado.



TRATAMENTO DE BATERIAS GASTAS (APENAS RP926 - TOP TRANSVERSAL) (Diretiva 2006/66/CE):

Este símbolo no produto indica que as pilhas não devem ser consideradas como um lixo doméstico normal. Garantir que as pilhas são eliminadas corretamente ajuda a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde que, de outra forma, poderiam ser causadas pela sua eliminação inadequada. Os materiais de reciclagem ajudam a conservar os recursos naturais. Entregue as pilhas gastas nos pontos de recolha indicados para reciclagem. Para obter informações mais detalhadas sobre a eliminação de pilhas gastas ou o produto, pode contactar o Município, o serviço local de eliminação de resíduos ou a loja onde adquiriu o aparelho.

14. Peças Sobresselentes e Acessórios

Para peças sobresselentes e acessórios, consulte exclusivamente o catálogo geral da Moretti.

15. Características Técnicas

Materiais utilizados: Estrutura tubular de aço revestido a pó

15.1 Tamanho e peso RP922 - CROSSY FIX

Dimensões externas	54x41x35,5cm
Min. altura (pedais na posição horizontais.)	28 cm
Max. altura (pedais na posição vertical)	35,5 cm
Peso do dispositivo	2,2 kg

152 Tamanho e Peso RP924 - CROSSY DOBRÁVEL

Dimensões externas	48x37x34
cm de altura. (pedais posição horizontal)	27 cm Altura
máxima. (pedais na posição vertical)	34 cm
Peso do dispositivo	2,3 kg

153 Tamanho e peso RP926 - CROSSY TOP

Dimensões externas	49x37x34 cm
Altura mínima (pedais na posição horizontal)	27 cm
Altura máxima (pedais na posição vertical)	34 cm
Peso do dispositivo	2,3 kg

16. Garantia

Todos os produtos Moretti são garantidos por defeitos de material ou de fabrico por um período de 2 (dois) anos a contar da data de venda do produto, com exceção de quaisquer exclusões e limitações especificadas abaixo. Esta garantia não é válida em caso de utilização indevida, abuso ou modificação do produto e por não adesão às instruções de utilização. A utilização correta do produto está indicada no manual do utilizador.

A Moretti não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes, ferimentos pessoais ou qualquer outra coisa causada ou relacionada com a instalação e/ou utilização do equipamento que não cumpra escrupulosamente as instruções dos manuais de instalação, montagem e utilização.

A Moretti não garante produtos Moretti contra danos ou defeitos nas seguintes condições: catástrofes naturais, operações de manutenção ou reparação não autorizadas, danos resultantes de problemas de alimentação (se necessário), utilização de peças ou componentes não fornecidos pela Moretti, incumprimento das orientações e instruções de utilização, modificações não autorizadas, danos no transporte (com além da expedição original da Moretti), ou falha na manutenção, conforme indicado no manual. Os componentes wearables não são cobertos por esta garantia se os danos forem imputáveis à utilização normal do produto.

17. Reparações**Reparação em garantia**

No caso de um produto Moretti ter defeitos de material ou de fabrico durante o período de garantia, a Moretti avaliará com o cliente se o defeito do produto está coberto pela garantia. A Moretti, a seu exclusivo critério, poderá substituir ou reparar o artigo de garantia, num revendedor específico da Moretti ou na sua sede. Os custos de mão de obra relacionados com a reparação do produto podem ser suportados pela Moretti se se determinar que a reparação se enquadra no âmbito da garantia. Uma reparação ou substituição não renova ou prolonga a garantia.

Reparação de um produto não coberto pela garantia

Um produto não coberto pela garantia só pode ser devolvido para reparação depois de ter recebido autorização prévia do serviço de apoio ao cliente da Moretti. Os custos de mão de obra e de envio relacionados com uma reparação não coberta pela garantia serão totalmente suportados pelo cliente ou revendedor. As reparações em produtos não abrangidos pela garantia são garantidas por 6 (seis) meses, a partir do dia em que recebe o produto reparado.

Produtos não defeituosos

O cliente será notificado se, após examinar e experimentar um produto devolvido, a Moretti concluir que o produto não está defeituoso. O produto será devolvido ao cliente e os custos de envio devidos à devolução serão suportados por ele.

18. Peças sobresselentes

As peças sobresselentes Moretti originais estão garantidas por 6 (seis) meses a partir do dia em que recebe a peça sobressalente.

19. Cláusula de Isenção

A menos que expressamente especificado nesta garantia e dentro dos limites da lei, a Moretti não oferece qualquer outra declaração, garantia ou condição, expressa ou implícita, incluindo quaisquer declarações, garantias ou condições de comercialização, adequação a uma finalidade específica, não-violação e não interferência. A Moretti não garante que a utilização do produto Moretti seja ininterrupta ou isenta de erros. A duração de quaisquer garantias implícitas que possam ser impostas pela lei está limitada ao período de garantia, dentro dos limites das regras legais.

Alguns estados ou países não permitem limitações na duração de uma garantia implícita ou na exclusão ou limitação de danos acidentais ou indiretos em relação aos produtos de consumo. Nesses estados ou países, determinadas exclusões ou limitações desta garantia podem não se aplicar a si. Esta garantia está sujeita a alterações sem aviso prévio.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Produto _____

Comprado em data _____

Revendedor _____

Via _____ Localidade _____

Vendido para _____

Via _____ Localidade _____

 MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.e-mail morettispa.com: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.



MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles, 3 -
Meleto 52022
Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21200

www.morettispa.com
info@morettispa.com