



CADEIRA DE RODAS ARDEA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ÍNDICE

1. CÓDIGOS	PAG.3
2. INTRODUÇÃO	PAG.3
3. USO PRETENDIDO	PAG.4
4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	PAG.4
5. Avisos geral	PAG.4
6. SÍMBOLOS	PAG.4
7. DESCRIÇÃO GERAL	PAG.5
7.1 As peças	pag. 5
8. MONTAGEM/DESMONTAGEM	PAG.5
8.1 Abertura	pag. 5
8.2 Encerramento	pag. 5
8.3 Apoio de braço	pag. 6
8.4 Instalar/remover o balanço para longe do braço para as pernas	pag. 6
8.5 Ajuste o balanço para longe do reto final da perna	pag. 6
8.6 Apoio elástico ajustável (CP790-xx)	pag. 7
8.7 Ajuste a placa (CP780-xx, CP785-xx, CP787-xx, CP790-xx)	pag. 7
8.8 Ajuste a altura das rodas traseiras (CP780-xx, CP785-xx, CP790-xx)	pag. 7
8.9 Adjust as rodas dianteiras (CP780-xx, CP785-xx, CP790- xx)	pag. 7
8.10 Ajuste a profundidade (CP790-xx)	pag. 8
8.11 Ajuste a altura das pegas push (CP790-xx)	pag. 8
9. ANTES DE USAR	PAG.8
10. USANDO AVISOS	PAG.8
11. COMO USAR	PAG.9
11.1 Entre na cadeira de rodas	pag. 9
11.2 Sair da cadeira de rodas	pag. 9
11.3 Escadas e eileight difference	pag. 9
11.4 Use o apoio para os braços	pag. 10
11.5 Use as rodas de 60cm	pag. 10
11.6 Transporte	pag. 10
12. MANUTENÇÃO	PAG.10
13. LIMPEZA E DESINFECÇÃO	PAG.10
13.1 Capa e enchimento	pag. 10
13.2 Quadro e peças metálicas	pag. 10
13.3 Travões e rodas	pag. 10
13.4 Desinfecção	pag. 10
14. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO	PAG.11
15. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PAG.11
15.1 Dimensões	pag. 11
15.2 Especificação técnica	pag. 12
16. ACCESSORIES	PAG.12
17. GARANTIA	PAG.13
18. REPARAÇÃO	PAG.13
18.1 Reparação de garantia	pag. 13
18.2 Reparação não cobre a garantia	pag. 13
18.3 Dispositivo sem defeito	pag. 13
19. PEÇAS SOBRESSALENTES	PAG.13
20. CLÁUSULAS ISENTAS	PAG.13

1. CÓDIGOS

CP770-40	Series Helios Smart Cadeira de rodas autopropulsionada - 40 cm
CP770-43	Series Helios Smart cadeira de rodas autopropulsionada - 43 cm
CP770-46	Série Helios Smart cadeira de rodas autopropulsionada - 46 cm
CP770-48	Série Helios Smart cadeira de rodas autopropulsionada - 48 cm
CP770-50	Série Helios Smart cadeira de rodas autopropulsionada - 50 cm
CP775-40	Series Hélios Smart Go! cadeira de rodas modelo de trânsito - 40 cm
CP775-43	Série Helios Smart Go! cadeira de rodas modelo de trânsito - 43 cm
CP775-46	Série Helios Smart Go! cadeira de rodas modelo de trânsito - 46 cm
CP775-48	Série Helios Smart Go! cadeira de rodas modelo de trânsito - 48 cm
CP775-50	Série Helios Smart Go! cadeira de rodas modelo de trânsito - 50 cm
CP780-40	Série Helios Act modelo autopropulsionado cadeira de rodas - 40 cm
CP780-43	Série Helios Act modelo autopropulsionado cadeira de rodas - 43 cm
CP780-46	Série Helios Act modelo autopropulsionado cadeira de rodas - 46 cm
CP780-48	Série Helios Act modelo autopropulsionado cadeira de rodas - 48 cm
CP780-50	Série Helios Act modelo autopropulsionado cadeira de rodas - 50 cm
CP785-40	Série Helios Dyne modelo autopropulsionado cadeira de roda - 40 cm
CP785-43	Série Helios Dyne modelo autopropulsionado cadeira de roda - 43 cm
CP785-46	Série Helios Dyne modelo autopropulsionado cadeira de roda - 46 cm
CP785-48	Série Helios Dyne modelo autopropulsionado cadeira de roda - 48 cm
CP785-50	Série Helios Dyne modelo autopropulsionado cadeira de roda - 50 cm
CP787-40	Série Helios Dyne modelo de trânsito cadeira de rodas - 40 cm
CP787-43	Série Helios Dyne modelo de trânsito cadeira de rodas - 43 cm
CP787-46	Série Helios Dyne modelo de trânsito cadeira de rodas - 46 cm
CP787-48	Série Helios Dyne modelo de trânsito cadeira de rodas - 48 cm
Cp787-50	Série Helios Dyne modelo de trânsito cadeira de rodas - 50 cm
CP790-40	Série Helios Pro cadeira de rodas modelo autopropulsionada - 40 cm
CP790-43	Série Helios Pro cadeira de rodas modelo autopropulsionada - 43 cm
CP790-46	Série Helios Pro cadeira de rodas modelo autopropulsionada - 46 cm
Cp790-48	Série Helios Pro cadeira de rodas modelo autopropulsionada - 48 cm
CP790-50	Série Helios Pro cadeira de rodas modelo autopropulsionada - 50 cm

2. INTRODUÇÃO

Obrigado por comprar uma cadeira de rodas **ARDEA ONE** pela Moretti S.p.A. gama de produtos. O manual deste utilizador fornece algumas sugestões sobre como utilizar corretamente o produto que escolheu e dá alguns conselhos valiosos para a sua segurança. Leia atentamente o manual antes de utilizar o produto. Caso tenha alguma dúvida, contacte o seu retalhista para obter aconselhamento e assistência. Em caso de dúvidas, recomendamos que contacte o revendedor que o possa ajudar e aconselhar adequadamente.

Nota: verifique todas as peças para verificar se há danos no transporte e teste antes de utilizar. Em caso de danos, não utilize o aparelho. Contacte o seu revendedor para obter mais instruções.

ATENÇÃO!



- Não utilizar o produto para um fim não indicado neste Manual.
- A Moretti S.p.A declina todas as responsabilidades por quaisquer consequências resultantes de uma utilização incorreta deste produto e de alterações não autorizadas à moldura do produto.
- O fabricante reserva-se o direito de alterar como informações contidas neste documento sem aviso prévio.

3. UTILIZAÇÃO PREVISTA

Esta cadeira de rodas destina-se à mobilidade de pessoas com problemas de mobilidade e pode ser utilizada para autopropropulsores (se equipados com grandes rodas traseiras) ou com a ajuda de um operador.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Moretti S.p.A. declara sob a sua exclusiva responsabilidade que o produto fabricado e comercializado pela Moretti S.p.A.e pertencente ao grupo de CADEIRAS de RODAS - HELIOS ARDEA ONE cumpre as disposições do regulamento 2017/745 sobre dispositivos médicos de 5 de abril de 2017.

Para o efeito, Moretti S.p.A. garantias e declara sob a sua exclusiva responsabilidade o que se segue:

1. Os dispositivos satisfazem os requisitos de segurança e desempenho gerais solicitados pelo anexo I do regulamento 2017/745, tal como previsto no anexo IV do referido regulamento.
2. Os aparelhos não são instrumentos de medição.
3. Os aparelhos não são feitos para testes clínicos.
4. Os aparelhos são embalados em CAIXA NÃO ESTÉRIL.
5. Os dispositivos pertencem à classe I, em conformidade com o disposto no anexo VIII do regulamento acima referido.
6. Moretti S.p.A. fornece às autoridades competentes a documentação técnica para comprovar a conformidade com o regulamento 2017/745, durante pelo menos 10 anos a partir da última produção de lotes.

Nota: Os códigos completos do produto, o código de registo do fabricante (SRN), o código UDI-DI e quaisquer referências aos regulamentos usados estão incluídos na declaração de conformidade da UE de que Moretti A S.p.A. lança e disponibiliza através dos seus canais.

5. AVISOS GERAIS

- **NÃO** utilize este produto ou qualquer equipamento opcional disponível sem, em primeiro lugar, ler e compreender completamente este manual de instruções. Se não conseguir compreender as advertências, precauções ou instruções, contacte um profissional de saúde, um revendedor ou pessoal técnico antes de utilizar este equipamento, caso contrário poderá ocorrer ferimentos ou danos.
- Aconselhe com o médico ou terapeuta a determinar o ajuste correto e o uso correto da cadeira de rodas.
- Mantenha a cadeira de rodas embalada longe de fontes de calor.
- O limite de utilização da cadeira de rodas é definido pelo desgaste das peças.
- Mantenha sempre as mãos e os dedos afastados das partes móveis para evitar ferimentos.
- **NÃO** permita que as crianças brinquem ou operem a cadeira de rodas.
- Feche a cadeira de rodas antes de a levantar.
- **NÃO** tente levantar a cadeira de rodas por peças amovíveis.
- O utilizador e/ou o paciente terão de reportar qualquer acidente grave ocorrido · relacione o dispositivo com o fabricante e autoridade apropriada do Estado que o utilizador e/ou paciente pertence.

6. SÍMBOLOS



Código do produto



Identificação de dispositivo único



Marca CE



Fabricante de

LOT

Lote



Leia o manual de instruções

MD

Dispositivo Médico



Condições de eliminação


SN

Número de série

7. DESCRIÇÃO GERAL

7.1 Vista de peças

os componentes podem mudar dependendo do modelo que escolher:



(FIG.1)

A - Quadro

B - Balanço longe do músculo da perna

Imagem apenas para fins ilustrativos

8. MONTAGEM/DESMONTAGEM

8.1 Abertura



Nota: faça referência às precauções de segurança neste manual.

- Pegue as pegas e puxe para fora, depois pressione o assento até que a cadeira de rodas esteja completamente aberta. (FIG.2)



FIG.2)

Imagem apenas para fins ilustrativos

8.2 Encerramento


- Levante a placa de pé;
- Levante o assento e feche a cadeira de rodas empurrando as pegas para perto. (FIG.3)

Imagem apenas para fins ilustrativos

(FIG.3)

83 Apoio de braço

De acordo com o modelo de cadeira de rodas que escolheu, os apoios de braços são:



- Flip-up, destacável, altura ajustável e deslizante (CP790-xx);
- Flip-up, destacável e ajustável à altura (CP785-xx);
- Flip-up e destacável (CP780-xx, CP775-xx, CP770-xx).

Para virar os apoios para os braços, desbloqueie o apoio para os braços empurrando a alavanca de desbloqueio frontal e, em seguida, vire-os. (FIG. 4)



ATENÇÃO!

Nunca levante a cadeira de rodas pelo apoio de braços.

(FIG.4) Imagem apenas para fins ilustrativos

84 Instale/remova o balanço para longe do enso de pernas



- Monte o apoio ou elevando o apoio para as pernas instalando as placas de dobradiça no apoio para os pés nos pinos da dobradiça da estrutura da cadeira de rodas. Empurre o encaixe para dentro da cadeira de rodas até que se encaixe no lugar (FIG.5)
- Retire o apoio das pernas empurrando a alavanca de desbloqueio das pernas na ala, rode para fora, levante o apoio da perna dos pinos da dobradiça.

(FIG.5) Imagem apenas para fins ilustrativos

85 Ajuste o balanço para longe do músculo da perna




- Para ajustar o comprimento do apoio para os pés, desaperte a alavanca da porca na parte inferior do lado esquerdo, deslize o tubo até à posição desejada. Em seguida, aparafuse a porca para consertá-la. (FIG.6)

(FIG.6) Imagem apenas para fins ilustrativos

86 Ensagrosso elástico ajustável (CP790-xx)

O ensagrosso do modelo CP790-xx é elástico e ajustável para facilitar a contenção do tronco. Para ajustar a tensão do encosto de detrás:

- Retire a almofada do encosto de trás;
- Desaperte as correias de velcro;
- Posicione o paciente para permitir um tronco mais sinuoso;
- Bandas próximas;
- Reposicione a almofada para trás.

87 Ajuste a placa de pé (CP780-xx, CP785-xx, CP787-xx, CP790-xx)

Para ajustar o ângulo da placa:

- Desaperte o parafuso situado no exterior da placa (FIG. 7)
- Ajustar o ângulo da placa de apoio;
- Aperte o parafuso.

(FIG.7) Imagem apenas para fins ilustrativos

88 Ajuste a altura das rodas traseiras (CP780-xx, CP785-xx, CP790-xx)

Para ajustar a altura das rodas traseiras:

- Retire as rodas através do desbloqueio rápido;
- Desaperte os parafusos do adaptador das rodas(FIG. 8)
- Coloque o adaptador das rodas à altura desejada;
- Aperte os parafusos e a porca;
- Reposicione as rodas.

**ATENÇÃO!**

O ajuste da cadeira de rodas deve ser realizado por pessoal qualificado para avaliar a sua adequação e configuração correta

(FIG.8) Imagem apenas para fins ilustrativos


89 Ajuste as rodas dianteiras (CP780-xx, CP785-xx, CP790-xx)

Para mudar a altura das rodas dianteiras:

- Desaperte o parafuso que bloqueia a roda ao garfo (FIG. 9);
- Retire as rodas e o parafuso;
- Escolha o buraco desejado;
- Insira as rodas e aperte o parafuso e a porca.

(FIG.9) Imagem apenas para fins ilustrativos

810 Ajuste a profundidade (CP790-xx)



Para ajustar a profundidade do assento:


- Desaparafusar os 4 parafusos que bloqueiam o suporte vertical ao assento e à estrutura inferior (FIG. 10);
- Mova o suporte do assento para a frente ou para trás, se necessário;
- Aparafusar os parafusos na posição correta;
- Ajuste o assento aumentando ou reduzindo o assento disponível através das tiras de velcro.

(FIG.10) Imagem apenas para fins ilustrativos

**ATENÇÃO!**

A regulação da cadeira de rodas deve ser efetuada por pessoal qualificado para avaliar a sua adequação e a sua correta configuração.

811 Ajuste a altura das pegas push (CP790-xx)



Para ajustar a altura da pega de impulso, desaperte os botões nas extremidades laterais do encosto, ajuste as pegas à altura desejada e aperte os botões. (FIG. 11)

(FIG.11) Imagem apenas para fins ilustrativos

9. ANTES DE USAR

- Inspeccione a armação para verificar se há danos. Verifique se os tubos têm rachaduras e ferrugem, para garantir o cofre para as formigas das pessoas.
- Verifique a montagem correta, para garantir uma utilização segura.
- Verifique se o assento está completamente aberto. Se não empurrar o assento para baixo da armação lateral.
- Verifique corretamente o funcionamento do travão.
- Certifique-se de que os apoios para os braços estão corretamente posicionados.
- Lembre-se que o centro de gravidade da cadeira de rodas foi estudado com apoios para os pés na posição correta, pelo que não utilize a cadeira de rodas sem os apoios para os pés porque poderia virar.

10. USANDO AVISOS

- A cadeira de rodas não pode ser utilizada como assento em veículos a motor.
- Certifique-se sempre de que o comando do travão está corretamente ajustado e funcionando.
- Recomenda-se ter cuidado ao prender os dedos em algumas partes, como rodas ou travões quando utilizar a cadeira de rodas.
- Lembre-se de que a temperatura da superfície da cadeira de rodas pode aumentar quando exposta a fontes de calor externas, como a luz solar.
- **ATENÇÃO!** Existe o risco de escorregar na presença de cascalho ou solo irregular ou molhado. Adaptar sempre o método de condução às condições de utilização.
- **ATENÇÃO!** Cargas adicionais penduradas

11.COMO USAR

Nota: fazer referência ao capítulo "AVISOS GERAIS". . .



ATENÇÃO!

- Entrar e sair da cadeira de rodas pode ser realizado de forma independente, desde que tenha uma mobilidade adequada e força superior do corpo.
- Não fique em peças amovíveis.

NÃO FIQUE SOBRE OS APOIOS DE PÉS AO ENTRAR OU SAIR DA CADEIRA DE RODAS, INVERTENDO O RISCO!!!

111 Entra na cadeira de rodas.

1. Posicione a cadeira de rodas o mais perto possível de si.
2. Engate as fechaduras das rodas. Sugerimos remover o apoio de braços para aliviar o paciente entrando na cadeira de rodas.
3. Apoie-se na moldura com os braços e desça lentamente em direção ao assento.

112 Saia da cadeira de rodas.

1. Posicione a cadeira de rodas o mais perto possível, juntamente com o assento para o qual está a transferir.
2. Engate as fechaduras das rodas. Sugerimos remover o apoio para os braços para aliviar o paciente que sai da cadeira de rodas.
3. Desloque o peso do corpo para o assento com a transferência.

113 Escadas e hoito diferença



ATENÇÃO!

Os segues métodos só deve ser utilizados um partir de doentes experientes. Se não tem experiência, deixe-o ajudar de um assistente!

VÁ EM FRENTE

Posicione a cadeira de rodas na calçada a ser atravessada. Equilibre a cadeira de rodas nas rodas traseiras, de modo a levantar as rodas dianteiras, o suficiente para as apoiar no obstáculo. Dobre o portamalas para a frente e empurre vigorosamente o corrimão. Continue a empurrar até que as rodas traseiras subam sobre o obstáculo.

SAI

Para sair da escada siga o procedimento inverso, posicionando o lado traseiro da cadeira de rodas na calçada, mantenha os corrimãos vigorosamente e saia do obstáculo lentamente; em seguida, equilibre a poltrona sobre as rodas traseiras, a fim de completar a descida.



ATENÇÃO!

Recomendamos que utilize este método apenas na presença de obstáculos inferiores a 10 cm!

114 Use o apoio para os braços

O apoio para os braços pode ser virado para cima e destacável, virado para cima, destacável e ajustável de altura, flip-up, detachable, altura ajustável e deslizante.

Apoio para os braços: pressione a alavanca de desbloqueio frontal e vire-a para trás.

Retire o apoio para os braços: pressione a alavanca de desbloqueio frontal, o botão traseiro e puxe para cima.

Ajuste o apoio para os braços em altura: pressione o botão do lado de fora do apoio para os braços e levante ou baixe o apoio para os braços, se necessário. Liberte o botão assim que a posição desejada for encontrada.

Ajuste o apoio para os braços em profundidade: pressione o botão no lado de fora da tampa e deslize o apoio para os braços para a frente ou para trás, conforme necessário. Liberte o botão assim que a posição desejada for encontrada.

115 Use as rodas de 60cm

As rodas traseiras de 60 cm são utilizadas quando autopropulsionadas.

Segure o corrimão e a roda através da direção desejada.

116 Transporte

A cadeira de rodas foi concebida para ser facilmente transportada. Uma vez removido o apoio para os braços e o apoio para os pés, pode ser fechado e facilmente posicionado no porta-malas do carro, por exemplo. Se isto não puder ser possível, coloque a cadeira de rodas na frente do banco traseiro do automóvel de modo a que fique estável e não possa escorregar ou deslizar. Tranque a cadeira de rodas com o cinto de segurança.

12. MANUTENÇÃO

Os dispositivos **ARDEA ONE** da Moretti são verificados cuidadosamente e fornecidos com marca CE, uma vez lançados no mercado. Para a segurança do paciente e do médico, recomendamos que deixe verificar o de-vice pelo fabricante ou por laboratório autorizado de 2 em 2 anos. Em caso de reparação, utilize apenas peças sobressalentes originais. Antes de utilizar siga o capítulo "ANTES DE UTILIZAR".

As cadeiras de rodas Moretti **ARDEA ONE** requerem pouca manutenção elementar e periódica, abaixo listamos os controlos a serem realizados periodicamente:

- SEMANAL: armação e peças metálicas.
- Mensal: capacidade de travagem.
- AS NECESSÁRIA: Limpeza de assentos.

13. LIMPEZA E DESINFECÇÃO**13.1 Cobertura e enchimento**

A capa e o estofamento estão em Nylon. Limpe com água morna e sabão suave.

13.2 Quadro e peças metálicas

Limpe com água morna e sabão suave. Seque com um pano macio para não coçar a pintura.

13.3 Travões e rodas

Limpe as rodas com água morna e sabão suave. Preste atenção na secagem das rodas, é dan-geroso usar a cadeira de rodas com rodas molhadas.

13.4 Desinfecção

se precisar de desinfetar o dispositivo, utilize um limpador de desinfetante comum.

**ATENÇÃO!**

















Não utilize solvente e produto abrasivo.

















14. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO

















Em caso de eliminação, não utilize o recipiente de inserção para resíduos urbanos. Recomendamos que elimine a cadeira de rodas nas áreas de eliminação adequadas para reciclagem.

















15. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

15.1 Dimensões

DIMENSÃO E PESO																	
Medidas em CM*																	
CP770-40								40									
CP770-43								43									
CP770-46	106	81	41	90,5	73	51	40÷52	46	44	64	32	15,3 kg	60	20 x2,54	opcional	opcional	120 kg
CP770-48								48		67							
CP770-50								50		69							

DIMENSÃO E PESO																	
Medidas em CM*																	
CP775-40								40									
CP775-43								43									
CP775-46	101	76	41	87	71	51	40÷52	46	44	60	29	13 kg	24	20 x2,54	opcional	-	120 kg
CP775-48								48		63							
CP775-50								50		65							

Medidas em CM*																	
CP780-40								40									
CP780-43								43									
CP780-46	104	80	41	90,5	71	51	40÷50	46	44	66	30	15,6 kg	60	20 x3,2	opcional	7	120 kg
CP780-48								48		69							
CP780-50								50		71							
CP785-40								40									
CP785-43								43									
CP785-46	106	80	41	94,5	73÷80	51,5	40÷52	46	44	67	33	16 kg	60	20 x3,2	opcional	7	130 kg
CP785-48								48		70							
CP785-50								50		73							

Medidas em CM*																	
CP787-40									40								
CP787-43									43								
CP787-46	101	75	41	91	71÷79	51,5	40÷52		46	44		13,7 kg	24	20 x3,2			130 kg
CP787-48									48								
CP787-50									50								
CP790-40									40								
CP790-43									43								
CP790-46	103	78	41	97÷102	73÷81	51,5	43÷54		46	46		16 kg	60	20 x3,2	opcional	7	130 kg
CP790-48									48								
CP790-50									50								

*O dimensões Maio mudar ± 0,5 cm

152 Especificação técnica

- Quadro de alumínio
- Peso máximo do utilizador (CP770-xx, CP775-xx, CP780-xx) 120 kg
- Peso máximo do utilizador (CP785-xx, CP790-xx) 130 kg
- Rodas dianteiras (CP780-xx, CP785-xx, CP790-xx) 20 cm PU
- Rodas dianteiras (CP770-xx, CP775-xx, CP787-xx) 20 cm PVC
- Rodas traseiras (CP770-xx, CP780-xx, CP785-xx, CP787-xx, CP790-xx) 60 cm PU
- Rodas traseiras (CP775-xx, CP787-xx) 30 cm PU
- Tecido: Nylon
- Norma de referência: EN12183 - EN1021-1, EN1021-2 para estofos e estofos de assento e encosto
- Temperatura ambiental: -20°C/+ 40°C
- Armazenamento: armazenar em local fresco, longe de fontes de calor, como a luz solar (temperatura sugerida entre +10°C e +40°C).

16. ACESSÓRIOS

Na linha da cadeira de rodas Helios o utilizador pode instalar os seguintes acessórios:

- Almofada de cadeira de rodas CPA100
- RSE DE CABEÇA CAR900
- Tabela linear CPA501 (apenas para CP770, CP775, CP780)
- Tabela em forma de CPA506 (apenas para CP770, CP775, CP780)
- Barra antirroubo CAR605 (apenas para CP770, CP775, CP780)
- Suporte de garrafa de oxigénio CPA605 (apenas para CP770, CP775)
- CPA130 pé único
- Cinto de segurança RP245
- CPA234 um kit de unidade manual (apenas para CP770, CP775, CP780)
- Rodas de segurança CPA772 para CP770
- CPA771 elevação do apoio para os pés em alumínio para CP770 e CP775
- Apoio de braço CPA775 ajustável em altura para CP770 e CP775
- Apoio de braço CPA776 ajustável em altura para CP780
- CPA777 rodas anti-tipper para CP770, CP775, CP780
- CPA778 anti-tipper rodas para CP785, CP790

Nota: A lista de acessórios e compatibilidade com cadeiras de rodas encontra-se em constante atualização. Sugerimos contactar os retalhistas para serem informados sobre novos acessórios, disponibilidade e mais informações.

17. GARANTIA

Os produtos Moretti são garantidos a partir de falhas de material ou de fabrico durante 2 anos a partir da data de compra, exceto possível exclusão ou restrição da seguinte forma. A garantia não será aplicada nos eventuais danos causados por uso impróprio, abuso ou alteração, e para a garantia não será válida se as instruções de utilização não forem estritamente cumpridas. A utilização correta está especificada neste manual. A Moretti não se responsabiliza por danos, lesões pessoais ou o que for causado por ou em relação a uma instalação errada ou a uma utilização indevida. A garantia moretti não cobre danos resultantes de: desastre natural, manutenção ou reparações autorizadas, falhas causadas por problemas no fornecimento de eletricidade (quando necessário), utilização de peças sobressalentes não cobertas pela Moretti, utilização indevida, alteração não autorizada, danos no envio (diferentes a partir do carregamento original da Moretti), ou em caso de manutenção insuficiente, conforme indicado no manual. A garantia não cobre componentes sujeitos a desgaste durante a utilização correta do aparelho.

18. REPARAÇÃO

18.1 Reparação de garantia

Se um artigo da Moretti apresentar falhas de material ou de fabrico durante o período de garantia, a Moretti confirmará com o cliente se a falha pode ser cobertura da garantia. Moretti, a seu critério inquestionável, pode reparar ou substituir o artigo, por um revendedor Moretti ou pela sede da Moretti. O custo da mão-de-obra pode ser cobrado à Moretti se a reparação estiver coberta pela garantia. Uma reparação ou uma substituição não prolongam a garantia.

18.2 Reparação não cobre por garantia

Um produto fora da garantia pode ser enviado após a autorização da Moretti. Os custos de mão-de-obra e de envio para o bem fora da garantia devem ser pagos pelo cliente ou pelo revendedor. As reparações estão garantidas durante 6 meses a partir do bem recebido.

18.3 Dispositivo não defeituoso

O cliente será informado se, após o retorno e exame do dispositivo, Moretti declarar que o dispositivo não está defeituoso. Neste caso, o em será devolvido ao cliente, o custo de envio será pago pelo cliente.

19. PEÇAS SOBRESSALENTES

As peças sobressalentes Moretti originais estão garantidas por 6 meses a partir da data de receção. Para peças sobressalentes consulte apenas o catálogo principal MORETTI.

20. CLÁUSULAS ISENTAS

A Moretti não oferece qualquer outra declaração, garantia ou condições explícitas ou implícitas, incluindo declarações possíveis, garantias ou condições de comerciante, aptidão para um propósito específico, não infração e não interferência, tudo menos o expressamente especificado nesta garantia. Moretti não garante a utilização sem parar e sem falhas. A duração de eventuais garantias implícitas que podem ser impostas pela lei é limitada pelo período de garantia, nos limites da lei. Alguns estados ou países não permitem limitar a garantia implícita ou a exclusão ou a limitação de danos acidentais. Nesses países, algumas dessas exclusões ou limitações não podem ser aplicadas ao utilizador. A presente garantia pode ser modificada sem notificação prévia.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Produto _____

Comprado em (data) _____

Retalhista _____

_____ **Endereço Cidade/cidade** _____

Vendido para _____

_____ **Endereço Cidade/cidade** _____



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20122 Cavriago (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www. e-mail .com morettispa:

info@morettispa.com MADE IN P.R.C.

Moretti S.P.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

O Tel. +39 055 96 21 11
Um fax. +39 055 96
21 200

www.
morettispa.com
info@morettispa.com