

Lumbofit

en

Dear customer, we thank you for the trust placed in an EMO product. By choosing an orthosis from the Lumbofit line you have acquired a high quality medical product. Read these instructions carefully. If you have any questions, please contact your doctor or your specialist establishment.

INDICATIONS


LS601, LS602 and LS605: Acute and subacute low back pain, Lumboxicity, Facet Syndrome, Discal protrusion, Herniated disc, Spondylosis, Spondylarthritis, Degenerative Discopathies, Degenerative processes, Muscle hypotonia, Postural rehabilitation. Postoperative LS608 and DLS609: Low back pain and back pain, Lumboxicity, Facet Syndrome, Discal protrusion, Herniated disc, Spondylosis, Spondylarthritis, Degenerative Discopathies, Degenerative processes, Muscle hypotonia, Postural rehabilitation. Postoperative.

DESCRIPTION AND CHARACTERISTICS

LS601, LS602, LS605, DLS608 and DLS609: place the strip on the sacrolumbar zone at the correct height for use. Help the fingers to tighten and tighten the garment over the abdomen with loose sidebands. Close the garment with velcro once obtained the desired compression. Then adjust the garment by pulling first the hip level handles and then pulling the handles of the waist level. With what it is possible to discharge the lumbar zone thanks to the lateral corrugados that there are to both sides of the orthosis. Finally regulate the discharge and lumbar support with the help of the lateral bands and fix them on the abdominal area. DLS608 and DLS609: pass the straps above the shoulders, then under the armpits, cross over the dorsal area, surround the thorax and fix them with velcro on the abdominal phona.

WASHING AND MAINTENANCE

Hand wash with warm water (maximum 30°) and neutral soap. During washing, if the garment has Velcro, it must be glued together or kept closed. Dry at room temperature. Do not store or iron the garment. Contact with ointments, creams, alcohols and solvents may deteriorate the garment.



EFFECTS

Great containment. Lumbosacral support. Download of the lumbosacral spine, Limitation of the mobility of the sacrolumbar rachis. Intra-abdominal compression. DLS608 and DLS609: Shoulder Retropulsion.

INSTRUCTIONS FOR USE

LS601, LS602, LS605, DLS608 and DLS609: place the strip on the sacrolumbar zone at the correct height for use. Help the fingers to tighten and tighten the garment over the abdomen with loose sidebands. Close the garment with velcro once obtained the desired compression. Then adjust the garment by pulling first the hip level handles and then pulling the handles of the waist level. With what it is possible to discharge the lumbar zone thanks to the lateral corrugados that there are to both sides of the orthosis. Finally regulate the discharge and lumbar support with the help of the lateral bands and fix them on the abdominal area. DLS608 and DLS609: pass the straps above the shoulders, then under the armpits, cross over the dorsal area, surround the thorax and fix them with velcro on the abdominal phona.

WARRANTY AND MAINTENANCE

Specialties Orthopedic Physician s.l. Guarantees all its products as long as they have not been manipulated or altered and always within the framework and the terms of the legal provisions. Products whose characteristics have been altered due to misuse are not included in this warranty.

PRECAUTIONS

The garments must be used strictly according to the instructions of the doctor or specialized technician. The material used is hypoallergenic but if there is any allergic reaction or irritation remove the product and consult with the prescribing physician. In case of minor discomfort caused by excessive sweating we recommend the use of a

cotton t-shirt. Position in such a way that the compression is not excessive. In case of doubt in the choice of size choose the larger size. Use only during periods of activity. Reduce abdominal pressure during day time breaks or after meals. Remove during night time rest. The correct choice of the appropriate size for each patient is essential to obtain the highest degree of therapeutic efficacy and prolong the useful life of the orthosis. The adjustment and adaptation of the orthosis must be individual and performed by a specialist or specialized technician. The use of this orthosis is conditioned to the indications of the prescriber so it must be used for the purposes indicated by him. Adapt the steels to the shape of the patient's spine. Do not expose the garment to a flame or heat source at very high temperatures.

WASHING AND MAINTENANCE
Hand wash with warm water (maximum 30°) and neutral soap. During washing, if the garment has Velcro, it must be glued together or kept closed. Dry at room temperature. Do not store or iron the garment. Contact with ointments, creams, alcohols and solvents may deteriorate the garment.

NORMATIVE

The products are in accordance with the European Directive on Sanitary Products 93/42 / EEC (Royal Decree 1591/2009). There has been performed a risk analysis on these products to minimize all possible risks prEN 1441 (UNE EN ISO 14971)

QUALITY CERTIFICATES

All the materials used have been tested, comply with the applicable European regulations, are of high quality and offer maximum safety and comfort during use. Oko-Tex Standard 100 Certified: Textile eco-label awarded following the completion of a catalog of test criteria ensuring the absence of substances harmful to health. Certifies the absence of harmful substances in all materials with which a garment is made.

INSTRUCCIONES DE USO Y COLOCACIÓN

LS601, LS602 y LS605 Lumbofit contrevientement lumosacra RIB: Tissu extensible coton et lycra respirant. Pièce élastique renfort lombosacrée. Deux paires de régulation des poignées à deux niveaux: la hanche et à la taille. Deux ondulations latérales. ajustement efficaces: bagas coulissant multiplient la force de traction exercée par le patient. Quatre aciers conformables sur la zone. Lombo passants de ceinture élargie pour faciliter le placement. Fermeture velcro. LS605 Lumbofit RIB lumbosacrée orthèse pour pendule abdominale: conception anatomique pour le confinement et le soutien de l'abdomen du pendule. Fermeture latérale pour garder abdomens position anatomique de premier plan. DLS608 Lumbofit thoraco Orthèses RIB: Intègre sangles de foamizados qui facilitent les épaules retropulsion. DLS609 Lumbofit thoraco orthèse RIB pour abdomen de pendule incorpore les sangles d'épaules foamizadas qui facilitent la retropulsion. Anatomiquement conçu pour le confinement et le soutien de l'abdomen du pendule.

EFFECTOS

Una grande retención, sostén lombo. Telecharjar la columna vertebral lombo. movimiento limitado de la columna vertebral lombo. la compresión intra-abdominal, DLS608 y DLS609: epaule rétropulsion.

PRECAUCIONES

Chez client, je vous remercie de la confiance dans le produit EMO. Le choix d'une paire de Lumbofit en ligne, vous avez acquis un produit de qualité et de haut niveau médical de santé. Lisez attentivement ces instructions. Si vous avez des questions, contactez votre médecin ou votre revendeur.

INDICACIONES

LS601, LS602 et LS605: Lombalgia aguda y subaguda. Lombosciatica. Síndrome Facet. Protuberancia del disco. Hernia discale. Spondilolisis. Spondylartritis. Maladie discale degenerativa. Dégénératives. Hipotonie muscular. Rééducation posturale. Postoperatorio. DLS608 et DLS609: Les maux de dos et les maux de dos. Lombosciatica. Síndrome Facet. Protuberancia del disco. Hernia discale. Spondilolisis. Spondylartritis. Discopatías degenerativas. Procesos degenerativos. Hipotonía muscular. Rehabilitación postural. Postoperatorio.

EFFECTOS

Excessive, nous vous recommandons d'utiliser une chemise de coton. Positionnée telle que la compression ne soit pas excessive. En cas de doute dans le choix de l'opt de taille pour la plus grande taille. Utiliser uniquement pendant les périodes d'activité. Réduire la pression abdominale pendant la journée ou après les pauses repas. Retirez pendant le sommeil. Le bon choix de la taille appropriée pour chaque patient est essentiel d'obtenir le plus haut degré d'efficacité thérapeutique et de prolonger la durée de vie de l'orthèse. Ajustement et adaptation de l'orthèse doit être individualisée et effectuée par un médecin ou un spécialiste. L'utilisation de ce orthèse est conditionnée par les signes de prescripteur, il devrait être utilisé aux fins indiquées par lui. Aciers adaptés à la forme de la colonne vertébrale du patient. Ne pas exposer le vêtement à une flamme ou d'une source de chaleur à des températures très élevées.

INDICACIONES

LS601, LS602 y LS605: Lumboalgia aguda y subaguda. Lombociática. Síndrome facetario. Protusión discal. Hernia de disco. Espondilolisis. Espondiloartritis. Discopatías degenerativas. Procesos degenerativos. Hipotonía muscular. Rehabilitación postural. Postoperatoria.

INSTRUCCIONES DE USO Y COLOCACIÓN

LS601, LS602 y LS605 Lumbofit Ortesis lumbosacra semirrígida: Tejido elástico transpirable de algodón y lycra. Pieza elástica lumbosacra de refuerzo. Dos pares de tiradores inelásticos de regulación a dos niveles: cadera y cintura. Dos corrugados laterales. Eficaz ajuste: bagas correderas multiplican la fuerza de tracción ejercida por el paciente. Cuatro aceros conformables sobre la zona lumbo-sacra. Amplias trabillas para facilitar la colocación. Cierre mediante velcro. LS605 Lumbofit Ortesis lumbosacra semirrígida para abdomen péndulo: Diseño anatómico para la contención y soporte de un abdomen péndulo. Cierre lateral para mantener en posición anatómica abdomenes prominentes. DLS608 Lumbofit Ortesis dorsolumbar semirrígida: Incorpora tirantes escapulocoxiliares foamizados que facilitan la retropulsión de los hombros. DLS609 Lumbofit Ortesis dorsolumbar semirrígida para abdomen péndulo: Incorpora tirantes escapulocoxiliares foamizados que facilitan la retropulsión de los hombros. Diseño anatómico para la contención y soporte de un abdomen péndulo.

EFFECTOS

La lavage à la main avec de l'eau tiède (30° au maximum) et du savon neutre. Pendant le lavage, si le vêtement a Velcro, ils doivent être collés ensemble ou les garder fermés. Sec à température ambiante. Aucun magasin ou fer vêtement. Le contact avec des onguents, des crèmes, des alcools et des solvants peuvent endommager le vêtement. Ne pas utiliser l'eau de Javel ou nettoyage à sec. Pour étendre à sec le vêtement et fort directe à une source de chaleur directe. Conserver à la température ambiante, de préférence dans l'emballage d'origine.

INDICACIONES

LS601, LS602 et LS605: Lombalgia aguda y subaguda. Lombosciatica. Síndrome Facet. Protuberancia del disco. Hernia discale. Spondilolisis. Spondylartritis. Maladie discale degenerativa. Dégénératives. Hipotonie muscular. Rééducation posturale. Postoperatorio.

INSTRUCCIONES DE USO Y COLOCACIÓN

LS601, LS602 y LS605 Lumbofit Ortesis lumbosacra semirrígida: Tejido elástico transpirable de algodón y lycra. Pieza elástica lumbosacra de refuerzo. Dos pares de tiradores inelásticos de regulación a dos niveles: cadera y cintura. Dos corrugados laterales. Eficaz ajuste: bagas correderas multiplican la fuerza de tracción ejercida por el paciente. Cuatro aceros conformables sobre la zona lumbo-sacra. Amplias trabillas para facilitar la colocación. Cierre mediante velcro. LS605 Lumbofit Ortesis lumbosacra semirrígida para abdomen péndulo: Diseño anatómico para la contención y soporte de un abdomen péndulo. Cierre lateral para mantener en posición anatómica abdomenes prominentes. DLS608 Lumbofit Ortesis dorsolumbar semirrígida: Incorpora tirantes escapulocoxiliares foamizados que facilitan la retropulsión de los hombros. DLS609 Lumbofit Ortesis dorsolumbar semirrígida para abdomen péndulo: Incorpora tirantes escapulocoxiliares foamizados que facilitan la retropulsión de los hombros. Diseño anatómico para la contención y soporte de un abdomen péndulo.

EFFECTOS

Excessive, nous vous recommandons d'utiliser une chemise de coton. Positionnée telle que la compression ne soit pas excessive. En cas de doute dans le choix de l'opt de taille pour la plus grande taille. Utiliser uniquement pendant les périodes d'activité. Réduire la pression abdominale pendant la journée ou après les pauses repas. Retirez pendant le sommeil. Le bon choix de la taille appropriée pour chaque patient est essentiel d'obtenir le plus haut degré d'efficacité thérapeutique et de prolonger la durée de vie de l'orthèse. Ajustement et adaptation de l'orthèse doit être individualisée et effectuée par un médecin ou un spécialiste. L'utilisation de ce orthèse est conditionnée par les signes de prescripteur, il devrait être utilisé aux fins indiquées par lui. Aciers adaptés à la forme de la colonne vertébrale du patient. Ne pas exposer le vêtement à une flamme ou d'une source de chaleur à des températures très élevées.

INDICACIONES

LS601, LS602 y LS605: Lumboalgia aguda y subaguda. Lombociática. Síndrome facetario. Protusión discal. Hernia de disco. Espondilolisis. Espondiloartritis. Discopatías degenerativas. Procesos degenerativos. Hipotonía muscular. Rehabilitación postural. Postoperatoria.

INSTRUCCIONES DE USO Y COLOCACIÓN

LS601, LS602 y LS605 Lumbofit Ortesis lumbosacra semirrígida: Tejido elástico transpirable de algodón y lycra. Pieza elástica lumbosacra de refuerzo. Dos pares de tiradores inelásticos de regulación a dos niveles: cadera y cintura. Dos corrugados laterales. Eficaz ajuste: bagas correderas multiplican la fuerza de tracción ejercida por el paciente. Cuatro aceros conformables sobre la zona lumbo-sacra. Amplias trabillas para facilitar la colocación. Cierre mediante velcro. LS605 Lumbofit Ortesis lumbosacra semirrígida para abdomen péndulo: Diseño anatómico para la contención y soporte de un abdomen péndulo. Cierre lateral para mantener en posición anatómica abdomenes prominentes. DLS608 Lumbofit Ortesis dorsolumbar semirrígida: Incorpora tirantes escapulocoxiliares foamizados que facilitan la retropulsión de los hombros. DLS609 Lumbofit Ortesis dorsolumbar semirrígida para abdomen péndulo: Incorpora tirantes escapulocoxiliares foamizados que facilitan la retropulsión de los hombros. Diseño anatómico para la contención y soporte de un abdomen péndulo.

EFFECTOS

La lavage à la main avec de l'eau tiède (30° au maximum) et du savon neutre. Pendant le lavage, si le vêtement a Velcro, ils doivent être collés ensemble ou les garder fermés. Sec à température ambiante. Aucun magasin ou fer vêtement. Le contact avec des onguents, des crèmes, des alcools et des solvants peuvent endommager le vêtement. Ne pas utiliser l'eau de Javel ou nettoyage à sec. Pour étendre à sec le vêtement et fort directe à une source de chaleur directe. Conserver à la température ambiante, de préférence dans l'emballage d'origine.

INDICACIONES

LS601, LS602 y LS605: Lumboalgia aguda y subaguda. Lombociática. Síndrome facetario. Protusión discal. Hernia de disco. Espondilolisis. Espondiloartritis. Discopatías degenerativas. Procesos degenerativos. Hipotonía muscular. Rehabilitación postural. Postoperatoria.

INSTRUCCIONES DE USO Y COLOCACIÓN

LS601, LS602 y LS605 Lumbofit Ortesis lumbosacra semirrígida: Tejido elástico transpirable de algodón y lycra. Pieza elástica lumbosacra de refuerzo. Dos pares de tiradores inelásticos de regulación a dos niveles: cadera y cintura. Dos corrugados laterales. Eficaz ajuste: bagas correderas multiplican la fuerza de tracción ejercida por el paciente. Cuatro aceros conformables sobre la zona lumbo-sacra. Amplias trabillas para facilitar la colocación. Cierre mediante velcro. LS605 Lumbofit Ortesis lumbosacra semirrígida para abdomen péndulo: Diseño anatómico para la contención y soporte de un abdomen péndulo. Cierre lateral para mantener en posición anatómica abdomenes prominentes. DLS608 Lumbofit Ortesis dorsolumbar semirrígida: Incorpora tirantes escapulocoxiliares foamizados que facilitan la retropulsión de los hombros. DLS609 Lumbofit Ortesis dorsolumbar semirrígida para abdomen péndulo: Incorpora tirantes escapulocoxiliares foamizados que facilitan la retropulsión de los hombros. Diseño anatómico para la contención y soporte de un abdomen péndulo.

EFFECTOS

Excessive, nous vous recommandons d'utiliser une chemise de coton. Positionnée telle que la compression ne soit pas excessive. En cas de doute dans le choix de l'opt de taille pour la plus grande taille. Utiliser uniquement pendant les périodes d'activité. Réduire la pression abdominale pendant la journée ou après les pauses repas. Retirez pendant le sommeil. Le bon choix de la taille appropriée pour chaque patient est essentiel d'obtenir le plus haut degré d'efficacité thérapeutique et de prolonger la durée de vie de l'orthèse. Ajustement et adaptation de l'orthèse doit être individualisée et effectuée par un médecin ou un spécialiste. L'utilisation de ce orthèse est conditionnée par les signes de prescripteur, il devrait être utilisé aux fins indiquées par lui. Aciers adaptés à la forme de la colonne vertébrale du patient. Ne pas exposer le vêtement à une flamme ou d'une source de chaleur à des températures très élevées.

INDICACIONES

LS601, LS602 y LS605: Lumboalgia aguda y subaguda. Lombociática. Síndrome facetario. Protusión discal. Hernia de disco. Espondilolisis. Espondiloartritis. Discopatías degenerativas. Procesos degenerativos. Hipotonía muscular. Rehabilitación postural. Postoperatoria.

INSTRUCCIONES DE USO Y COLOCACIÓN

LS601, LS602 y LS605 Lumbofit Ortesis lumbosacra semirrígida: Tejido elástico transpirable de algodón y lycra. Pieza elástica lumbosacra de refuerzo. Dos pares de tiradores inelásticos de regulación a dos niveles: cadera y cintura. Dos corrugados laterales. Eficaz ajuste: bagas correderas multiplican la fuerza de tracción ejercida por el paciente. Cuatro aceros conformables sobre la zona lumbo-sacra. Amplias trabillas para facilitar la colocación. Cierre mediante velcro. LS605 Lumbofit Ortesis lumbosacra semirrígida para abdomen péndulo: Diseño anatómico para la contención y soporte de un abdomen péndulo. Cierre lateral para mantener en posición anatómica abdomenes prominentes. DLS608 Lumbofit Ortesis dorsolumbar semirrígida: Incorpora tirantes escapulocoxiliares foamizados que facilitan la retropulsión de los hombros. DLS609 Lumbofit Ortesis dorsolumbar semirrígida para abdomen péndulo: Incorpora tirantes escapulocoxiliares foamizados que facilitan la retropulsión de los hombros. Diseño anatómico para la contención y soporte de un abdomen péndulo.

EFFECTOS

La lavage à la main avec de l'eau tiède (30° au maximum) et du savon neutre. Pendant le lavage, si le vêtement a Velcro, ils doivent être collés ensemble ou les garder fermés. Sec à température ambiante. Aucun magasin ou fer vêtement. Le contact avec des onguents, des crèmes, des alcools et des solvants peuvent endommager le vêtement. Ne pas utiliser l'eau de Javel ou nettoyage à sec. Pour étendre à sec le vêtement et fort directe à une source de chaleur directa. Guardar a temperatura ambiente, preferentemente en el envase de origen.

INDICACIONES

LS601, LS602 y LS605: Lumboalgia aguda y subaguda. Lombociática. Síndrome facetario. Protusión discal. Hernia de disco. Espondilolisis. Espondiloartritis. Discopatías degenerativas. Procesos degenerativos. Hipotonía muscular. Rehabilitación postural. Postoperatoria.

INSTRUCCIONES DE USO Y COLOCACIÓN

LS601, LS602 y LS605 Lumbofit Ortesis lumbosacra semirr

Lumbofit

Lieber Kunde, wir danken Ihnen für das Vertrauen in EMO Produkt platziert. Die Wahl einer Klammer der Online Lumbofit Sie ein Qualitätsprodukt und hohe Gesundheits medizinisches Niveau erworben haben. Lesen Sie sorgfältig diese Anweisungen. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Ihren Händler.

VORSCHRIFTEN

Produkt gemäß der europäischen Richtlinie für Medizinprodukte 93/42 / EWG (Königliche Dekret 1591/2009). Wir führen eine Risikoanalyse prEN 1441 (UNE EN ISO 14971), alle möglichen Risiken zu minimieren.

BESCHREIBUNG

UND EIGENSCHAFTEN
LS601, LS602 und LS605
Lumbofit Verstrebung
lumosacra RIB: Stretch-Material atmungsaktive Baumwolle und Lycra. Stück elastische lumbosacral Verstärkung, Zwei Paare von unelastisch Griff Regulierung auf zwei Ebenen: Hüfte und Taille, Zwei seitliche Sicken. Effective Einstellung: sliding Bagas multiplizieren die Zugkraft durch den Patienten ausgeübt wird. Vier formbare Stäbe auf dem lumbosakralen Bereich. Verlängerte Gürtschlaufen Platzierung zu erleichtern, Klettverschluss.

LS605 Lumbofit RIB
lumbosacral Orthese für Bauch Pendel: Anatomisches Design für die Aufnahme und Unterstützung eines Pendels Bauch. Seitiger Verschluss zu halten Büche prominent anatomischen Position. DLS608 Lumbofit thoracolumbar RIB Orthese: Vereint foamizados escapuloxilares Riemen, die Retropulsion Schultern erleichtern, DLS609 Lumbofit thoracolumbar RIB Orthese für Pendel Bauch Vereint foamizados escapuloxilares Riemen, die Retropulsion Schultern erleichtern. Anatomisch für die Aufnahme und Unterstützung eines Pendels Bauch.

EFFEKT

Große Zurückhaltung, lumbosacral Unterstützung. Laden Sie die lumbosakralen Wirbelsäule. Begrenzte Bewegung der lumbosakralen Wirbelsäule. Intraabdominal Kompression. DLS608 und DLS609: Retropulsion Schulter.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Die Kleidungsstücke sollten streng verwendet werden, wie durch den Arzt oder Techniker gerichtet. Das verwendete Material ist hypoallergen, aber wenn eine allergische Reaktion oder Reizung auftreten, um ein Produkt entfernen und Anhörung des verschreibenden Arztes. Bei geringfügigen Belästigungen durch übermäßiges Schwitzen verursacht wir empfehlen die Verwendung eines Baumwollhemd. So positioniert ist, dass die Kompression nicht zu hoch ist. Im Zweifelsfall in der Größe entscheiden sich für die größere Größe wählen. Verwenden Sie nur in Zeiten der Aktivität. Verringern Sie Druck im Bauchraum während des Tages oder nach den Mahlzeiten Pausen. Entfernen Sie während des Schlafes. Die richtige Wahl der geeigneten Größe für jeden Patient ist wichtig, den höchsten Grad der therapeutischen Wirksamkeit zu erhalten und die Lebensdauer der Orthese zu verlängern. Einstellung und Anpassung der Orthese sollten durch einen Arzt oder Fach individualisiert und durchgeführt werden. Die Nutzung dieser Orthese ist bedingt durch die Zeichen des prescriptor so sollte es für die Zwecke von ihm angegebenen verwendet werden. Steels angepasst an die Form der Wirbelsäule des Patienten. Sie nicht das Kleidungsstück zu einer Flamme oder Wärmequelle bei sehr hohen Temperaturen aussetzen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Handwäsche mit warmem Wasser (30° maximal) und neutraler Seife. Während des Waschens, wenn das Kleidungsstück Velcro hat, müssen sie miteinander verklebt werden, oder halten sie geschlossen. Trocken bei Raumtemperatur. Kein Shop oder Eisen das Kleidungsstück. Der Kontakt mit Salben, Cremes, Alkohol und Lösungsmittel kann das Kleidungsstück beschädigen. Nicht bleichen oder chemisch reinigen verwenden. Für trockene lag das Kleidungsstück und starke direkte einer

direkten Wärmequelle.

Die Kleidungsstücke sollten streng verwendet werden, wie durch den Arzt oder Techniker gerichtet. Das verwendete Material ist hypoallergen, aber wenn eine allergische Reaktion oder Reizung auftreten, um ein Produkt entfernen und Anhörung des verschreibenden Arztes. Bei geringfügigen Belästigungen durch übermäßiges Schwitzen verursacht wir empfehlen die Verwendung eines Baumwollhemd. So positioniert ist, dass die Kompression nicht zu hoch ist. Im Zweifelsfall in der Größe entscheiden sich für die größere Größe wählen. Verwenden Sie nur in Zeiten der Aktivität. Verringern Sie Druck im Bauchraum während des Tages oder nach den Mahlzeiten Pausen. Entfernen Sie während des Schlafes. Die richtige Wahl der geeigneten Größe für jeden Patient ist wichtig, den höchsten Grad der therapeutischen Wirksamkeit zu erhalten und die Lebensdauer der Orthese zu verlängern. Einstellung und Anpassung der Orthese sollten durch einen Arzt oder Fach individualisiert und durchgeführt werden. Die Nutzung dieser Orthese ist bedingt durch die Zeichen des prescriptor so sollte es für die Zwecke von ihm angegebenen verwendet werden. Steels angepasst an die Form der Wirbelsäule des Patienten. Sie nicht das Kleidungsstück zu einer Flamme oder Wärmequelle bei sehr hohen Temperaturen aussetzen.

EFFEKT

Große Zurückhaltung, lumbosacral Unterstützung. Laden Sie die lumbosakralen Wirbelsäule. Begrenzte Bewegung der lumbosakralen Wirbelsäule. Intraabdominal Kompression. DLS608 und DLS609: vorbei an die Riemens über den Schultern, dann unter den Achseln, an dem dorsalen Bereich überqueren den Thorax umgeb, und festigen Sie sie mit Klettverschluss auf dem Bauch fona.

QUALITÄTSZERTIFIKATE

Alle verwendeten Materialien getestet wurden, entsprachen den geltenden europäischen Normen von hoher Qualität sind und ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort beim Gebrauch bieten. Zertifikat Öko-Tex Standard 100:

Postoperativ.
DLS608 und DLS609:
Rückenschmerzen und Rückenschmerzen. Ischialgie. Facet-Syndrom. Bandscheibenprotrusion. Bandscheibenvorfall. Spondylolyse. Spondyloarthritis. Degenerative Bandscheibenerkrankungen. Degenerative Prozesse. Muskellhypotonie. Haltungs-Rehabilitation. Postoperativ.

DLS608 und DLS609:
Rückenschmerzen und Rückenschmerzen. Ischialgie. Facet-Syndrom. Bandscheibenprotrusion. Bandscheibenvorfall. Spondylolyse. Spondyloarthritis. Degenerative Bandscheibenerkrankungen. Degenerative Prozesse. Muskellhypotonie. Haltungs-Rehabilitation. Postoperativ.

GARANTIE

Orthopädische Medical Specialties S. L. garantiert alle seine Produkte, so lange sie mit oder verändert und immer im Rahmen und die Bedingungen der Gesetze nicht manipuliert worden sind. Produkte, deren Eigenschaften verändert wurden wegen des Missbrauchs nicht innerhalb dieser Garantie enthalten,

ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG UND PLATZIERUNG

LS601, LS602, LS605, und DLS609 DLS608: das Band auf dem lumbosakralen Bereich in der richtigen Höhe für die Verwendung platzieren. Hilfe von Stiften für die Finger das Kleidungsstück auf dem Bauch mit losen Seitenbänder zu straffen und zu justieren.

Schließt das Kleidungsstück durch Velcro einmal erreicht, um die gewünschte Kompression. Dann stellen Sie die Ziel Abzieher ersten Hüft Höhe und dann die Griffe Kleidungsstück Hüft Höhe ziehen. Mit dem Erreicht Download wird der Lendenbereich dank Wellpappe durch die Seiten ausgeübt dort auf beiden Seiten der Orthese Einstellung. Schließlich reguliert die Seite, die die Beladung und Lordosenstütze verwendet und fixieren sie auf den Bauchbändern, DLS608 und DLS609: vorbei an die Riemens über den Schultern, dann unter den Achseln, an dem dorsalen Bereich überqueren den Thorax umgeb, und festigen Sie sie mit Klettverschluss auf dem Bauch fona.

PRECAUZIONI

I capi devono essere utilizzati rigorosamente come indicato dal medico o il tecnico. Il materiale utilizzato è ipoallergenico ma se qualsiasi reazione allergica o irritazione verifica rimuovere il prodotto e la consultazione del medico

EFFETTI

Grande moderazione, sostegno lombosacrale. Scarica il rachide lombosacrale. movimento limitato del rachide lombosacrale, compressione intra-addominale. DLS608 e

INDICAZIONI

LS601, LS602 e LS605: lombalgia acuta e subacuta. Lombosciatalgia. Sindrome delle facette. Protrusione disco. Ernia del disco. Spondilosi. Spondiloartrite. Malattia degenerativa del disco. Processi degenerativi. Ipotonia muscolare. Rieducazione posturale. Postoperatorio

DLS608 e DLS609: Mal di schiena e mal di schiena. Lombosciatalgia. Sindrome delle facette. Protrusione disco. Ernia del disco. Spondilosi. Spondiloartrite. Malattia degenerativa del disco. Processi degenerativi. Ipotonia muscolare. Rieducazione posturale. Postoperatorio.

DESCRIZIONE

E CARATTERISTICHE

LS601, LS602 e LS605
Lumbofit Bracing lumosacra

RIB: tessuto elasticizzato in cotone traspirante e lycra.

Pezzo elastico rinforzo lombosacrile. Due coppie di regolamentazione maniglie anelastico a due livelli: l'anca e la vita. Due ondulazioni laterali.

regolazione efficaci; scorrevole bagas multipli cana la forza di trazione esercitata dal paziente. Quattro acciai formabili sulla zona lombo-sacrile, cintura con passanti per facilitare il posizionamento, chiusura a velcro. LS605 Lumbofit RIB

ortesi lombo-sacrile per pendolo addominale: disegno

anatomico per il contenimento e il supporto di un addome pendolo.

Chiusura laterale per mantenere addomi posizione anatomico di rilievo. DLS608

Lumbofit toraco ortesi RIB:

Incorpora cinghie foamizados escapuloxilares che facilitano spalle retropulsione. DLS609

Lumbofit toraco ortesi RIB per pendolo addome Incorpora

cinghie foamizados

escapuloxilares che facilitano spalle retropulsione. DLS608 e

DLS609: passando le cinghie oltre le spalle, poi sotto le ascelle, croce sulla zona

dorsale che circonda il torso e fissarli con velcro sul FONA addominale.

PRECAUZIONI

I capi devono essere utilizzati rigorosamente come indicato dal medico o il tecnico. Il materiale utilizzato è ipoallergenico ma se qualsiasi reazione allergica o irritazione verifica rimuovere il prodotto e la consultazione del medico

INDICACIONES

LS601, LS602 e LS605: lombalgia aguda e subaguda. Lombociatalgia. Síndrome de las facetas. Protrusión disco. Hernia del disco. Spondilosis. Spondiloartritis. Malformación degenerativa del disco. Procesos degenerativos. Hipotonia muscular. Rieducación postural. Postoperatorio

DLS608 e DLS609: dolor de espalda y dolor de espalda. Lombociatalgia. Síndrome de las facetas. Protrusión disco. Hernia del disco. Spondilosis. Spondiloartritis. Malformación degenerativa del disco. Procesos degenerativos. Hipotonia muscular. Rieducación postural. Postoperatorio.

REGULAMIENTOS

Prodotto secondo il europea sui dispositivi medici Direttiva 93/42 / CEE (regio decreto 1591/2009). Abbiamo effettuato un'analisi dei rischi prEN 1441 (UNE EN ISO 14971) riducendo al minimo tutti i rischi possibili.

DESCRIPCION

E CARACTERÍSTICAS

LS601, LS602 e LS605

Lumbofit Bracing lumosacra

RIB: tecido de algodón stretch

respirable e lycra. Pezzo elástico rinforzo lombosacrile.

Two pairs of adjustable straps

anatómicas para la cintura

lumbosacrile. Cintura de

lado. Cintura de cintura. Ajuste

de la cintura. Cintura de

lumbosacrile. Cintura de

lado. Cintura de cintura.

Regulación eficaz de la

temperatura corporal.

Regulación eficaz de la