



**Bastón Aluminio Extensible Silver**  
Manual de instrucciones



**Aluminium Extensible Walking Stick Silver**  
Instruction Manual



**Bengala Alumínio Extensível Silver**  
Manual de instruções



**Canne Aluminium Extensible Silver**  
Manuel d'instructions



**Bastone alluminio estensibile Silver**  
Manuale d'istruzione













**Gehstock Aluminium Ausziehbarer**  
Gebrauchsanweisung

**B**motion  
BM105



[www.evoluxionhealth.com](http://www.evoluxionhealth.com)

**EVOLUXION**  
HEALTH

	Dirección del fabricante Manufacturer address Morada do fabricante Adresse du fabricant Indirizzo del fabbricante Adresse des Herstellers		Invitación a consultar el manual del usuario Invitation to consult the user manual Convite para consultar o manual do utilizador Invitation à consulter le manuel de l'utilisateur Invito a consultare il manuale d'uso Aufforderung, das Benutzerhandbuch zu konsultieren
	Fecha de fabricación Date of production Data de produção Date de fabrication Data di produzione Datum der Herstellung		Respetar las instrucciones de seguridad Respect the safety Instructions Respeitar as instruções de segurança Respecter les consignes de sécurité Rispettare le istruzioni di sicurezza Beachten Sie die Sicherheitshinweise
	Número de lote Batch number Número de lote Numéro de lot Numero di lotto Chargennummer		Conformidad CE CE Conformity Conformidade CE Conformité CE Conformità CE CE-Konformität
	Referencia del producto Product reference Referência do produto Référence du produit Riferimento prodotto Produktbezeichnung		Dispositivo Médico Medical Device Dispositivo médico Dispositif médical Dispositivo medico Medizinisches Gerät
	Peso máximo del usuario Maximum user weight Peso máximo do utilizador Poids maximal de l'utilisateur Peso massimo dell'utente Maximales Benutzergewicht		Información sobre el artículo Article information Informação sobre o artigo Informations sur l'article Informazioni sull'articolo Informationen zum Artikel



## ANTES DE USAR

No recomendamos que el producto se entregue a nadie sin realizar primero una evaluación completa de su necesidad específica. Es importante que el usuario reciba el soporte necesario del producto según lo prescrito por un profesional calificado. Esto es tanto por la seguridad del usuario como por el proceso de rehabilitación.

## FINALIDAD PREVISTA

Una ayuda para caminar para ayudar a quienes tienen una capacidad limitada para caminar.

## USUARIO PREVISTO

Cualquier usuario con movilidad restringida que pese hasta 136 kg.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Consulte a un profesional de la salud antes de utilizar cualquier dispositivo de movilidad asistida.
2. No está diseñado para usarse sobre hielo u otras superficies resbaladizas, ya que tiene el potencial de resbalar.
3. Asegúrese de que los botones hayan bloqueado firmemente las secciones del bastón en su posición.
4. Si el mango o la punta se aflojan, o si el bastón se daña, deje de usarlo inmediatamente.

## MANTENIMIENTO

El bastón debe ser inspeccionado periódicamente para detectar signos de daño o úsese y tírese. Por favor verifique:

1. Daños a la tubería, incluidas dobleces o grietas en las uniones de la tubería.
2. Botones desgastados o flojos u orificios alargados
3. Empuñaduras flojas o desgastadas

## GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de tres años a partir de la fecha de compra por parte del usuario. El fabricante suministrará piezas de repuesto para cualquier pieza que se haya roto debido a defectos de fabricación. Póngase en contacto con el distribuidor al que compró el producto en caso de que necesite hacer una reclamación. Los fallos derivados de daños accidentales, uso indebido, alteración o desgaste no están cubiertos por esta garantía. Póngase en contacto con el distribuidor al que compró el producto para activar la garantía.



## BEFORE USE

We do not recommend that the product is issued to anyone without carrying out a full assessment of their specific need first. It is important that the user is given the necessary support by the product as prescribed by a qualified professional. This is both for the safety of the user and the rehabilitation process.

## INTENDED PURPOSE

A walking aid to assist those who have a limited walking ability.

## INTENDED USERS

Any mobility restricted user who is up to 136 kg in weight

## SAFETY INSTRUCTIONS

1. Consult a healthcare professional before using any assisted mobility device.
2. Not intended for use on ice or other slippery surfaces as it has the potential to slip.
3. Ensure the push buttons have securely locked the walking stick sections in position.
4. If the handle or tip becomes loose, or if the walking stick becomes damaged, stop using the walking stick immediately.

## MAINTAINENCE

The walking stick should be regularly inspected for signs of damage or wear and tear. Please check for:

- Damage to tubing, including any bends or cracks at the tube joints.
- Worn or loose push buttons or elongated holes
- Loose or worn handgrips

## WARRANTY

This product is guaranteed for three years from the date of purchase by the user. The manufacturer will supply replacement parts for any part that has broken due to manufacturing faults. Please contact the distributor from whom you purchased the product in case you need to make a claim. Faults resulting from accidental damage, misuse, alteration or wear and tear are not covered by this guarantee. Please contact the dealer from whom you purchased the product to activate the warranty.



## ANTES DE UTILIZAR

Não recomendamos que o produto seja entregue a ninguém sem antes realizar uma avaliação completa da sua necessidade específica. É importante que o utente receba a informação necessária do produto de acordo com a prescrição de um profissional habilitado. Isto é tanto para a segurança do utilizador como para o processo de reabilitação.

## FINALIDADE

Um auxiliar para caminhar serve para ajudar aqueles que têm uma capacidade de locomoção limitada.

## UTILIZADORES PRETENDIDOS

Qualquer utilizador com mobilidade reduzida e peso até 136 kg .

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Consulte um profissional de saúde antes de utilizar qualquer dispositivo de mobilidade assistida.
2. Não se destina a ser utilizado em piso com gelo ou outras superfícies escorregadias, pois pode escorregar.
3. Certifique-se de que os botões bloquearam firmemente as secções da bengala na posição.
4. Se o cabo ou a ponta se soltarem, ou se a bengala ficar danificada, pare imediatamente de a utilizar.

## MANUTENÇÃO

A bengala deve ser inspecionada regularmente quanto a sinais de danos ou desgaste. Por favor verifique:

- Danos na tubagem, incluindo dobras ou fissuras nas juntas dos tubos.

- Botões desgastados ou soltos ou orifícios alongados
- Punhos soltos ou gastos

## GARANTIA

Este produto tem garantia de três anos a partir da data de compra pelo utilizador. O fabricante fornecerá peças de reposição para qualquer peça que tenha partido devido a deficiências de fabrico. Entre em contato com o distribuidor a quem comprou o produto para o caso de precisar fazer uma reclamação. Falhas resultantes de danos acidentais, uso indevido, alteração ou desgaste não são cobertas por esta garantia. Entre em contato com o revendedor a quem comprou o produto para acionar a garantia.





## AVANT UTILISATION

Nous ne recommandons pas que le produit soit délivré à quiconque sans avoir préalablement procédé à une évaluation complète de ses besoins spécifiques. Il est important que l'utilisateur reçoive le support nécessaire du produit, tel que prescrit par un professionnel qualifié. Ceci est à la fois pour la sécurité de l'utilisateur et pour le processus de rééducation.

## FINALIDADE

Une aide à la marche pour aider ceux qui ont une capacité de marche limitée.

## UTILISATEURS PRÉVUS

Tout utilisateur à mobilité réduite pesant jusqu'à 136 kg

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Consultez un professionnel de la santé avant d'utiliser un appareil d'aide à la mobilité.
2. Non destiné à être utilisé sur la glace ou sur d'autres surfaces glissantes car il a le potentiel de glisser.
3. Assurez-vous que les boutons-poussoirs ont bien verrouillé les sections de la canne en position.
4. Si la poignée ou la pointe se desserrent, ou si la canne est endommagée, arrêtez immédiatement d'utiliser la canne.

## ENTRETIEN

Le canne doit être régulièrement inspecté pour détecter tout signe de dommage ou usure normale. Veuillez vérifier :

- Dommages aux tubes, y compris les courbures ou les fissures au niveau des joints des tubes.

- Boutons-poussoirs usés ou desserrés ou trous allongés
- Poignées desserrées ou usées

## GARANTIE

Ce produit est garanti pendant trois ans à compter de la date d'achat par l'utilisateur. Le fabricant fournira des pièces de rechange pour toute pièce cassée en raison d'un défaut de fabrication. Veuillez contacter le distributeur auprès duquel vous avez acheté le produit en cas de réclamation. Les défauts résultant d'un dommage accidentel, d'une mauvaise utilisation, d'une modification ou de l'usure ne sont pas couverts par cette garantie. Veuillez contacter le distributeur auprès duquel vous avez acheté le produit pour faire jouer la garantie.



## PRIMA DELL'USO

Si sconsiglia di consegnare il prodotto a chiunque senza prima effettuare una valutazione completa delle sue esigenze specifiche. È importante che all'utente venga fornito il supporto necessario tramite il prodotto come prescritto da un professionista qualificato. Questo è sia per la sicurezza dell'utente che per il processo di riabilitazione.

## UTENDI PREVISTI

Qualsiasi utente con mobilità ridotta con peso fino a 136 kg

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Consultare un operatore sanitario prima di utilizzare qualsiasi dispositivo per la mobilità assistita.
2. Non destinato all'uso su ghiaccio o altre superfici scivolose poiché potrebbe scivolare.
3. Assicurarsi che i pulsanti abbiano bloccato saldamente in posizione le sezioni del bastone da passeggio.
4. Se la maniglia o la punta si allentano, o se il bastone da passeggio si danneggia, smettere immediatamente di usarlo.

## MANUTENZIONE

Il bastone deve essere regolarmente ispezionato per rilevare eventuali segni di danni o usura. Si prega di verificare:

- Danni ai tubi, comprese eventuali piegature o crepe sui giunti dei tubi.
- Pulsanti usurati o allentati o fori allungati
- Impugnature allentate o usurate

## GARANZIA

Questo prodotto è garantito per tre anni dalla data di acquisto da parte dell'utente. Il produttore fornirà parti di ricambio per qualsiasi parte che si sia rotta a causa di difetti di fabbricazione. In caso di reclamo, rivolgersi al distributore presso il quale è stato acquistato il prodotto. I guasti dovuti a danni accidentali, uso improprio, alterazione o usura non sono coperti da questa garanzia. Per attivare la garanzia, rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.



## VOR GEBRAUCH

Wir empfehlen, das Produkt nicht an jemanden auszugeben, ohne vorher eine umfassende Beurteilung seines spezifischen Bedarfs durchzuführen. Es ist wichtig, dass der Benutzer durch das Produkt die notwendige Unterstützung erhält, wie von einem qualifizierten Fachmann verschrieben. Dies dient sowohl der Sicherheit des Benutzers als auch dem Rehabilitationsprozess.

## BEABSICHTIGTER ZWECK

Eine Gehhilfe zur Unterstützung von Menschen mit eingeschränkter Gehfähigkeit.

## BEABSICHTIGTER BENUTZER

Jeder Benutzer mit eingeschränkter Mobilität und einem Gewicht von bis zu 136 kg

## SICHERHEITSHINWEISE

1. Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie ein unterstütztes Mobilitätsgerät verwenden.
2. Nicht für die Verwendung auf Eis oder anderen rutschigen Oberflächen vorgesehen, da es rutschen kann.
3. Stellen Sie sicher, dass die Druckknöpfe die Gehstockabschnitte sicher in Position verriegelt haben.
4. Wenn sich der Griff oder die Spitze lösen oder der Gehstock beschädigt wird, verwenden Sie den Gehstock sofort nicht mehr.

## WARTUNG

Der Gehstock sollte regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Verschleiß überprüft werden. Bitte überprüfen Sie:

- Schäden an den Rohren, einschließlich Biegungen oder Rissen an den Rohrverbindungen.
- Abgenutzte oder lose Druckknöpfe oder Langlöcher
- Lose oder abgenutzte Handgriffe

## GARANTIE

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von drei Jahren ab dem Kaufdatum durch den Benutzer. Der Hersteller liefert Ersatzteile für alle Teile, die aufgrund von Herstellungsfehlern defekt sind. Wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, falls Sie einen Anspruch geltend machen möchten. Mängel, die auf zufällige Beschädigung, unsachgemäßen Gebrauch, Veränderung oder Verschleiß zurückzuführen sind, werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, um die Garantie zu aktivieren.



Rua Hermano Neves, 18 - 3º Piso - E7  
1600-477 Lisboa, Portugal  
export@evoluxionhealth.com

[www.evoluxionhealth.com](http://www.evoluxionhealth.com)