

Finalidade:

Órtese de pulso envolvente, fixação do polegar. Fixação e ajuste por velcro.

Características:

Tecido térmico: suporte térmico, elástico e extremamente respirável.

Apoio térmico: evita lesões, é antálgico, relaxante muscular, encurta o tempo de aquecimento.

Elasticidade uniforme em todas as direcções: melhor adaptação, ajuste e posicionamento.

Compressão tridimensional: aumenta a protecção, alivia a dor, reduz e controla o edema e melhora a sensação proprioceptiva.

Certificado Oeko-Tex Standard 100: um rótulo ecológico têxtil que garante a ausência de substâncias nocivas para a saúde.

Tratamento antibacteriano Thermo-Tex: inibe o crescimento de bactérias causadoras de odores, crescimento fúngico e absorve o suor.

Dimensões: Medida única

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: MQ510

Marca: Ottec

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

Instruções de utilização:

Pequeno traumatismo articular.

- Tendinite.
- Bursite.
- Entorse.
- Protecção e prevenção na prática desportiva.

Imagens do Artigo: