

Finalidade:

Banco de duche giratório torna o duche mais confortável graças ao seu assento giratório de 360° que evitará contorções difíceis. O assento é macio e acolchoado para o seu conforto. Também equipado com um pequeno tabuleiro para colocar os seus produtos e tê-los sempre ao seu alcance. O assento giratório é amovível para facilitar a limpeza.

Características:

Peso: 3 Kg.

Peso máximo do utilizador: 135 Kg

Dimensões:

38 x 38 cm

Assento 36 diâmetro x 41 a 58 cm

Cor: Branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva:

Classificação:

Modelo: 812191

Marca: Identités

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie. 49480 Saint Barthélemy d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Utilize um pano húmido com um produto não abrasivo e não corrosivo para limpar. Manter sempre limpo de resíduos.

Instruções de utilização:

Banco de duche giratório torna o duche mais confortável graças ao seu assento giratório de 360° que evitará contorções difíceis. O assento é macio e acolchoado para o seu conforto. Também equipado com um pequeno tabuleiro para colocar os seus produtos e tê-los sempre ao seu alcance. O assento giratório é amovível para facilitar a limpeza.

Imagens do Artigo: