

PROTETOR BANHO BRAÇO 115017

PEDIÁTRICO

Finalidade:

Protetor de braço impermeável para o proteger no duche diário. Tem um anel de silicone que se ajusta e impede a entrada de água no seu interior.

Características:

Polipropileno à prova de água, selo em silicone.

Dimensões:

Comprimento 55 cm

Cor: Branco transparente

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva:

Classificação:

Modelo: 115017

Marca: Identités

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior
2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Manter objetos afiados longe para não danificar. Manter sempre limpo e seco de resíduos. Manter seco.

Instruções de utilização:

Recomenda-se a utilização desta proteção sempre que tenha gesso ou outros problemas na pele que não possa ser molhado aquando da higiene diária.

Imagens do Artigo: