

# ALMOFADA MAXICONFORT 102160

## REDONDO COM ORIFÍCIO

**Finalidade:** Almofada anti escara, previne o aparecimento de úlceras de pressão, próprias de corpos que permanecem imóveis durante longos períodos de tempo. Recomendável no pós-parto, hemorróidas, fistulas. Grau de risco Médio.

**Características:** Exterior: Poliuterano – Saniluxe , Inodor, antibacteriano, antifungos, antiácido, antipercevejo, antimancha; impermeável, macio, transpirável. Capa impermeável.

Densidade: 50Kg/m<sup>3</sup> + Tatami

Interior: Espuma viscoelástica e tatami (5+3cm)

**Peso máximo:** 110 kg

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Preto

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 102160

**Marca:** UBIO Qualitylife

**Dimensões:** 42x8 cm

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:** C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Avenida dos Combatentes N.º96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:** Deve ser evitado o contacto da almofada com produtos corrosivos, decapantes, dissolventes e objetos “pontagudos-cortantes”. Evitar o contacto prolongado com líquidos. Conservar a almofada preferencialmente na posição horizontal, protegidos da luz natural e da humidade. **Não molhar o conteúdo da almofada.**

**Instruções de Utilização:** Adaptada a diferentes tipos de assentos, o que permite utilizar cadeira de rodas, sofás, etc. Posicionar a almofada sobre uma base plana. Escovar ou sacudir periodicamente a capa de fibra para manter a almofada em condições ótimas. Limpar a mão com pano húmido e com produtos neutros.

**Imagens do Artigo:**

