

Finalidade:

Cinta Sacrolombar com suporte térmico extremamente respirável que previne e dissipa o excesso de transpiração. O calor terapêutico previne lesões, actua como analgésico e relaxante muscular, reduz o tempo de pré-aquecimento, promove processos metabólicos, aumentando a circulação sanguínea e a troca de oxigénio do sangue para os tecidos lesionados, acelerando o processo de recuperação. Compressão tridimensional: a sua viscosidade aumenta a protecção sobre a área afectada, alivia a dor, reduz e controla o edema e melhora a sensação proprioceptiva. Indicado para dores lombares baixas não específicas. Hipotonia muscular. Síndrome de Facet. Traumatismos. Preventivo em actividades que requerem uma sobrecarga contínua da área lombossacral. Reabilitação postural. Tratamento pós-cirúrgico. Apoio, contenção e protecção lombar. Pressão intra-abdominal

Alívio para a região lombar. Reforço lombar com a cinta de apoio. Estimulação e melhoria da propriocepção. Calor terapêutico.

Características:

Sistema de fixação e ajuste independente. Inclui suporte de apoio amovível. Fixação de velcro largo. Elasticidade uniforme em todas as direcções: melhor ajuste, e colocação. Não restringe a mobilidade. Tratamento antibacteriano Themy-Tex. Órtese lombossacral feita de tecido elástico com quatro varas na zona lombo-sacral e duas baleias flexíveis na parte da frente. Sistema independente de fecho e ajuste. Inclui cinta de apoio amovível. Fixação de velcro largo. Certificado Oeko-Tex Standard 100.

Dimensões:

T.S : 60-75 cm

T.M : 75-91 cm

T.L : 90-105 cm

T.XL : 105-120 cm

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: FJ531

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

Instruções de utilização:

Colocar o cinto na área lombo-sacra na altura correcta para uso. Ajuda de pinos para os dedos para apertar e ajustar a peça sobre o abdómen. Fechar a peça de vestuário por velcro, uma vez obtida a compressão desejada.

Imagens do Artigo: