

## VISCOELÁSTICA

**Finalidade:** Almofada anti escaras, ajuda na prevenção do aparecimento de escaras, de úlceras de pressão, próprias de corpos que permanecem imóveis durante longos períodos de tempo. Recomendável no pós-parto, hemorróidas, fistulas. Grau de risco - Baixo.

**Características:** Exterior: Poliuretano Saniluxe (60% poliéster e 40% poliuretano). Interior: 4cm viscoelástica e 4 com HR espuma de poliuretano sensível à temperatura com fecho de correr.

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Preto

**Peso:** 70kg

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 102705

**Marca:** UBIO

**Dimensões:** 42 x 42 x 8 cm

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:** C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior 2040 - 357 RIO MAIOR [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

### Manutenção e armazenamento:

Lavagem à mão ou à máquina com produtos não abrasivos. Temperatura máxima 60°C. Não utilizar lixívia..

**Importante:** Não molhar o interior da Almofada

**Instruções de Utilização:** Adaptada a diferentes tipos de assentos, o que permite utilizar cadeira de rodas, sofás, etc. Posicionar a almofada sobre uma base plana. Escovar ou sacudir periodicamente a capa de fibra para manter a almofada em condições ótimas. Limpar a mão com pano húmido e com produtos neutro.

**Importante:** Não molhar o interior da Almofada

### Imagens do Artigo:

