

Finalidade: Almofada de posicionamento para a prevenção de escaras. Permite a colocação em várias posições

Características: Capa Saniluxe: 100% Poliuretano

Enchimento: Microesferas de poliestireno

Transpirável, antifogo, impermeável, macio e lavável

Dimensões: 37 x 26 cm

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 101308

Marca: UBIO

Declaração de conformidade: Dir.: CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Lavagem à mão sem produtos abrasivos a 90°C.
Não utilizar lixívia.

Instruções de utilização:

Adaptam-se perfeitamente na curvatura de qualquer membro ajudando na prevenção de escaras e a reduzir o inchaço.

Imagens do Artigo:

