

FORMA MEIA LUA

Finalidade: Almofada com forma de meia lua para posicionamento de membros, antebraço, perna ou outro membro para a prevenção de escaras. Almofada de posicionamento muito versátil com enchimento de microesferas. Permite a colocação em várias posições.

Características: Capa Saniluxe: 100% Poliuretano

Enchimento: Microesferas de poliestireno

Transpirável, antifogo, impermeável, macio e lavável

Dimensões: 137 x 80 cm

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 101314

Marca: UBIO

Declaração de conformidade: Dir.: CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavagem à mão sem produtos abrasivos a 90°C.
Não utilizar lixívia.

Instruções de utilização:

Para prevenção das úlceras por pressão, em especial nas zonas dos cotovelos e dos calcanhares. Adapta-se às diferentes morfologias de cada paciente.

Imagens do Artigo:

