

Finalidade: Almofada para joelhos anti-escaras acolchoada e antialérgico e permeável. Almofada de posicionamento lateral, protege as articulações do joelho do contacto e peso exercido de uma perna sobre a outra.

Características: Poliuretano Saniluxe. Enchimento de fibra poliéster siliconada. Antialérgico e permeável.

Lote: Ver embalagem

Cor: Branco

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 108500

Marca: UBIO

Dimensões: 26x20x5cm

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior 2040 - 357 RIO MAIOR qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Lavável à mão ou à máquina, com detergente neutro, temperatura máxima 30º, sem secar à centrifugação. Pode ser seca a temperatura reduzida. Não passar a ferro. Não usar lixívia.

Instruções de Utilização:

Colocar entre os joelhos e prender com fita para manter no sitio.

Imagens do Artigo:

