

**Finalidade: Ergotech** - Almofada anti escara, previne o aparecimento de úlceras de pressão, próprias de corpos que permanecem imóveis durante longos períodos de tempo. Recomendável no pós-parto, hemorróidas, fistulas. Pessoas que passem muito tempo sentadas, com risco elevado de escaras na zona do cóccix. Formato anatómico para correcto posicionamento e a abdução de pernas. Grau de risco elevado.

**Características:** Poliuretano Saniluxe: 60% Poliéster e 40% Poliuretano.  
Enchimento - Viscoelástico: Espuma de poliuretano de alta densidade.

Densidade: 100-120kg/m<sup>3</sup> Tatami

**Peso máximo do utilizador:** 140kg.

**Dimensões:** 42 x 42 x 10 cm

**Cor:** Preto

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 102805

**Marca:** UBIO

**Declaração de conformidade:**

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:** C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº15, Zona Industrial de Rio Maior, 2040-357 Rio Maior - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

Capa: Lavar à mão ou à máquina, com detergente neutro máximo a 60°C, suprimindo a centrifugação. Pode ser limpo a seco. Pode ser usada a secadora a temperatura reduzida. Não usar lixívia.

**Enchimento de viscoelástico não pode ser molhado.**

## Instruções de utilização:

Adaptada a diferentes tipos de assentos, o que permite utilizar cadeira de rodas, sofás, etc. Posicionar a almofada sobre uma base plana. Escovar ou sacudir periodicamente a capa de fibra para manter a almofada em condições ótimas. Limpar a mão com pano húmido e com produtos neutro

## Imagens do Artigo:

