

Finalidade: Travesseiro em U anti escara, evita a pressão na zona ocular em fibra de bambu, antibacteriano.

Indicada para lesões ou pós-operatório à zona ocular.

Características: 30% Bambu, 70% poliéster

Lote: Ver embalagem

Cor: Bege

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 116150

Marca: UBIO

Dimensões: 50x42x7 cm

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Lavável à mão ou à máquina, com detergente neutro, a 40º, sem detergente, a 40º, sem centrifugação. Evitar produtos abrasivos. Tolera o secador de tambor a baixa temperatura reduzida. Não passar a ferro. Não usar lixívia. Secar horizontalmente.

Instruções de Utilização:

O orifício central reduz a pressão na área ocular.

Imagens do Artigo:

