

Finalidade: Almofada abdutora com forma anatómica para cadeira de rodas, mantém as pernas separadas na forma correta assegurando um bom posicionamento.

Características: Polipropileno

Núcleo em espuma, capa de poliuretano Saniluxe. Fecha com velcro.

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Modelo: 705150

Marca: UBIO

Dimensões: 38x15x30 cm

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Avenida dos Combatentes N. 996, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Capa: Limpar simplesmente com um pano húmido. Também pode ser lavado à mão ou lavado à máquina até 90°C. Pode ser seco na máquina de secar. Não usar lixívia.

Instruções de Utilização:

Almofada em cunha com múltiplos usos. Para dar apoio a pernas e costas.

Imagens do Artigo:

