

**Finalidade:** Almofada viscoelástica e anti escara, com forma quadrada. Esta almofada é feita à medida para casos bariátricos.

Grau de risco : Elevado

**Características:** Saniluxe Poliuretano (60% poliéster, 40% poliuretano)

Interior: Viscoelástico e tatami - Espuma de poliuretano comprimido (7+3cm)

Anti escara, anti ácaros, impermeável, anti fungo, antiodor, antifogo, macio, lavável.

**Peso máximo:** 140 kg

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Preto

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 102200

**Marca:** UBIO Qualitylife

**Dimensões:** 50x50x10 cm

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:** C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:** Deve ser evitado o contacto da almofada com produtos corrosivos, decapantes, dissolventes e objetos “pontagudos-cortantes”. Evitar o contacto prolongado com líquidos. Conservar a almofada preferencialmente na posição horizontal, protegidos da luz natural e da humidade. Capa lavável à mão ou na máquina com detergente neutro a uma temperatura máxima de 90°C . Não usar centrifugação. Não usar lixívia.

**Não molhar o enchimento da almofada.**

**Instruções de Utilização:** Adaptada a diferentes tipos de assentos, o que permite utilizar cadeira de rodas, sofás, etc. Posicionar a almofada sobre uma base plana. Escovar ou sacudir periodicamente a capa de fibra para manter a almofada em condições ótimas. Limpar a mão com pano húmido e com produtos neutro.

**Imagens do Artigo:**

