

Finalidade:

Prato muito prático para uso com uma mão. Tem um lado com borda curva e um lado com borda baixa. Tem uma ventosa removível para fixar o prato à mesa e garantir a segurança durante a utilização.

Pode ser utilizado no micro-ondas e na máquina de lavar loiça, sem a ventosa de fixação.

Características:

Prato antiderrapante com ventosa removível.
Lavável na máquina de lavar loiça sem a ventosa de fixação
Diâmetro – 23,5 cm

Peso: 185g

Dimensões: 23,5 cm diâmetro, 6 cm altura

Cor: Branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva:

Classificação:

Modelo: 813234

Marca: Identités

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Avenida dos Combatentes N.º96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Lavar à mão ou na máquina de lavar loiça.

Instruções de utilização:

Prato muito prático para uso com uma mão. Tem um lado com borda curva e um lado com borda baixa. Tem uma ventosa removível para fixar o prato à mesa e garantir a segurança durante a utilização.

Imagens do Artigo: