

Finalidade:

Banco de canto para chuveiro é muito estável e prático graças ao seu assento triangular que caberá no canto do chuveiro sem o desmanchar. A alta qualidade da estrutura e alumínio permite ajustar a altura das pernas ajusta-se sem qualquer esforço. Ideal para cabines de duche com espaço limitado.

Características:

Materiais: polietileno e alumínio de alta densidade

Peso: 2,6 Kg.

Peso máximo do utilizador: 113 Kg

Dimensões globais:

Lado: 52 cm

Assento: 45 x 45 x 45 cm

Altura do Assento ajustável de 42 a 57 cm

Cor: Branco

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva:

Classificação:

Modelo: 812054

Marca: Identités

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 – Bd de la Chanterie. 49480 Saint Barthélemy d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior
2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Utilize um pano húmido com um produto não abrasivo e não corrosivo para limpar. Manter sempre limpo de resíduos.

Instruções de utilização:

Banco de canto para chuveiro é muito estável e prático graças ao seu assento triangular que caberá no canto do chuveiro sem o desmanchar. A alta qualidade da estrutura e alumínio permite ajustar a altura das pernas ajusta-se sem qualquer esforço. Ideal para cabines de duche com espaço limitado.

Imagens do Artigo: