

BANCO DE CANTO DE SUMATRA

Referências 812054 812189

Descrição geral

O banquinho de chuveiro de canto de Sumatra é muito estável e muito prático graças ao seu assento triangular que caberá no canto do seu chuveiro sem desmontá-lo. A sua estrutura de alumínio de alta qualidade permite-lhe ajustar os pés em altura sem qualquer esforço. Ideal para pequenas cabines de chuveiro de espaço.



Existe versão para de conforto adicional com assento almofadado:

Referência de conforto Sumatra 812189.

Benefícios

- Estrutura do banco é em polietileno de alta densidade para o conforto e a máxima estabilidade de o utilizador
- Estrutura de alumínio resistente e anticorrosão
- Forma triangular para distribuir o peso de o utilizador em um grande espaço para reforçar o segurança do utilizador
- Pés com ventosa para grande estabilidade e segurança
- Altura do assento ajustável
- Pés rapidamente amovíveis para fácil transporte e armazenamento

Características

- Materiais: polietileno e alumínio de alta densidade
- Altura do assento: 480mm a 645mm
- Dimensões do assento: 45 x 45 x 45 cm
- Dimensões gerais: lado de 52 cm
- Peso: 2,6 kg
- Peso máximo suportado: 113 kg
- 1 ano de garantia
- CERTIFICADA CE

