# ASSENTO ELEVATÓRIO HIDRÁULICO 821001 & GeriMais

#### Finalidade:

Este assento, confortável como uma almofada, possui um mecanismo hidropneumático que permite seu desdobramento automático e suave quando o usuário começa a se levantar. Auxilia cerca de 50 a 60% do esforço a ser realizado. Quando você se senta, o assento desce suavemente. Para o seu correto funcionamento, basta ter previamente ajustado o macaco ao seu peso.

#### Características:

Capa removível e lavável na máquina. Espuma standard. Peso 4 Kg

Dimensões: 43 x 48 x 5cm

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Classificação:

Modelo: 821001

Marca: Identités

Fabricante: Identités

**Morada do fabricante:** ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira,

nº 15, Zona Industrial Rio Maior

2040-357 Rio Maior - qualidade@gerimais.com

### Manutenção e armazenamento:

Mantenha limpo e seco. Utilize um pano húmido. Capa removível para lavar.

## Instruções de utilização:

Deve ajustar o peso do utilizador da frente travando o cilindro de acordo com a escala no fundo do banco. Deve operar o cilindro cerca de dez vezes antes da sua utilização final para permitir a suavização.

# **Imagens do Artigo:**





