

# IMOBILIZADOR 11100/111200/202 DE PULSO (PAR)

**Finalidade:** Imobilizador de pulso Suapel, fixação/contenção firme ou relaxada de um ou ambos os pulsos. Correias em nylon.

**Características:** Suapel: 100% poliéster.

Com tira em velcro com fivelas para ajuste.

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Branco, Azul, Cinzento

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** Branco – 111100

Azul – 111200

Cinzento - 111202

**Marca:** UBIO

**Dimensões:**

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:**

C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:**

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:** É aconselhável lavar à mão com água fria e produtos não abrasivos. No caso de lavar na máquina é recomendada a utilização de programas para peças de vestuário delicadas e sem secar à máquina. Não limpar a seco. Não usar lixívia.

## Instruções de Utilização:

Produto destinado a possibilitar o controlo de pacientes desorientados ou alterados que é necessário a utilização do imobilização. É ideal para impedir que os pacientes retirem sondas, cateteres, fraldas, pensos e outros além da proteção da pele dos pacientes uma vez que impede que se arranhem.

## Imagens do Artigo:

