

Finalidade:

A grade lateral de cama Plus protege efetivamente a pessoa que está na cama. É fixado entre o colchão e o estrado com correias de suporte. É facilmente rebatido pressionando as duas primeiras barras e trava automaticamente quando levantado.

Características:

Estrutura em aço e polietileno com pega de espuma.

Dimensões:

Barreira: 90cm x 50,5 cm

Dimensão moldura sob colchão: 90 x 40cm

Cor: Turquesa

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva:

Classificação:

Modelo: 823107

Marca: Identités

Declaração de conformidade: Dir. CE 93/42

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Limpar o varão com água morna e um detergente neutro. Usar um pano macio para evitar arranhões. Nunca utilizar solventes para a limpeza. Manter seco.

Instruções de utilização:

Ideal para pessoas com tendência a cair da cama evitando essas quedas.

A correia de fixação deve ser apertada para que o portão esteja seguro.

Colocar o comprimento restante da alça debaixo do colchão.

A grade da cama pode ser aparafusada à cama para maior segurança

Imagens do Artigo: