

**Finalidade:**

Permite uma maior segurança e estabilidade, a pessoas com mobilidade reduzida e/ou deficiência, durante o duche;

**Características:** Estrutura de Alumínio anodizado (regulável em altura), assento em polietileno HDPE e ponteiros em Borracha;

Peso: 3,2Kg

Carga máxima: 130kg

Assento: 49x49cm

**Cor:** Branco;

**Data de produção e Lote:** Referido no artigo;

**Embalagem:** 1 unidade;

**Diretiva 93/42/EEC;**

**Classificação:** Classe I;

**Modelo:** RS815;

**Marca:** Onda (Moretti);

**Dimensões:** 49x38x47cm;

**Peso Máximo de utilizador:** 110kg;

**Fabricante:** Moretti S.P.A;

**Morada do fabricante:** Via Bruxelles, 3 – Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo);

**Importador e Distribuidor:** Gerimais;

**Morada do Importador e Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e Limpeza:**

Para limpar utilize água morna e um sabão neutro. Seque com um pano.

Não utilizar substâncias abrasivas, ácidos, álcool, detergentes à base de cloro, desinfetantes e acetona, porque estas substâncias provocam a abrasão das superfícies metálicas;

**Instruções de Utilização:**

Coloque o assento e abra-o sobre uma superfície plana e nivelada. Verifique a estabilidade do assento antes de utilizar.

**Imagens do Artigo:**