

**Finalidade:** Saco de gelo Kyara destina-se a arrefecer partes do corpo humano. Permite conservar o gelo durante mais tempo, otimizando a sua utilização.

**Características:**

Interior: PVC, Exterior Nylon,

Tampa de rosca

**Dimensões:** 28 cm diâmetro

**Cor:** Azul

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** ST191

**Marca:** Kyara

**Declaração de Conformidade:** Diretiva CE 93/42

**Fabricante:** Moretti S.p.A.

**Morada do fabricante:** Via Bruxelles 3 - Meleto

52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:**

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

Para armazenar guardo o saco seque longe de fontes de calor e no seu interior com um pouco de pó talco. A limpeza deve ser realizada com água morna e um detergente neutro. Deixe secar naturalmente, não exponha a luz solar direta ou outras fontes de calor. Não utilize produtos alcalinos, ácidos ou solventes para desinfetar.

**Instruções de Utilização:**

Saco para colocar gelo, ideal para utilizar em situações em que é necessário arrefecer uma parte do corpo rapidamente, por exemplo quando existe hematomas ou contusões.

**Imagens do Artigo:**

