

Finalidade: Almofada de aquecimento do corpo humano, cervical, costas, dorsal, lombar, abdominal, articulações, conforme o modelo.

Características: COMPONENTES PRINCIPAIS

1. Controlo remoto
 2. Seleccionador de temperatura
 3. Exibição / Display
 4. Conector
 5. Base de conector
- Tem 3 níveis de temperatura.

Cor: Cinzento

Diretiva: CE 93/42

Classificação: Classe I

Marca: Alpak (Moretti)

Modelo: LTK720

Dimensões: 29 x 69 cm

Declaração de conformidade: Diretiva 2007/47

Fabricante: Moretti S.p.A.

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Avenida dos
Combatentes N. 96, Estrada Nacional 1, Lugar
Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior -
qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Antes de limpar, certifique-se de que a Almofada de Aquecimento não está ligado à eletricidade e que está fria.

- Desligue sempre o cabo de alimentação antes de limpar.
- A Almofada de Aquecimento pode ser lavada à mão (NÃO NA MÁQUINA DE LAVAR) a uma temperatura não superior a 30°C
- Use um detergente neutro
- NÃO USE lixívia
- NÃO passe a ferro

Instruções de Utilização: A Almofada de Aquecimento foi concebida para aquecer o corpo humano. Permite a aplicação direcionada de calor. A Almofada Térmica pode ser colocada em partes do corpo tais como: cervical, ombros, costas, dorsal, lombar, abdominal e articulações, dependendo do modelo em sua posse.

Imagens do Artigo:

