

**Finalidade:** NEW HOSPIVAC 350 consiste num aspirador cirúrgico de alimentação elétrica 230V ~/50Hz, que deve ser usado para a aspiração de líquidos corporais (como por exemplo: muco, catarro e sangue) e é dotado de 4 rodas anti estáticas, duas das quais com dispositivo de travagem e pega de arrastamento. Aparelho idealizado para oferecer facilidade de transporte e utilização contínua. Graças a estas características e aos desempenhos de que é dotado, este dispositivo é particularmente adequado para o uso na sala de cirurgia, em contexto hospitalar, para a aspiração de líquidos corporais e para aplicações de ginecologia.

**Características:** O corpo é feito em material de plástico de elevado isolamento térmico e elétrico, em conformidade com as normas de segurança europeias, o aparelho é fornecido com nº2 recipientes de aspiração completos em policarbonato esterilizáveis e com válvula contra transbordo, e é dotado de regulador de aspiração e vacuómetro situados no painel frontal.

Alimentação: 230V ~ / 50Hz; Potência absorvida: 230 VA; Fusível: F 1 x 4A L 250V; Aspiração máx (sem ligação recipientes): -90kPa / -0.90 Bar / -675mmHg  
Fluxo máximo de aspiração (sem ligação recipientes): 60 l/min; Peso: 13 Kg; Funcionamento: Contínuo  
Precisão leituras indicador vácuo: ± 5%

**Dimensões:** 460 x 450 x 420 mm

**Cor:** Branco e azul

**Diretiva:** 93/42/CEE

**Classificação:** Classe IIa

**Modelo:** New Hospivac 350

**Certificado:** Declaração de Conformidade

**Fabricante:** CA-MI srl

**Morada do fabricante:**

Via Ugo La Malfa 13 – 43010 Pilastro (Pr) – 43013 Langhirano (PARMA) - Itália

Vendite@ca-mi.it; export@ca-mi.it

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:** Coloque o aparelho de forma a evitar obstruir as entradas de ar situadas na traseira e na lateral do mesmo dispositivo; Não utilize o aparelho em ambientes em que estejam presentes misturas anestésicas inflamáveis com o ar, com o oxigénio e protóxido de azoto que poderiam provocar explosões e/ou incêndios. Não deixe ligado o aparelho à tomada de alimentação quando não estiver a ser utilizado;

### Instruções de Utilização:

#### Ler atentamente o manual de Instruções.

Para uma utilização correta, coloque o aspirador numa superfície estável, de forma a obter o volume de utilização completo do recipiente e uma maior eficácia do dispositivo contra transbordo. O recipiente de aspiração, durante a sua utilização, deve ser usado no modo vertical, para evitar a intervenção da válvula antirretorno.

**Alertas:** O dispositivo não pode ser utilizado para a drenagem torácica; O aparelho não deve ser usado para a aspiração de líquidos explosivos, facilmente inflamáveis ou corrosivos. O NEW HOSPIVAC 350 / NEW HOSPIVAC 400 não é um dispositivo adequado para ressonância magnética. Não introduza o dispositivo no ambiente de RM.

### Imagens do Artigo:

