

**Finalidade:** Desenvolvido para usos domésticos, pequenas clínicas e lares. Compressor de nebulização de pistão para terapia de aerossóis. Rápido e eficiente com qualquer tipo de medicação. Inclui prático compartimento para guardar todos os acessórios. Compacto, leve, silencioso e veloz. Indicado: Pacientes que necessitem de nebulizações com frequência.

**Características:**

Consumo de energia 184 VA 184 VA;  
Pressão máxima: 2,5 bar 36 psi 250 Kpa;  
Pressão operacional: 1,3 bar 18,9 psi 130 Kpa;  
Fluxo livre: 16 L/min 16 L/min;  
Fluxo operacional: 5,2 L/min;  
Taxa de Neb com 4 ml solução de NaCl a 0,9%: 0,5 ml/min;  
Diâmetro aerodinâmico médio de massa: 3,25 µm (MMAD);  
Fração Respirável (< 5µm) > 70%;  
Nível de ruído (EN 13544-1 Standard): 57 dB;  
Peso: 2,25 kg;

**Dimensões:** 23x19x16 cm

**Cor:** Branco e Azul

**Diretiva:** MDD 93/42/CEE

**Classificação:** Classe IIa

**Modelo:** RE 300551 / 03

**Certificado:** Declaração de Conformidade

**Importador:** CA-MI srl

**Morada do importador**

Via Ugo La Malfa 13 – 43010 Pilastro (Pr) – 43013  
Langhirano (PARMA) - Itália  
Vendite@ca-mi.it; export@ca-mi.it

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Avenida dos  
Combatentes N. 96, Estrada Nacional 1, Lugar  
Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior -  
qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:** Armazene os acessórios fora do alcance das crianças. As crianças e as pessoas com dificuldades de aprendizagem deverão usar o dispositivo clínico, sob a vigilância de um adulto na plena posse das suas faculdades mentais.

Verificar o manual de instruções.

**Instruções de Utilização:**

O nebulizador deverá ser substituído após um longo período de inatividade, se estiver deformado ou partido, ou se a agulheta/bocal estiver bloqueado por resíduos secos de medicamentos, pó, etc. Use o acessório do nariz, apenas se for indicado pelo seu médico. NUNCA insira no nariz a bifurcação nasal, aproxime-a apenas o mais que puder. O filtro do ar deve ser substituído todas as 25 horas de funcionamento ou quando apresentar sinais de utilização excessiva. Substituir o filtro: Levante a cobertura do filtro com os dedos ou com a ajuda de uma chave de fendas lisa. Remova o filtro para ser substituído e insira o novo; feche a cobertura, assegurando-se que adere devidamente à superfície. A máscara e o tubo devem ser substituídos assim que apresentem sinais de deterioração.

**Imagens do Artigo:**

