

Finalidade: CLINEB PRO é um aparelho de aerosolterapia com compressor de pistão, indicado para terapia intensiva em clínicas e hospitais. É equipado com regulador de pressão e indicador e novo kit nebulizador HI-4 com 4 velocidades diferentes e com sistema de válvula que reduz a quantidade de fármaco não nebulizado, com alta eficácia para garantir tratamentos rápidos e precisos.

Características: Acessórios: Nebulizador HI-4, Máscara de Adulto, Máscara Pediátrica, Tubo de ar e Bocal, Acessório do Nariz
Consumo de energia 170 VA;
Alimentação: 230V ~ / 50 Hz
Fusível: F 1 x 1.6A L 250V
Pressão máxima: 300 kPa (3.0 Bar)
Fluxo Máximo de Ar: 16 l/min
Pressão de Funcionamento: 95 kPa (0.95 Bar)
Fluxo de Ar em Funcionamento: 8.0 l/min a 95 kPa

	Pos. A (fechado)	Pos. B	Pos. C	Pos. D
Nível de nebulização **	0,40 ml	0,60 ml	0,70 ml	0,80 ml
MMA *	3,32	4,07	4,13	4,18
GSD *	4,12	2,64	2,74	2,49
Output (ml/min) *	0,077	0,105	0,124	0,138
Output (ml)*	0,189	0,237	0,247	0,260

(*) Dados coletados com a série Cascade Impactor 290, em conformidade com a norma EN 13544-1, por atomização de 2ml de NaF 1,0%

(**) Dado por nebulização livre de 2ml NaCl 0,9% (valor médio de atomização por minuto)

Nível de ruído (EN 13544-1): +-56 dB;

Peso: 2,2 kg;

Ciclo de funcionamento: Non-Stop

Dimensões: 230 x 250 x 190 mm

Cor: Branco e Azul

Diretiva: MDD 93/42/CEE

Classificação: Classe IIa

Modelo: RE 300551 / 03

Certificado: Declaração de Conformidade

Importador: CA-MI srl

Morada do importador

Via Ugo La Malfa 13 – 43010 Pilastro (Pr) – 43013

Langhirano (PARMA) - Itália

Vendite@ca-mi.it; export@ca-mi.it

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Avenida dos Combatentes N.º96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: Armazene os acessórios fora do alcance das crianças. As crianças e as pessoas com dificuldades de aprendizagem deverão usar o dispositivo clínico, sob a vigilância de um adulto na plena posse das suas faculdades mentais. Verificar o manual de instruções. Use um pano seco, não abrasivo e sem detergentes solventes. A ficha do cabo de alimentação deverá estar desconectada da tomada antes de proceder a qualquer tipo de limpeza.

Instruções de Utilização: O nebulizador deverá ser substituído após um longo período de inatividade, se estiver deformado ou partido, ou se a agulheta/bocal estiver bloqueado por resíduos secos de medicamentos, pó, etc. Use o acessório do nariz, apenas se for indicado pelo seu médico. NUNCA insira no nariz a bifurcação nasal, aproxime-a apenas o mais que puder. Substituir o filtro: Levante a cobertura do filtro com os dedos ou com a ajuda de uma chave de fendas lisa. Remova o filtro para ser substituído e insira o novo; feche a cobertura, assegurando-se que adere devidamente à superfície. A máscara e o tubo devem ser substituídos assim que apresentem sinais de deterioração.

Imagens do Artigo:

