

Finalidade:

Almofada para prevenção e tratamento de úlceras por pressão. Núcleo de espuma hiperelástica de 2 camadas. A placa superior apresenta espuma viscoelástica. Com formato anatômico para favorecer uma postura ideal. Capa de poliuretano, extraível, lavável até 95°C, impermeável mas transpirável, costuras seladas por ultra-som e com uma base anti-derrapante.

Indicada para úlceras até ao estado 4 (EPUAP) e situações de risco alto.

Características:

Espuma Viscoelástica. Capa composta por uma mistura de 3 tecidos que assegura um excelente microclima, removível, lavável até 95°C, impermeável mas transpirável, costuras seladas por ultra-som e com uma base anti-derrapante.

Peso máximo do utilizador: 20 a 120 Kg

Dimensões: 42 x 42 x 8 cm

Cor: Azul

Diretiva: EU 2017/745

Classificação:

Modelo: X-SEATCL4242

Certificado: Declaração de Conformidade

Fabricante: Funke Medical AG

Morada do fabricante:

Ährenfeld 10, 46348 Raesfeld, Alemanha

info@funke-medical.de

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Avenida dos Combatentes N.º96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Manter limpo e seco. Manter objetos cortantes longe da almofada. Manter longe de fontes de calor. Não molhar o núcleo da almofada.

Imagens do Artigo: