

## HEEL PROTECTOR

### Finalidade:

Como parte da terapia sistemática anti-escaras, a Bota Protetora de Calcanhar Posimed® é um dispositivo médico construído de Geltouch® de célula aberta respirável e espuma de alta resiliência (HR).

Ele é projetado para aliviar a pressão do calcanhar de um indivíduo sem mobilidade, elevando e amortecendo o calcanhar, reduzindo a pressão, o atrito na superfície da cama ou cadeira de rodas e subsequentes lesões por pressão.

### Características:

Espuma Viscoelástica. O tecido Mesh3 garante um excelente microclima. Costuras seladas por ultrasons na parte superior. Forma anatômica que garante uma boa postura na posição sentada. Hiperelástico de 2 camadas. Base antiderrapante. Peso máximo do utilizador: Adequado para todos os pesos do paciente.

**Dimensões:** Universal

**Cor:** Azul e branco

**Diretiva:** EU 2017/745

**Classificação:**

**Modelo:** PO-HEELPR

**Certificado:** Declaração de Conformidade

**Fabricante:** Funke Medical AG

**Morada do fabricante:**

Ährenfeld 10, 46348 Raesfeld, Alemanha

info@funke-medical.de

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Avenida dos Combatentes N.º96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

### Manutenção e armazenamento:

Manter limpo e seco. Manter objetos cortantes longe da almofada. Manter longe de fontes de calor. Não molhar.

### Imagens do Artigo:

