

COLETE TAYLOR-KNIGHT ALUMINO CDL508

Espartilhos rígidos

- IMOBILIZAÇÃO
- SEGURANÇA MÁXIMA



Corsés Rígidos

Grupo de espartilhos imobilizadores para o tratamento de patologias ou lesões ósseas e pós-operatórias.



Verifique a disponibilidade de tamanhos especiais com **CentralFab**

CDL508 COLETE TAYLOR-KNIGHT ALUMINO CDL508

CDL508: Estrutura rígida de alumínio para uma adaptação perfeita e fácil.



INDICAÇÕES:

- Dores lombares baixas.
- Dores de costas.
- Espondilite.
- Espondilolistese.
- Degeneração discal.

EFEITOS

- Imobilização.
- Correção da Lordose.
- Contração da flexão-extensão e inclinação lateral.



Corsés Rígidos

DIMENSÕES

Circunferência do tronco em cm.

- S** 85-95
- M** 95-105
- L** 105-115
- XL** 115-125



ALTURA	ALTURA	ALTURA
FRENTE	TRASEIRA	TRASEIRA
CDL508	S 49cm.	S 55cm.
22cm.	M 52cm.	M 57cm.
	L 55cm.	L 60cm.
	XL 55cm.	XL 60cm.
	XL 60cm.	

