

Finalidade:

Colchão com sistema anti-escaras e de tratamento de úlceras de pressão, com um núcleo composto por 2 camadas de espuma com canais de ventilação em diferentes planos, oferece um excelente alívio de pressão para utilizadores que estejam na cama por períodos prolongados. Adequado para terapia contra a dor. Com capa de Poliuretano desinfectável, lavável, impermeável à urina, fungos e bactérias, no entanto transpirável. Risco Médio.

Características:

Capa PU – Extraível; Lavável a 95°C; Desinfectável; Resistente a desinfetantes. Fecho com lapela. Capa para incontinência transpirável. Laterais reforçadas. Canais de ventilação para um microclima ótimo. Núcleo de espuma hiperelástico de 2 capas (com cortes longitudinais e transversais).

Espuma HR transpirável

Peso do utilizador: 20 a 140 Kg

Dimensões: 14 x 190 x 90 cm

Cor: Azul

Diretiva: EU 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: DO19000007EX

Certificado: Declaração de Conformidade

Fabricante: Funke Medical AG

Morada do fabricante:

Ährenfeld 10, 46348 Raesfeld, Alemanha

info@funke-medical.de

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Manter limpo e seco. Manter objetos cortantes longe do colchão. Manter longe de fontes de calor.

Imagens do Artigo: